

ReSound Unite™

# NÁVOD K OBSLUZE

## ReSound Unite™ TV Streamer 2



ReSound

rediscover hearing

## Úvod

Gratulujeme Vám ke koupi zařízení ReSound Unite™ TV Streamer 2.

TV Streamer 2 Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo podobných zařízení přímo do Vašich sluchadel.

Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto návodu k obsluze, abyste plně využili výhod zařízení TV Streamer 2. Pokud budete mít jakékoliv další otázky, obraťte se na svého foniatra.

Další informace naleznete také na webové stránce

[www.resound.com/unite](http://www.resound.com/unite).

Pro svou vlastní bezpečnost si pozorně přečtěte kapitolu Důležité informace na stranách 28-29.

Model: SAS-3

FCC ID: X26SAS-3

## Prohlášení:

Tento přístroj je v souladu s FCC Rules Part 15.

Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.

*Poznámka:* Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.

Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.

Změny nebo modifikace mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

### **Předpokládané použití**

TV Streamer 2 má umožnit uživatelům 2,4 GHz bezdrátových sluchadel ReSound a Interton lepší sledování TV či jiných zvukových programů. Základní vlastností TV Streamer 2 je přenést signál z televizoru nebo jiného zvukového zařízení do 2,4 GHz bezdrátových sluchadel.

### **Seznam zemí**

Produkty s bezdrátovou funkcí jsou určeny k prodeji v zemích Evropské unie a ve Švýcarsku.

### **Národní omezení:**

Norsko: Není dovoleno používat toto zařízení do 20km od centra Ny Ålesund.

Výrobek je ve shodě s těmito regulačními požadavky:

V rámci EU: přístroj je ve shodě se základními požadavky podle Přílohy I Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (MDD) a základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (R & TTE). Prohlášení o shodě je možné nahlédnout na [www.resound.com](http://www.resound.com)

V USA: FCC CFR 47 část 15, podčást C.

Ostatní zjištěné platné mezinárodní právní požadavky v zemích mimo EU a USA. Prosím prostudujte si místní požadavky pro tyto oblasti.

Výrobek je klasifikován jako přijímač třídy 2 dle EN 300 328.

Model: SAS-3

IC: 6941C-SAS3

Tento aparát třídy B je v souladu s kanadským ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

K provozu je potřeba dodržet následující zásady: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli

vnější rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

V Japonsku:


This device has been granted a designation number by Ministry of Internal Affairs and Communications under "Ordinance concerning Technical Regulations Conformity Certification etc. of Specified Radio Equipment (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)" Article 2-1-19 "This device should not be modified (otherwise the granted designation number will be invalid)".

## Obsah

Popis. . . . .	8
Začínáme . . . . .	10
Párování se sluchadly . . . . .	18
Aktivace a deaktivace přenosu . . . . .	21
Ovladače. . . . .	24
Režim nastavení zpoždění. . . . .	26
Důležité informace . . . . .	27
Technické specifikace. . . . .	30
Záruka. . . . .	30
Řešení problémů. . . . .	32


## Popis

- 1 Micro-USB konektor pro napájení
- 2 Párovací tlačítko
- 3 Přepínač Mono / Stereo
- 4 Analogový mini-jack audio vstup
- 5 Optický (Toslink) audio vstup
- 6 Koaxiální audio vstup



8

- 7 Zvýšení hlasitosti
- 8 Snížení hlasitosti
- 9 Kontrolka zapnutí (zelená)
- 10 Kontrolka aktivity (žlutá)
- 11 Síťový adaptér
- 12 Micro-USB zástrčka



9

## Začínáme

### Instalace TV Streamer 2

V závislosti na Vaší TV, HiFi stereu, počítači nebo jiném audio přístroji, se může instalace zařízení TV Streamer 2 mírně lišit. Následující kroky Vás provedou procesem párování a připojení, který by měl být snadno proveditelný téměř kýmkoliv. Začněte připojením kabelů a proces dokončete spárováním zařízení TV Streamer 2 s Vašimi sluchadly.



TV Streamer 2 podporuje jak analogový tak digitální audio vstup. Přečtěte si prosím následující kapitoly pro získání informací o podporovaných audio formátech a tom, jak připojit TV Streamer 2 ke zdrojům audio signálu.


### Připojení TV Streamer 2 k analogovému audio signálu (např. TV nebo HiFi stereo)

1. Připojte síťový adaptér do zásuvky a zapojte Micro USB konektor do TV Streamer 2.
2. Zasuňte stereo mini-jack konektor audio kabelu do mini-jack zásuvky audio vstupu TV Streamer 2 (4 na straně 8).
3. Zapojte opačný konec červeného a bílého audio kabelu do terminálu „AUDIO OUT“ zdroje signálu.

4. Terminál „AUDIO OUT“ je obvykle označen písmeny „L – R“ (vlevo - vpravo) a bývá umístěn na zadním panelu televize.



*Poznámka:* Při tomto zapojení bude většina TV přijímačů dodávat zvuk současně do reproduktorů i do sluchadel. U některých TV můžete nastavit poměr mezi „AUDIO OUT“ a reproduktory - řiďte se uživatelskou příručkou svého TV přijímače.



## Alternativní zapojení audio kabelů:

Pokud nelze TV Streamer 2 připojit k AUDIO OUTPUT konektoru zdroje audio signálu pomocí bílého a červeného konektoru, můžete použít alternativní možnosti připojení:


### Mini-jack adaptér:

1. Připojte síťový adaptér do zásuvky a zapojte Micro USB konektor do TV Streamer 2.
2. Zasuňte stereo mini-jack konektor audio kabelu do mini-jack zásuvky audio vstupu TV Streamer 2 (4 na straně 8).
3. Připojte stereo mini-jack adaptér na bílý a červený konektor na opačném konci audio kabelu.
4. Zapojte stereo mini-jack adaptér do výstupního „SLUCHÁTKOVÉHO“ terminálu zdroje audio signálu, nebo alternativně do audio konektoru Vašeho počítače.



*Poznámka: Sluchátkový výstup se obvykle nachází na přední nebo boční straně TV. Při použití sluchátkového konektoru obvykle dojde ke ztlumení reproduktorů TV a zvuk slyší pouze osoba se sluchadly. Pokud nechcete, aby reproduktory TV byly ztlumené, připojte TV Streamer 2 podle předchozího návo-*


*du, nebo podle následujícího návodu pomocí scart adaptéru. Vaše TV však může podporovat i současný provoz reproduktorů a sluchátek. Tuto možnost ověřte v uživatelské příručce své TV.*



### Scart adaptér:

1. Připojte síťový adaptér do zásuvky a zapojte Micro USB konektor do TV Streamer 2.
2. Zasuňte stereo mini-jack konektor audio kabelu do mini-jack zásuvky audio vstupu TV Streamer 2 (4 na straně 8).
3. Připojte scart adaptér na bílý a červený konektor na opačném konci audio kabelu.
4. Zapojte scart adaptér do výstupního scart terminálu zdroje audio signálu.

**i** *Poznámka: Výstupní scart terminál bývá obvykle umístěn na zadním nebo bočním panelu TV nebo DVD. Pokud je potřeba provést další konfiguraci scart výstupu, naleznete tuto informaci v uživatelské příručce příslušného zařízení.*



### Připojení TV Streamer 2 k digitálnímu audio signálu (např. TV nebo HiFi stereo)

**i** *TV Streamer 2 podporuje jak analogový tak digitální audio vstup. Při použití digitálního audio vstupu jsou podporovány následující formáty:*

#### Stereo PCM

- Vzorkovací frekvence: Až do 192 kHz
- Rozlišení: Až do 32 bit

#### Dolby Digital

- Kanály: Max 5.1
- Datový tok: 32 kbs až 640 kbs
- Vzorkovací frekvence: 32, 44.1 a 48 kHz

*Poznámka: Dolby Digital Plus (vyžadující HDMI interface), Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, Dolby Digital EX, Dolby Digital Surround EX, a AAC (Advanced Audio Codec) nejsou podporovány.*




## Použití optického (Toslink) audio vstupu

1. Připojte síťový adaptér do zásuvky a zapojte Micro USB konektor do TV Streamer 2.
2. Zapojte jeden z konců optického audio kabelu do zásuvky optického audio vstupu (5 na straně 8) TV Streamer 2.

*Poznámka: Většina optických kabelů je dodávána s malou ochrannou krytkou konců kabelu. Tuto ochrannou krytku prosím sejměte před zapojením kabelu.*


3. Připojte opačný konec optického audio kabelu do konektoru "Digital Audio Out/Optical" Vašeho audio zařízení.



## Použití koaxiálního audio vstupu

1. Připojte síťový adaptér do zásuvky a zapojte Micro USB konektor do TV Streamer 2.
1. Zapojte jeden z konců koaxiálního audio kabelu do zásuvky koaxiálního audio vstupu (6 na straně 8) TV Streamer 2.

2. Připojte opačný konec koaxiálního audio kabelu do konektoru "Digital Audio Out/Coaxial" Vašeho audio zařízení.



## Párování s Vašimi sluchadly



*Poznámka! Následující informace je určena primárně pro Vašeho foniatra, který ve většině případů provede všechny potřebné úkony k tomu, abyste mohli používat TV Streamer 2 se svými sluchadly. Nicméně, proces je navržen tak, aby byl jednoduchý a měl by být snadno proveditelný téměř kýmkoliv.*

S daným párem sluchadel je možno spárovat až tři streamovací zařízení - např. dva TV Streamery a jeden ReSound Unite™ Mini Microphone (volitelné příslušenství). Je proto potřeba zvolit kanál 1, 2 nebo 3 při spuštění procesu párování.

### Párování zařízení TV Streamer 2 v kanálu 1

1. Ujistěte se, že TV Streamer 2 je zapojený do zástrčky a na předním panelu TV Streamer 2 svítí zelená kontrolka napájení (9 na straně 9). Vaše sluchadla musí být vypnuta – otevřete bateriová pouzdra.
2. Jednou zmáčkněte párovací tlačítko TV Streamer 2 (2 na straně 8). Žlutá kontrolka na předním panelu TV Streamer 2 (10 na straně 9) nyní jednou blikne každé 2 vteřiny a tím indikuje, že je TV Streamer 2 připraven k párování v kanálu 1. Váš TV Streamer 2 zůstane v párovacím režimu po dobu 20 vteřin.

3. Po aktivování párovacího režimu uzavřete bateriová pouzdra obou sluchadel a ujistěte se, že jsou zapnutá. Úspěšné párování bude indikováno přehráním melodie v obou sluchadlech. Nyní jste připraveni používat TV Streamer 2.

### Párování zařízení TV Streamer 2 v kanálu 2

1. Dvakrát zmáčkněte párovací tlačítko. Žlutá kontrolka na předním panelu TV Streamer 2 nyní dvakrát blikne každé 2 vteřiny a tím indikuje, že je připraven k párování v kanálu 2.
2. Po aktivování párovacího režimu uzavřete bateriová pouzdra obou sluchadel.

### Párování zařízení TV Streamer 2 v kanálu 3

1. Tříkrát zmáčkněte párovací tlačítko. Žlutá kontrolka na předním panelu TV Streamer 2 nyní tříkrát blikne každé 2 vteřiny a tím indikuje, že je připraven k párování v kanálu 3.
3. Po aktivování párovacího režimu uzavřete bateriová pouzdra obou sluchadel.

## Schéma blikání při párování:

Stisky párovacího tlačítka	Schéma LED blikání	Kanál
1	①    ①    ①    ①	1
2	①②   ①②   ①②   ①②	2
3	①②③ ①②③ ①②③ ①②③	3

## Aktivace a deaktivace přenosu

Zapněte TV, HiFi stereo, počítač nebo jiné zařízení, které je připojené k TV Streamer 2. Ujistěte se, že sluchadla jsou také zapnutá. Přenos může být zahájen jedním ze dvou způsobů.

1. Zmáčkněte a držte tlačítko na obou sluchadlech po dobu 3 vteřin. Je potřeba toto učinit na obou sluchadlech, aby byl vysílaný audio signál slyšet na obou uších, pokud nebyla ve Vašich sluchadlech nastavena funkce device-to-device synchronizace. Jakmile je TV Streamer 2 připojen, je ve sluchadlech přehrána melodie a poté bude slyšet vysílaný audio signál.
2. Pokud používáte dálkové ovládání ReSound Unite™ Remote Control (volitelně), jednoduše na něm stiskněte tlačítko TV Streamer. Jakmile jsou sluchadla připojena k TV Streamer 2, je v obou přehrána krátká melodie pro potvrzení přítomnosti vysílaného audio signálu a na displeji je zobrazena ikona přenosu. Vysílaný signál je nyní slyšet v obou sluchadlech.

### *Aktivace přenosu na druhé a třetí jednotce TV Streamer 2*

Pokud máte k dispozici více než jeden TV Streamer 2, stiskněte tlačítko TV Streamer na dálkovém ovladači dvakrát nebo třikrát podle toho, přes které zařízení TV Streamer 2 chcete audio signál poslouchat.



Až tři jednotky TV Streamer 2 jsou pojmenovány písmeny A, B nebo C a zařízení, které je právě v provozu, je zobrazeno na displeji dálkového ovladače.

Pokud nevládníte dálkový ovladač, zmáčkněte a držte tlačítko na sluchadle dvakrát nebo třikrát po dobu 3 vteřin podle toho, který TV Streamer 2 chcete aktivovat.

## Deaktivace přenosu

Krátce stiskněte tlačítko na kterémkoliv sluchadle. Po stisknutí tlačítka bude na dané straně přenos ukončen a sluchadlo se vrátí k naposledy používanému programu.

*Poznámka: Pokud mají Vaše sluchadla aktivovanu funkci device-to-device synchronizace programů, stisknutí tlačítka na jedné straně uvede obě sluchadla do naposledy používaného poslechového programu.*

Na dálkovém ovladači (volitelně) stačí pouze stisknout tlačítko „P“, umístěné uprostřed klávesnice. Tím se sluchadla vrátí k naposledy použitému poslechovému programu. Můžete také stisknout tlačítko „Domů“ pro návrat k výchozímu nastavení.

Pokud používáte telefon s Phone Clip+ nebo s funkcí Phone-Now™, přenos přes TV Streamer 2 bude příchodím hovorem dočasně přerušeno. Po ukončení hovoru bude přenos opět pokračovat.

**i** *Poznámka! Můžete se ocitnout mimo dosah (>7m) svého zařízení TV Streamer 2. Pokud se vrátíte do jeho dosahu během 5 minut, Vaše sluchadla se znovu automaticky připojí a přenos bude pokračovat.*

## Ovladače

### *Nastavení hlasitosti*

TV Streamer 2 byl navržen tak, aby poskytoval komfortní úroveň hlasitosti ihned po instalaci. Pro některé přístroje, nebo v určitých poslechových situacích však může být potřeba hlasitost doladit. Můžete tak učinit několika způsoby. Mějte však na paměti, že změny hlasitosti provedené pomocí TV Streamer 2 se týkají pouze vysílaného signálu, nikoliv celkové hlasitosti okolních zvuků.

Použijte tlačítka „+“ a „-“ (7 a 8 na straně 9) pro nastavení komfortní hladiny hlasitosti. Ujistěte se, že jsou sluchadla komfortně nastavena než začnete upravovat hlasitost. Ve většině případů by toto nastavení mělo být provedeno pouze jednou, jelikož TV Streamer 2 si pamatuje poslední nastavenou úroveň hlasitosti.

Použijte ReSound Unite Remote Control 2 (volitelně) pro nastavení jak hlasitosti přenášeného signálu, tak i hlasitosti mikrofonu sluchadel\*. Požádejte svého foniatra o bližší informace o tomto zařízení.

Hlasitost může být v některých případech dále nastavena přímo na zdroji signálu, například zeslabením televize. Většinou dojde ke změně hlasitosti jak vysílaného audia, tak i zvuku z reproduktorů. Tím je samozřejmě ovlivněna poslechová hlasitost i pro ostatní posluchače v místnosti.

*\*Oddělené nastavování hlasitosti přenosu a sluchadel je možné pouze pomocí ReSound Unite™ Remote Control 2.*

### *Přepínač Mono/Stereo*

Dvoupolohový přepínač (3 na straně 8) můžete použít pro nastavení Stereo (dva kanály) nebo Mono (jeden kanál) přenosu. Pokud používáte sluchadla na obou uších, měl by být přepínač nastaven na Stereo. Pokud používáte pouze jedno sluchadlo, přepněte na Mono.

## Režim nastavení zpoždění

V ojedinělých případech může dojít k nesouladu mezi signálem přenášeným do sluchadel a zvukem přicházejícím z reproduktorů televize (echo), nebo dokonce k nesouladu mezi přenášeným audio signálem a TV obrazem (synchronizace rtů). Týká se to většinou komplexnějších zapojení, kdy není TV Streamer 2 zapojen přímo do televize (např. přes set-top box nebo jinou vnější jednotku).

Pro odstranění tohoto nesouladu můžete na TV Streamer 2 nastavit následujícím způsobem zpoždění přenosu:

1. Ujistěte se, že je TV Streamer 2 zapnutý a že Vaše sluchadla přijímají přenášený audio signál
2. Stiskněte a držte párovací tlačítko (2 na straně 8) po dobu 3 vteřin. Nyní se TV Streamer 2 nachází v režimu nastavení zpoždění, kdy zelený LED indikátor na předním panelu TV Streamer 2 jednou blikne každé 2 vteřiny. Žlutý světelný indikátor svítí, jakmile je přítomný audio signál.
3. Použijte tlačítka "+" a "-" (7 a 8 na straně 9) na vrchní straně TV Streamer 2 pro zvýšení či snížení zpoždění přenášeného signálu v krocích po 10 ms. Přenášený signál může být zpožděn v rozmezí 0-250 ms
4. Jakmile dosáhnete optimálního souladu mezi signálem přenášeným do sluchadel a zvukem z reproduktorů, nebo sou-

ladu mezi signálem přenášeným do sluchadel a obrazem TV, stiskněte a držte párovací tlačítko po dobu 3 vteřin. Nyní se TV Streamer 2 vrátí k normálnímu provozu, což je indikováno stálým rozsvícením zelené LED kontrolky.

Hodnota zpoždění je tak uložena v paměti TV Streamer 2.

Pokud neukončíte režim nastavení zpoždění stisknutím a držením párovacího tlačítka po dobu 3 vteřin, TV Streamer 2 se po 30 minutách automaticky vrátí do normálního provozu se zpožděním nastaveným na 0 ms.

Pro nastavení zpoždění na 0 ms (výchozí nastavení z výroby), stiskněte a držte párovací tlačítko při současném zapnutí TV Streamer 2.

## Důležité informace



### *Péče a údržba*

TV Streamer 2 čistěte suchým hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte domácí čisticí prostředky (prací prášek, mýdlo, atd...) nebo líh.

Pokud TV Streamer 2 nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.



### Všeobecná varování

TV Streamer 2 udržujte mimo dosah dětí do tří let věku.

TV Streamer 2 používá pro komunikaci s jinými bezdrátovými zařízeními digitálně kódovaný přenos o nízkém výkonu. Přestože je to nepravděpodobné, může dojít k ovlivnění ostatních blízko položených elektronických zařízení. V takovém případě oddalte TV Streamer 2 od příslušného zařízení.

Používejte TV Streamer 2 pouze se síťovým adaptérem, dodaným spolu s tímto produktem. Použití jakéhokoliv jiného typu může poškodit nebo zničit produkt a může být nebezpečné.

- Pokud odpojíte přívodní kabel, držte jej při tom za konektor, nikoliv za kabel
- Nikdy nepoužívejte zdroj napájení, který je poškozený
- Nesnažte se rozebírat zdroj napájení, mohli byste se tím vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- Zdroj napájení nepoužívejte venku nebo ve vlhkých prostorech

Pokud se při provozu zařízení TV Streamer 2 objeví rušení způsobené elektromagnetickým zářením, vzdalte se z jeho dosahu.



### Obecná upozornění

Vaším sluchadlům a tomuto zařízení byl při nastavení přidělen unikátní kód pro vzájemnou komunikaci. Tím je zajištěno, že TV Streamer 2 nebude ovlivňovat sluchadla jiných uživatelů.

Vysoce výkonná elektronická zařízení, velké elektronické instalace a kovové konstrukce mohou zhoršit a výrazně snížit provozní dosah.

Používejte pouze originální příslušenství ReSound či Interton.

Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy.

Otevření pouzdra může TV Streamer 2 poškodit. Pokud se vyskytnou problémy, které nedokážete sami vyřešit, obraťte se na servis.

TV Streamer 2 smí být opravován pouze v autorizovaném servisu.

Nepoužívejte TV Streamer 2 v místech, kde je zakázáno RF vysílání, např. v letadlech.

TV Streamer 2 připojujte pouze k zařízením, která jsou k tomu určena.

## Technické specifikace

Provozní dosah:	až 7 metrů
Napájení:	externí síťový adaptér
Wireless:	2.4 GHz
Provozní teplota :	0 až 55 °C
Teplota pro skladování:	-20 až 60 °C

## Teplotní test, informace o přepravě a skladování

Produkt je podrobován různým testům při teplotě a vlhkosti cyklující od -25° C do +70° C v souladu s vnitřními a průmyslovými standardy.

## Záruka

Na TV Streamer 2 se vztahuje standardní záruční lhůta v trvání 24 měsíců ode dne prodeje.

## Co je předmětem záruky?

Veškeré elektrické komponenty, které v důsledku zpracování, výrobní nebo konstrukční vady nedokáží správně fungovat při běžném používání po dobu platnosti této záruky, budou vyměněny nebo opraveny bezplatně v autorizovaném servisu.

Pokud se zjistí, že oprava není proveditelná, bude celá jednotka po dohodě autorizovaného servisu se zákazníkem vyměněna za odpovídající novou.

## Co není předmětem záruky?

Problémy vyplývající z nesprávné manipulace nebo péče, nadměrného používání, nehody, opravy provedené neoprávněnou osobou, vystavení agresivnímu prostředí nebo poškození v důsledku vniknutí cizích předmětů do přístroje nejsou pokryty zárukou a mohou mít za následek její neplatnost. Výše uvedená záruka nemá vliv na žádná zákonná práva, která můžete mít v rámci platných vnitrostátních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Více informací obdržíte u svého foniatra nebo v autorizovaném servisu.

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum prodeje: \_\_\_\_\_



# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM	PŘÍČINA	MOŽNÁ NÁPRAVA
<i>Stisknutí tlačítka TV Streamer na dálkovém ovladači neprovede žádnou akci</i>	TV Streamer 2 nebyl spárován se sluchadly  Remote Control a sluchadla nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu	Proved'te proces párování  Ujistěte se, že Remote Control a sluchadla jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a znovu spusťte přenos
<i>Tlačítko na sluchadle bylo stisknuto na více než 3 vteřiny, ale bez jakéhokoliv efektu</i>	TV Streamer 2 nebyl spárován se sluchadly	Proved'te proces párování
<i>Párovací tlačítko na TV Streamer 2 je stisknuto, ve sluchadle však nebyla přehrána žádná melodie</i>	TV Streamer 2 a sluchadlo nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu  TV Streamer 2 a sluchadlo nejsou současně v párovacím režimu	Ujistěte se, že TV Streamer 2 a sluchadlo jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a opakujte proces párování  Opakujte proces párování a ujistěte se, že bateriová pouzdra sluchadel jsou zavřena během 20 vteřin po stisku párovacího tlačítka na TV Streamer 2.

<b>SYMPTOM</b>	<b>PŘÍČINA</b>	<b>MOŽNÁ NÁPRAVA</b>
<i>Po stisknutí tlačítka TV Streamer na dálkovém ovladači nedojde při vyhledávání k nalezení žádného přenosu audio signálu (indikováno ikonou „X“ na displeji)</i>	TV Streamer 2 a sluchadla nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu	Ujistěte se, že TV Streamer 2 a sluchadla jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a znovu spusťte přenos
	TV Streamer 2 není správně připojen k TV	Správně připojte kabel mezi TV Streamer 2 a TV a znovu spusťte přenos
	TV Streamer 2 je buďto vypnutý, nebo je ztlumený výstup z TV.	Zapněte TV Streamer 2, nebo zesilte výstup z TV a znovu spusťte přenos
<i>Ačkoliv jsou sluchadla v programu pro přenos, není v nich slyšet žádný zvuk</i>	TV Streamer 2 a sluchadla nejsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu	Ujistěte se, že TV Streamer 2 a sluchadla jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu
	Televize je buďto vypnutá, nebo je ztlumený výstup z TV	Zapněte nebo zesilte televizi
<i>Zvuk z TV Streamer 2 je zkreslený</i>	Hladina audio vstupu z TV je příliš vysoká	Nastavte hlasitost na TV Streamer 2 tak, aby zvuk nebyl zkreslený

<b>SYMPTOM</b>	<b>PŘÍČINA</b>	<b>MOŽNÁ NÁPRAVA</b>
<i>Úroveň hlasitosti TV Streamer 2 je příliš nízká</i>	Hladina audio vstupu z TV je příliš nízká	Nastavte hlasitost tlačítka „+“ a „-“ na TV Streamer 2 tak, aby zvuk byl přiměřeně hlasitý
<i>Zvuk z TV Streamer 2 je zkreslený, nebo se občas vyskytují výpadky zvuku</i>	TV Streamer 2 a sluchadla jsou na hranici vzájemného bezdrátového dosahu	Přesuňte se o trochu blíže k TV Streamer 2
	TV Streamer 2 a sluchadla nejsou v přímé „dohledové“ vzdálenosti.	Ujistěte se, že je TV Streamer 2 umístěn v optimální pozici, a že se nacházíte v normálním dosahu bez výrazných překážek, bránících přenosu
<i>Zvuk TV Streamer 2 není synchronizován s obrazem TV</i>	Vaše TV není schopna synchronizovat zvuk z vybraného audio výstupu s obrazem	<p>Pokud je to možné, vyzkoušejte jiný audio výstup Vaší TV. Nebo se zkuste řídit instrukcemi v sekci “Režim nastavení zpoždění” v tomto návodu k obsluze. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejce TV</p> <p>TV Streamer 2 nemá téměř žádné zpoždění a nebývá tedy příčinou vzniku potíží se synchronizací</p>

<b>SYMPTOM</b>	<b>PŘÍČINA</b>	<b>MOŽNÁ NÁPRAVA</b>
<i>Zvuk z TV Streamer 2 není synchronizován se zvukem z reproduktorů TV</i>	Vaše TV není schopna synchronizovat zvuk z vybraného audio výstupu se zvukem z reproduktorů	<p>Pokud je to možné, vyzkoušejte jiný audio výstup Vaší TV. Nebo se zkuste řídit instrukcemi v sekci “Režim nastavení zpoždění” v tomto návodu k obsluze. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejce TV</p> <p>TV Streamer 2 nemá téměř žádné zpoždění a nebývá tedy příčinou vzniku potíží se synchronizací</p>
<i>Zvuk sluchadel je příliš hlasitý nebo příliš tichý</i>	Hladina audio vstupu z TV není vhodná k poslechu	<p>Nastavte hlasitost tlačítka „+“ a „-“ na TV Streamer 2 tak, aby zvuk byl přiměřeně hlasitý.</p> <p>Alternativně (volitelně) použijte tlačítka „+“ a „-“ na dálkovém ovladači k provedení této operace</p>
<i>Sluchadlo samovolně opustí program audio přenosu</i>	<p>TV Streamer 2 a sluchadla byly mimo vzájemný bezdrátový dosah více než 5 minut</p> <p>Baterie ve sluchadle je natolik vybitá, že již nepodporuje audio přenos</p>	<p>Ujistěte se, že TV Streamer 2 a sluchadla jsou ve vzájemném bezdrátovém dosahu a znovu spusťte přenos</p> <p>Vyměňte baterii ve sluchadle za novou</p>

**Dodavatel, záruční a pozáruční servis:**

Sluchadlová akustika spol. s r. o.

Prokopových 3

158 00 Praha 5

IČ: 48593273

Tel.: 224 941 641

E-mail: info@sla.cz

www.sla.cz

Tel. (servis): 222 512 377

E-mail: servis@sla.cz

**Poznámky:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Dávejte pozor na údaje označené výstražným symbolem



**VÝSTRAHA** upozorňuje na situace, při kterých může dojít k vážnému zranění,

**UPOZORNĚNÍ** označuje situace, při kterých hrozí malé nebo lehké poranění



Rady a tipy, jak lépe ovládat své příslušenství ReSound Unite.



Zařízení obsahuje vysílač RF



Produkt je aplikovanou částí Type B



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pomáhejte také při ochraně životního prostředí a postarejte se o to, aby bylo příslušenství po skončení své životnosti znehodnoceno podle platných předpisů.



Jakékoliv problémy vztahující se k direktivě EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a R&TTE Direktivy 1999/5/EEC by měly být směrovány na GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark

## **Výrobce**

ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark

Tel.: +45 45 75 11 11

Fax: +45 45 75 11 19

[www.resound.com](http://www.resound.com)

# ReSound



red|discover hearing