



ReSound Micro Mic

Mode d'emploi

GN Making Life Sound Better

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi le ReSound Micro Mic. Le Micro Mic est un accessoire sans fil qui transmet le son qu'il capte directement vers une aide auditive.

Veuillez lire ce manuel attentivement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du Micro Mic. N'hésitez pas à contacter votre audioprothésiste si vous avez des questions.

Vous pouvez également visiter le site Web suivant :
www.resound.com

Pour votre sécurité, lisez intégralement la section Informations importantes, page 29.

FCC ID : X26SM-2M

Déclaration :

Cet équipement est conforme à la section 15 des règlements FCC et des règlements ISED. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles
- (2) Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles provoquant un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux équipements numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements FCC et des règlements ISED. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein des installations domestiques. L'appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est toutefois impossible de garantir l'absence d'interférence pour une installation particulière. Si l'appareil génère des interférences nuisant à la réception de programmes radio ou télévision, vous pouvez tenter d'y remédier en appliquant l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit électrique différent de celui du récepteur.

Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Toute modification peut annuler le droit d'utilisation lié à l'appareil.

Préconisations d'utilisation

Cet accessoire permet à l'utilisateur de recevoir dans son aide auditive la parole de son interlocuteur.

Cet appareil respecte les conditions réglementaires suivantes :

Union Européenne : l'appareil répond aux exigences essentielles de l'Annexe I de la Directive Dispositifs Médicaux (DDM)93/42/CEE.

Par la présente, GN Hearing A/S déclare que le(s) type(s) d'équipements radio SM-2M est/sont conforme(s) à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.declarations.resound.com

États-Unis : FCC Chapitre 47 CFR, section 15, paragraphe C.

Canada : IC 6941C-SM2M

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles
2. cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles provoquant un fonctionnement indésirable.

En dehors des États-Unis et des États membres de l'Union Européenne, veuillez vous référer à la réglementation en vigueur.

Japon : conforme à la législation japonaise en matière de radio et de télécommunications.

Cet appareil est conforme à la loi Japonaise sur la radio (電波法) et à la loi Japonaise sur les télécommunications (電気通信事業法). Cet appareil ne doit pas être modifié (sinon le numéro de désignation accordé sera invalide).

Sommaire

Bienvenue	2
Déclaration	3
Préconisations d'utilisation	4
Présentation	8
Préparation	10
Mise en marche et arrêt	12
Couplage avec une aide auditive	12
Démarrage de l'écoute	15
Arrêt de l'écoute	16
Mise en place	18
Indicateur lumineux LED	20
Commande de volume et sourdine	22
Indicateur lumineux de sourdine	24
Fonction spéciales	24
Mode Test	26
Informations importantes	28
Mises en garde	29

Précautions	30
Batterie rechargeable	32
Mises en garde à propos de la batterie	33
Chargeur	34
Mises en garde à propos du chargeur	34
Données techniques	36
Températures : test, transport et stockage	36
Garantie	36
Événements couverts par la garantie	37
Événements exclus de la garantie	37
Guide de dépannage	38

Présentation

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Entrée microphone
- 3 Entrée microphone
- 4 Indicateur lumineux LED
- 5 Prise micro USB (recharge)



- 6 Bouton "-" (diminution du volume)
- 7 Bouton "Sourdine" (coupure du microphone)
- 8 Bouton "+" (augmentation du volume)
- 9 Indicateur lumineux de sourdine
- 10 Bouton de couplage
- 11 Pince de fixation



Préparation


Avant d'utiliser votre Micro Mic, vous devez recharger totalement la batterie. Pour cela, branchez le cordon USB au Micro Mic (voir figure ci-dessous).

Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à une prise de courant.

Durant la recharge, un voyant lumineux rouge apparaît. Une fois la recharge terminée, le voyant lumineux passera au rouge fixe interrompu par un clignotement vert toutes les 2 secondes tant que le Micro Mic restera branché.

Il faut compter environ 3 heures pour une recharge complète.

Il n'est pas dangereux de laisser le chargeur branché toute la nuit, la batterie ne peut pas être surchargée.



- Lors de la première utilisation, rechargez le Micro Mic pendant plus de 3 heures, même si l'indicateur d'état de la batterie indique qu'elle est complètement chargée.
- Pour des raisons de sécurité, rechargez la batterie uniquement avec un chargeur fourni par ReSound.



Remarque : pour protéger le Micro Mic quand il n'est pas utilisé, rangez-le dans la housse de transport fournie.



Ne rechargez jamais le Micro Mic lorsque vous le portez sur vous.

Mise en marche et arrêt

Pour mettre en marche le Micro Mic, appuyez sur le bouton marche/arrêt (voir page 8) pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert. Après avoir relâché le bouton, l'indicateur lumineux clignotera en vert toutes les 2 secondes.

Pour arrêter le Micro Mic, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt (voir page 8) pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne rouge, ce qui indique que le Micro Mic est en cours d'extinction.

Lorsque la batterie est faible, un voyant lumineux orange clignote toutes les 2 secondes.

Couplage avec une aide auditive

Remarque : les informations suivantes s'adressent principalement à votre audioprothésiste qui se chargera, dans la plupart des cas, de réaliser les tâches nécessaires à l'utilisation de votre Micro Mic avec votre aide auditive. Cependant, ce processus est relativement simple et peut être effectué par la plupart des utilisateurs. Il est possible de coupler jusqu'à 3 émetteurs ReSound avec une aide auditive (par exemple un Micro Mic et deux émetteurs audio (en option). Par conséquent, le canal 1, 2 ou 3 doit être sélectionné lors du processus de couplage.

Couplage sur le canal 1

1. Assurez-vous que le Micro Mic est en marche. L'aide auditive doit être à l'arrêt, le porte-pile ouvert.
2. Avec la pointe d'un crayon ou un objet similaire, appuyez sur le bouton de couplage (un appui court), comme indiqué sur l'illustration de droite. Le voyant lumineux clignote en orange 1 fois toutes les 2 secondes pour indiquer que le mode couplage est actif pour le canal 1. Votre Micro Mic restera en mode de couplage pendant 20 secondes.
3. Avant la fin du mode couplage, fermez le porte-pile de l'aide auditive pour la mettre en marche. La réussite du couplage est indiquée par une mélodie émise par l'aide auditive, ainsi que par l'indicateur lumineux (voir page 8), qui restera orange pendant 3 secondes. Il est possible de coupler plusieurs aides auditives à la fois. Le Micro Mic est prêt à être utilisé.



Couplage sur le canal 2 ou 3

(pour les personnes qui utilisent plusieurs émetteurs)

Pour coupler le Micro Mic au canal 2, appuyez sur le bouton de couplage à 2 reprises. Le voyant lumineux clignote en jaune 2 fois toutes les 2 secondes pour indiquer qu'il est prêt à être couplé au canal 2. Refermez ensuite le porte-pile de l'aide auditive.

Pour coupler le Micro Mic au canal 3, appuyez sur le bouton de couplage à 3 reprises. Le voyant lumineux clignote en jaune 3 fois toutes les 2 secondes pour indiquer qu'il est prêt à être couplé au canal 3. Refermez ensuite le porte-pile de l'aide auditive.

Indications lumineuses de couplage :

Nombre d'appuis	Indication lumineuse	Canal
1		1
2		2
3		3
Couplage réussi		

Démarrage de l'écoute

Allumez le Micro Mic et assurez-vous que l'aide auditive est en marche. L'écoute peut commencer de 3 façons :

1. Appuyez sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive pendant environ trois secondes pour activer l'écoute. Si la communication inter-appareils est activée sur les aides auditives, un appui d'un seul côté suffira à activer l'écoute sur les 2 aides auditives.
2. Si vous possédez une télécommande ReSound "Remote Control" (en option), vous pouvez activer l'écoute en utilisant le bouton  de celle-ci.
3. Si vous utilisez une application ReSound offrant des fonctionnalités de télécommande, il vous suffit de sélectionner le programme accessoire correspondant au Micro Mic.

Lorsque l'aide auditive se connecte au Micro Mic, une courte mélodie de connexion à l'accessoire est émise par l'aide auditive, suivie par le son venant du Micro Mic.

Écoute avec un 2ème ou d'un 3ème émetteur

Si l'aide auditive est couplée à plusieurs accessoires, vous pouvez vous connecter à ces accessoires de trois façons différentes :

1. Appuyez sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive pendant environ 3 secondes une 2ème fois pour vous connecter au 2ème accessoire ReSound, puis une 3ème fois pour vous connecter au 3ème accessoire ReSound.
2. Si vous avez une télécommande "Remote Control" (en option), appuyez sur le bouton "TV" une 2ème fois pour vous connecter au 2ème accessoire, puis une 3ème fois pour vous connecter au 3ème accessoire.
3. Si vous utilisez une application ReSound offrant des fonctionnalités de télécommande, il vous suffit de sélectionner le programme correspondant au Micro Mic.

Arrêt de l'écoute

L'écoute peut être arrêtée de trois façons différentes :

1. Appuyez une fois (appui court) sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive*.
2. Avec la télécommande "Remote Control" (en option), il vous suffit d'appuyer sur le bouton "P" situé au centre du clavier. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton "Home" pour retourner au réglage de base.
3. Si vous utilisez une application ReSound, il vous suffit de sélectionner le programme souhaité.

*Cette action activera le dernier programme utilisé.




Remarque : vous pouvez sortir du rayon d'action votre Micro Mic. Si vous vous éloignez trop du Micro Mic, et que la connexion avec celui-ci est interrompue, vous avez 5 minutes pour vous rapprocher à nouveau du Micro Mic. Votre aide auditive se reconnectera alors automatiquement. Ceci s'applique aussi si le Micro Mic est éteint puis rallumé dans un délai de 5 minutes.

Mise en place

Le Micro Mic doit être fixé sur le vêtement du locuteur grâce à sa pince. Il peut aussi être porté autour du cou du locuteur en utilisant le cordon fourni.

Essayer de le placer à une distance d'environ 10 à 40 cm de la bouche, comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous utilisez la pince, assurez-vous que le Micro Mic est placé verticalement, avec l'indicateur lumineux pointant vers la bouche.



Indicateur lumineux de statut (LED)

L'indicateur lumineux vous permet d'obtenir des informations sur le statut du Micro Mic.

État	Normal	En recharge	Recharge terminée
Arrêté			
En marche			
En marche (commande de volume désactivée)			
En marche (batterie faible)		Aucune indication	Aucune indication
En marche (batterie faible) (commande de volume désactivée)		Aucune indication	Aucune indication
Désactivation ou activation de la commande de volume (voir page 24)			
Mise en marche			
Arrêt			
Mode Test (voir page 26)			

Commande de volume et sourdine

Commande de volume


Le Micro Mic est conçu pour délivrer un niveau sonore confortable. Cependant, pour certains équipements ou environnements d'écoute, il peut être utile de modifier le volume. Ce volume peut être ajusté de plusieurs façons. Seul le signal audio envoyé à l'aide auditive peut être modifié.

- Utilisez les boutons "+" et "-" (page 9) pour régler le volume.

Chaque modification de volume sur le Micro Mic est indiquée par un clignotement court de l'indicateur lumineux de sourdine. Lorsque le niveau maximal ou minimal est atteint, l'indicateur lumineux de sourdine clignote plus longuement (1 seconde).



Remarque : le Micro Mic retourne à son niveau sonore par défaut lorsqu'il est redémarré, pour tous les modes.



Vous pouvez également utiliser la télécommande "Remote Control" (en option) pour ajuster le volume du son reçu par l'aide auditive. Demandez conseil à votre audioprothésiste pour plus d'informations.

Sourdine

Le signal du Micro Mic peut être interrompu momentanément si l'utilisateur ne souhaite pas participer à une conversation ou une activité.

- Pour activer la sourdine, appuyez sur le bouton Sourdine (voir page 9) une fois. L'indicateur lumineux de sourdine clignotera en orange.
- Pour désactiver la sourdine, appuyez à nouveau sur le bouton Sourdine. L'indicateur lumineux de sourdine arrêtera de clignoter en orange.

Remarque : un changement de mode ou un redémarrage du Micro Mic pendant le mode sourdine annulera ce mode sourdine.

Indicateur lumineux de sourdine

Fonctionnement	Indicateur lumineux de sourdine
Fonctionnement normal (sans sourdine)	
Fonctionnement normal (avec sourdine)	

Fonctions spéciales

Détection de chute

Lorsque le Micro Mic tombe d'une hauteur supérieure à 75 cm, un capteur intégré coupe automatiquement le son pendant 2 secondes, afin de protéger l'utilisateur de l'aide auditive contre les sons très forts et désagréables si le Micro Mic est lâché par accident pendant son utilisation.

Verrouillage de la commande de volume

Si besoin, la commande de volume du Micro Mic peut être verrouillée à un niveau spécifique, uniquement pour le mode Micro et le mode FM. Lorsque la commande de volume est verrouillée, le niveau sonore est celui utilisé lors de la mise en marche du Micro Mic. La fonction sourdine reste activable.

Pour verrouiller la commande de volume

- Assurez-vous que le Micro Mic est éteint.
- Appuyez sur le bouton "-" et le bouton marche/arrêt pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert, puis relâchez le bouton marche/arrêt.
- Continuez à appuyer sur le bouton de volume "-" pendant 10 secondes, jusqu'à ce qu'une séquence lumineuse vert-orange-rouge apparaisse sur l'indicateur lumineux.

L'indicateur lumineux de statut va maintenant clignoter toutes les 2 secondes pour indiquer que le réglage du volume est bloqué.

Pour déverrouiller la commande de volume

- Assurez-vous que le Micro Mic est éteint.
- Appuyez sur le bouton "+" et le bouton marche/arrêt pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert, puis relâchez le bouton marche/arrêt.
- Continuez à appuyer sur le bouton de volume "+" pendant 10 secondes, jusqu'à ce qu'une séquence lumineuse vert-orange-rouge apparaisse sur l'indicateur lumineux.

Mode Test

Le mode Test est principalement utilisé pour des mesures de contrôle d'appareillage pédiatrique. Cette mesure permet de vérifier si l'aide auditive et le Micro Mic fournissent un niveau de sortie identique lorsqu'ils sont exposés à un stimulus de 65 dB SPL en entrée.

En mode Test, le microphone du Micro Mic doit être placé en position horizontale. Le microphone est en mode omnidirectionnel avec un gain de 0 dB. Veuillez consulter les directives appropriées pour effectuer ce genre de mesures.

Pour activer le mode Test :

- Assurez-vous que le Micro Mic est éteint.
- Appuyez sur le bouton sourdine et le bouton marche/arrêt pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert, puis relâchez uniquement le bouton marche/arrêt.
- Maintenez appuyé le bouton sourdine pendant 10 secondes, jusqu'à ce qu'une séquence lumineuse vert-orange-rouge apparaisse sur l'indicateur lumineux.
- L'indicateur lumineux s'allume en orange pour indiquer que le mode Test est activé.

- Lorsque le mode Test est activé, le volume par défaut est appliqué. Si nécessaire, ce volume par défaut peut être ajusté de façon à correspondre au niveau de sortie de l'aide auditive.
- Pour quitter le mode Test et enregistrer les réglages, éteignez le Micro Mic et verrouillez la commande du volume.



Remarque : les ajustements pour atteindre la concordance des niveaux de sortie peuvent être réalisés sur le Micro Mic (à l'aide du mode Test) ou sur l'aide auditive (à l'aide du logiciel de programmation).

Informations importantes

Entretien et maintenance

- Nettoyez le Micro Mic en utilisant un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits d'entretien ménagers (détergent, savon, etc.) ou d'alcool.
- Lorsque vous n'utilisez pas le Micro Mic, éteignez-le et rangez-le.
- Protégez le Micro Mic d'une humidité excessive (bain, piscine) et de la chaleur (radiateur, pare-brise de voiture).
- Évitez-lui les chocs et les vibrations.
- Protégez les entrées microphone et les différents connecteurs contre les débris et la saleté. Si nécessaire, utilisez la brosse de nettoyage fournie avec l'aide auditive.

Mises en garde

- Tenez cet appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Conservez le Micro Mic ainsi que les accessoires livrés avec hors de portée des jeunes enfants (risque d'étranglement).
- Le fonctionnement du Micro Mic peut être perturbé par un autre équipement sans fil.
- Le Micro Mic utilise une transmission sans fil basse puissance à codage numérique pour communiquer avec d'autres équipements sans fil. Dans de rares cas, le fonctionnement des équipements électroniques situés à proximité peut être affecté. Dans ce cas, éloignez le Micro Mic de l'appareil en question.
- Lorsque le Micro Mic est affecté par des interférences électromagnétiques, éloignez-vous de la source.
- Évitez d'exposer le Micro Mic à la pluie, à l'humidité ou autres liquides pour ne pas l'endommager ou vous blesser.
- Maintenez le Micro Mic et tous les cordons éloignés de machines en marche.
- Si le Micro Mic surchauffe, tombe ou est endommagé, si une de ses prises est endommagée, si un cordon est endommagé ou si le Micro Mic est tombé dans un liquide, cessez de l'utiliser et contactez votre audioprothésiste.

- N'utilisez pas le Micro Mic en présence de gaz inflammable, ou dans tout local présentant un risque de combustion.

Précautions d'emploi

- N'utilisez pas le Micro Mic dans des zones où il est interdit d'utiliser des équipements électroniques.
- Les rayons X (scanner, IRM, etc.) peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement du Micro Mic. Nous vous recommandons de l'éteindre avant tout examen aux rayons X et de le laisser en dehors de la salle.
- Les équipements électroniques de haute puissance, les installations électroniques de grande dimension et les structures métalliques peuvent gêner et réduire de façon significative le rayon d'action du Micro Mic.
- Si l'aide auditive ne communique pas avec le Micro Mic en raison d'une perturbation inhabituelle, éloignez-vous de celle-ci.
- L'aide auditive et le Micro Mic ont reçu un code de communication unique pendant le couplage. Ceci évite aux autres aides auditives d'être affectées.
- N'essayez pas de modifier vous-même le Micro Mic.
- Ouvrir le Micro Mic peut l'endommager. Si des problèmes ne peuvent pas être résolus, consultez votre audioprothésiste.

- En cas de panne, rappez le Micro Mic à votre audioprothésiste qui le transmettra à un service de réparation agréé.
- N'utilisez pas le Micro Mic dans des zones où l'émission d'ondes radio est interdite, comme dans un avion par exemple.
- Utilisez uniquement les connexions pour lesquelles le Micro Mic est spécifiquement prévu.

Batterie rechargeable

Merci de respecter les consignes suivantes :

- Le Micro Mic est alimenté par une batterie rechargeable.
- La capacité maximale d'une nouvelle batterie est obtenue après deux ou trois cycles de recharge/décharge.
- La batterie peut être chargée / déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user.
- Débranchez le chargeur de la prise électrique et du Micro Mic lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le Micro Mic n'est pas utilisé, sa batterie, même complètement chargée, se déchargera progressivement.
- Laisser le Micro Mic dans un endroit chaud, comme dans une voiture en plein soleil, réduit l'autonomie et la durée de vie de la batterie.
- Lorsque la batterie est très froide, il est possible que le Micro Mic puisse ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées lorsque les températures sont inférieures à 0 °C.

Mise en garde à propos de la batterie

- Attention : la batterie utilisée dans le Micro Mic peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation.
- Ne tentez pas d'ouvrir le Micro Mic ou de remplacer la batterie. Elle est intégrée et ne peut pas être changée. L'utilisation d'autres batteries peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion et annule la garantie.
- La batterie du Micro Mic ne peut pas être enlevée ou remplacée par l'utilisateur. Toute tentative est risquée et peut endommager le Micro Mic.
- Ne rechargez le Micro Mic qu'avec le cordon d'alimentation fourni.
- Recyclez les batteries conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne jetez pas la batterie dans les déchets ménagers ou dans un feu car elle pourrait exploser.
- Une batterie endommagée présente un risque d'explosion.

Chargeur

Merci de respecter les consignes suivantes :

- Ne tentez pas de charger le Micro Mic avec un chargeur autre que celui fourni. L'utilisation de toute autre source d'alimentation peut endommager ou détruire le Micro Mic et peut être dangereuse.
- L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni peut annuler la garantie.
- Veuillez consulter votre audioprothésiste pour connaître la disponibilité d'éventuelles améliorations.
- Rechargez le Micro Mic conformément aux instructions fournies avec.

Mise en garde à propos du chargeur

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le Micro Mic. L'utilisation de tout autre source d'alimentation peut endommager ou détruire le Micro Mic et peut être dangereuse. L'utilisation d'une autre source d'alimentation peut également annuler la garantie.

- Débranchez systématiquement le cordon d'alimentation en tirant sur le connecteur et non sur le cordon lui-même.
- N'utilisez jamais un cordon d'alimentation endommagé.

- N'essayez pas de démonter le cordon d'alimentation. Cette opération présente des risques de choc électrique.
- Un réassemblage incorrect peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Évitez de recharger le Micro Mic en présence de températures trop élevées ou trop faibles. N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ni dans des lieux humides.



Ne rechargez pas le Micro Mic lorsque vous le portez sur vous.

Données techniques

Rayon d'action :	jusqu'à 25 m (sans obstacles)
Alimentation :	adaptateur secteur 220V
Bande de fréquence :	2,4 GHz
Température (en marche) :	0 °C à 45 °C
Température (recharge) :	0 °C à 45 °C
Température (stockage) :	-20 °C à 45 °C

Températures : test, transport et stockage

Les accessoires sans fil ReSound sont soumis à de nombreux tests de température et d'essais en chaleur humide entre -25 °C et +70 °C, selon des exigences internes et les standards du marché.

Garantie

Le ReSound Micro Mic est garanti par le fabricant pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Veuillez noter que des garanties étendues peuvent s'appliquer dans votre pays. Contactez votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

Événements couverts par la garantie

Tout composant électrique qui, en raison d'un défaut de fabrication ou de conception, ne fonctionne pas correctement lors d'une utilisation normale pendant la durée de cette garantie sera remplacé ou réparé sans frais de pièces ou de main d'oeuvre, sous réserve de leur retour au point de vente. S'il est déterminé qu'une réparation n'est pas possible, l'unité entière peut être remplacée par une unité équivalente, après accord entre l'audioprothésiste et l'utilisateur.

Événements exclus de la garantie

Les dysfonctionnements résultant d'un usage impropre ou abusif, d'un défaut d'entretien, d'accidents, de réparations réalisées par une tierce partie non agréée, d'une exposition à un milieu corrosif ou de dommages causés par des corps étrangers à l'intérieur de l'accessoire ne sont PAS couverts par la présente garantie et peuvent entraîner son annulation. La présente garantie n'affecte aucunement les droits que vous pourriez détenir conformément à la législation nationale applicable en matière de vente de produits de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui va au-delà des clauses de cette garantie limitée. Veuillez consulter votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Guide de dépannage

SYMPTÔME	Cause possible :	REMÈDE ÉVENTUEL
Le Micro Mic ne s'allume pas	Vous n'appuyez pas assez longtemps sur le bouton marche/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt au moins 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert pendant 3 secondes
	La batterie est vide	Rechargez la batterie
Le Micro Mic ne s'éteint pas	Vous n'appuyez pas assez longtemps sur le bouton marche/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt au moins 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert pendant 3 secondes
Le volume ne peut pas être modifié en utilisant la commande de volume du Micro Mic	La commande de volume est verrouillée	Déverrouillez la commande de volume (voir page 25)
L'aide auditive est connectée au Micro Mic, mais aucun son n'est émis	L'aide auditive est hors du rayon d'action du Micro Mic	Rapprochez le Micro Mic de l'aide auditive
	Le Micro Mic n'est plus en marche	Allumez à nouveau le Micro Mic
	La batterie du Micro Mic est vide	Rechargez la batterie
	La sourdine du Micro Mic est activée	Désactivez la sourdine du Micro Mic

Guide de dépannage

SYMPTÔME	CAUSE	REMÈDE ÉVENTUEL
Rien ne se passe après avoir activé la connexion au Micro Mic depuis l'aide auditive	Le couplage du Micro Mic et de l'aide auditive a échoué	Effectuez à nouveau le couplage
Aucune mélodie de confirmation n'est émise par l'aide auditive après avoir appuyé sur le bouton de couplage	Le Micro Mic est hors du rayon d'action de l'aide auditive	Assurez-vous que le Micro Mic et les appareils auditifs sont à portée d'une connexion sans fil et répétez le processus de couplage
	Le Multi Mic et l'aide auditive n'ont pas été en mode couplage simultanément	Répétez la procédure de couplage en vous assurant d'ouvrir puis de refermer le porte-pile de l'aide auditive moins de 20 secondes après avoir appuyé sur le bouton de couplage du Micro Mic
Une des aides auditives (ou les deux) ne reçoit plus le signal audio envoyé par le Micro Mic	La pile de l'aide auditive est trop faible pour recevoir le signal audio d'un accessoire sans fil	Remplacez la pile de l'aide auditive par une pile neuve, et connectez-la au Micro Mic à nouveau

Guide de dépannage

SYMPTÔME	Cause possible :	REMÈDE ÉVENTUEL
Le niveau sonore du Micro Mic est très faible	Le Micro Mic n'est pas bien positionné sur le locuteur	Fixez le Micro Mic sur un vêtement du locuteur ou accrochez-le autour de son cou. Le Micro Mic doit être placé de 10 à 40 cm de sa bouche
	Le volume du son reçu est très faible	Augmentez le volume du Micro Mic en utilisant la touche "+"

Prêtez particulièrement attention aux informations précédées des symboles suivants :



DANGER indique une situation qui pourrait entraîner des blessures graves.

ATTENTION indique une situation qui peut entraîner des blessures mineures



indique des conseils et astuces pour bien utiliser votre accessoire ReSound.



Ce dispositif dispose d'un émetteur RF qui fonctionne dans la bande de fréquence 2,4 GHz - 2,48 GHz.

La puissance de sortie RF nominale transmise est de 14,3 dBm.



Collecte sélective : consultez votre audioprothésiste pour la mise au rebut de votre accessoire.



© 2018 GN Hearing A/S. Tous droits réservés.
ReSound est une marque déposée de GN Hearing A/S.

Fabricant selon la Directive européenne 93/42/CEE relatives
aux dispositifs médicaux :

Siège Mondial

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danemark
Tél.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

France

GN Hearing SAS
Zone Silic – Bâtiment Liège
1 place des États-Unis
FR-94150 Rungis
Tél. : +33 (0)1 75 37 70 00
info@gnhearing.fr
resound.fr

Suisse

GN Hearing Switzerland AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.ch

Belgique

GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tél: + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com

400545003FR-18.06-Rev.B



Toute question concernant la Directive
européenne 93/42/CEE relative aux
dispositifs médicaux ou la Directive 2014/53/
UE relative aux équipements radioélectriques
doit être adressée à GN Hearing A/S.

