



ReSound GN

ReSound LiNX 3D™

Smart Hearing
er fremtiden



Velkommen til fremtiden

Smart Hearing vil ændre den opfattelse, som mange har om høreapparater, - for nu tilpasser de sig dig, i stedet for at du skal tilpasse dig dem.

Uanset om du er på stranden eller taler i telefon, kan du få forbindelse til verden omkring dig med krystalklar lyd.

Med ReSound LiNX 3D™ kan du høre mere, end du nogensinde troede, var muligt. Du kan bruge dem som små trådløse headsets. Og din kontrol over din høreoplevelse antager en helt ny dimension – uanset hvor du er.

Alt sammen i et høreapparat, der er solidt, komfortabelt og så godt som usynligt, når du har det på.

Nu kan du høre mere, gøre mere og være mere, end du nogensinde troede, var muligt.

I en serie, der begyndte med verdens første Made for iPhone høreapparat, er ReSound LiNX 3D det nye Smart Hearing høreapparat fra ReSound.


Få mere at vide om ReSound LiNX 3D og Smart Hearing på resound.com

Hør mere, end du nogensinde troede, var muligt

Forestil dig, at du er kok og taler med dine kolleger til lydene af blendere, der kører, hakkende knive og spruttende pander.

Der er nemmere, end det lyder, med ReSound LiNX 3D.

Det skyldes, at disse høreapparater er de bedste til at genkende stemmer og bruger avanceret teknologi, så de høres tydeligere, - også selvom de kommer fra flere forskellige retninger og baggrundsstøjen varierer.



Eftersom
ReSound LiNX 3D
er op til

50%

bedre til at identificere tale i forskellige lydmiljøer*, kan du:

Høre

80%

flere lyde omkring dig**

Uanset hvor du er, går du ikke glip af det, der foregår omkring dig

Forstå

40%

mere tale i støjende omgivelser**

Følg med din familie, venner og kolleger – selv i livlige omgivelser

Sammenlignet med førsteklasses høreapparater fra konkurrerende brands.

*Kilder: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)*



Verden er fuld af lyde, som vi nødig vil gå glip af – stemmer, musik, børn, der spiller bold, og bipylden ved en fodgængerovergang. Din hjerne er udstyret med en fantastisk evne til at forstå lyde og bruger forskellige taktikker, afhængigt af støjniveauet. De avancerede teknologier i ReSound LiNX 3D udnytter dette til fulde for at hjælpe dig med at høre og fokusere på det, der er vigtigt for dig.

Funktionen Spatial Sense giver dig en klar og naturlig fornemmelse af lydene omkring dig. Men i mere komplekse lyttesituationer sørger funktionen Binaural Directionality III for, at du kan fokusere på det, du vil, uden at du afskæres fra dine omgivelser.



Vidste du?

Den største bekymring blandt brugere af høreapparater er, om de kan navigere i alle lydmiljøer.



TRÅDLØS

Flere af de lyde, du gerne vil høre

Vi vil gerne kunne høre hinanden, men vi vil også gerne lytte til nyheder, se vores yndlingsserier og tale i telefon med vennerne. Med ReSound LiNX 3D er det ikke noget problem. Du kan faktisk streame stort set alle lyde direkte til dine høreapparater.

ReSound LiNX 3D er et Made for iPhone høreapparat og fungerer ligesom trådløse høretelefoner, så du kan streame lyd fra din iPhone, iPad eller iPod touch.

Med det trådløse tilbehør fra ReSound kan du streame endnu flere lyde fra dit tv, fra den anden ende af et mødelokale eller bagsædet i bilen. (Se mere på side 13).

Et samarbejde

Lyt til din ven gennem ReSound Micro Mic, mens I går hen til kampen. Hvis telefonen ringer, og du besvarer den, sættes ReSound Micro Mic på pause, indtil du er færdig med samtalen.

Der åbner sig en helt ny verden med apps



Skal du udforske en ny del af byen?
Få streamet retningsanvisninger direkte til dine høreapparater.



Skal du rejse til et eksotisk land?
Få Google Translate appen til at oversætte tjenerens anbefalinger direkte til dit øre.

ReSound Smart 3D™

Gør din høreoplevelse bedre

ReSound LiNX 3D justeres automatisk i overensstemmelse med lydmiljøet. Men hvem vil ikke gerne kunne tilpasse og styre lyden selv? Det kan du med den nye ReSound Smart 3D app.



Det er lige her alt sammen

Alt det, du har brug for til at foretage hurtige tilpasninger, er på hovedskærmen og kan nås med ét tryk. Du kan derfor altid have fuld tillid til dine høreapparater og være klar til at interagere med verden omkring dig.

Programkarussel

Du kan nemt swipe dig gennem alle dine programmer.

Aktuelt program

Genvejstaster

Lydoptimering med et enkelt tryk

Lydstyrke og pause

Sound Enhancer

Nem adgang til flere muligheder for tilpasning




Lydkontrol fås på Apple Watch

Dig og din lyd

Sound Enhancer


Har du nogensinde befundet dig i en vanskelig situation, hvor der var en, du ikke kunne høre? Hvis du har brug for mere hjælp end det, genvejstasterne kan give dig, kan du trykke på Sound Enhancer.



Juster bas/midte/diskant



Juster støjrreduktion



Juster talefokus



Juster reduktion af vindstøj

Favoritter

Gem de justeringer, du synes om, som et yndlingsprogram. Du kan også geotagge det, så det aktiveres automatisk, når du kommer på arbejde, hjem eller ankommer til golfbanen – alle de steder, du kan lide at være.

Dig og dit høreapparat

Husk at bruge knappen Mit ReSound, når du har brug for ekstra hjælp.

Find mine høreapparater

Hvis du forlægger dine høreapparater, viser appen den senest registrerede placering på et kort.

Vejledende tips


Hjælper dig med at lære at bruge dine høreapparater med tips, der er tilpasset din hørelse og dine præferencer.

Se hele listen med kompatible apparater på resound.com/compatibility

Finjustering af dine høreapparater, uanset hvor du er

Nogle gange fungerer de høreapparatindstillinger, som du synes om på høreklinikken, ikke i hverdagen. Hvis du oplever tilbagevendende problemer – eller har brug for flere tilpasninger end dem, ReSound Smart 3D appen tilbyder – er tiden inde til at aktivere ReSound Assist.

Funktionen er allerede i appen og giver dig direkte adgang til din høreapparatspecialist. Du kan bruge den, når du har problemer med at høre, og du behøver derfor ikke kunne beskrive lyttesituationen, næste gang du er på klinikken. Det er nemt, praktisk, og du får indstillingerne optimeret til din hørelse i det virkelige liv.



Med ReSound Assist kan du nemt komme i kontakt med din høreapparatspecialist og få nye indstillinger via skyen, uanset hvor du er.

Sikker og pålidelig forbindelse


ReSound Assist er udviklet på en af de mest pålidelige skyplatforme, Microsoft Azure, så du kan være sikker på, at dine data holdes fortrolige og beskyttede.

Anmod om hjælp overalt

Det kan være vanskeligt at beskrive en lyd. Hvis du har brug for en ny indstilling, hjælper vi dig med at udfærdige præcise oplysninger, så din høreapparatspecialist kan foretage præcise finjusteringer.

Oplysningerne består af:

- En diagnostisk vurdering
- Din subjektive beskrivelse
- En automatisk registrering af dine høreapparatindstillinger




Tryk på Request assistance (Anmod om hjælp) i My ReSound



Besvar nogle få korte spørgsmål



Skriv en personlig besked, og send anmodningen



Modtag opdaterede indstillinger overalt

Din høreapparatspecialist kan, afhængigt af din anmodning, opdatere dine indstillinger og sende dem til dig via din ReSound Smart 3D app. Herefter skal du blot lægge dine høreapparater tæt på din smartphone og trykke på "Installér".

Når du prøver de nye indstillinger, kan du vælge at beholde dem eller gå tilbage til de forrige indstillinger.



RIE og BTE modeller



Farver på RIE og BTE



ITE modeller



Farver på ITE



Så godt som usynlige

ReSound LiNX 3D høreapparater er så diskrete, at du bliver nødt til at tage dem af for at vise dem frem, og de diskrete, komfortable og holdbare egenskaber får dig måske næsten til at glemme, at du har dem på.



Ubekymret brug

Du vil gerne kunne stole på dine høreapparater.* Derfor har vi behandlet alle komponenter med en iSolate nanotech coating både ind- og udvendigt – for at beskytte dem mod snavs, fugt og urenheder.

**Hearing Tracker: De vigtigste høreapparatfunktioner (2016)*



Trådløst tilbehør

Du kan få forskelligt trådløst tilbehør til dine trådløse høreapparater fra ReSound, så du lettere kan høre på afstand eller i støjende situationer. Tilbehøret er nemt at bruge og giver dig mulighed for at streame næsten alle lyde. Det bedste af det hele er, at udstyret fungerer sammen som et intelligent system – der skrues f.eks. ned for tv'et, når du modtager et telefonopkald, og lyden vender automatisk tilbage, når du lægger på.



ReSound Multi Mic

Står på bordet eller sættes fast på en persons tøj for at streame lyd direkte til dine høreapparater. Forbedrer hørelsen, så du kan høre på afstand og i støjende omgivelser.



ReSound telefonclip+

Giver dig mere frihed, komfort og kontrol, mens du streamer telefonopkald, musik eller lyd fra din Bluetooth-aktiverede telefon.



ReSound tv streamer 2

Streamer stereolyd direkte til dine høreapparater, så du kan lytte ved den lydstyrke, du foretrækker, mens alle andre omkring dig lytter ved deres foretrukne.

Se det komplette sortiment af trådløst tilbehør på [resound.com](https://www.resound.com)



Det siger verden om Smart Hearing fra ReSound

Smart Hearing høreapparater er anerkendte i hele verden og varsler om en lysere fremtid for mennesker med hørenedsættelse.

ReSound LINX 3D er det sidste nye skud på stammen i en prestigefyldt serie af prisbelønnede Smart Hearing høreapparater fra ReSound. Nu taler man ikke længere om begrænsningerne ved at bruge høreapparat, men snarere om fordelene ved at bære et af de smarteste apparater i verden.

Smart Hearing fra ReSound har vundet flere priser - senest:



CES Innovation Award 2017
Bedst i innovation af tilgængelig teknologi – uddelt af Consumer Electronic Show, USA



Die Goldene Concha 2016
Det bedste udvalg af høreapparater – uddelt af uafhængige tyske audiologer



Golden Lobe Award 2016
Det mest effektive høreapparatsystem og den bedste mobilapp – uddelt af UK Association of Independent Hearing Health Professionals

Et nærmere kig på funktionerne

Få et overblik over alle de unikke funktioner og avancerede teknologier i ReSound LINX 3D, der hjælper dig med at høre mere, gøre mere og være mere, end du nogensinde troede, var muligt.

FUNKTIONER	ReSound LINX3D 9	ReSound LINX3D 7	ReSound LINX3D 5
Fuldstændig fleksible programmer	4	4	4
Synkroniseret trykknop*	■	■	■
Synkroniseret volumenkontrol*	■	■	■
Smart Start	■	■	■
Phone Now	■	■	■
Phone Comfort	■	■	■
Ear-to-Ear communication	■	■	■
Made for iPhone (direkte lydstreaming)	■	■	■
ReSound Micro Mic, Multi Mic, tv streamer 2, telefonclip+ og fjernbetjening 2	■	■	■
ReSound Smart 3D app	■	■	■
ReSound Smart 3D app – Sound Enhancer	■		
ReSound Smart 3D app – ReSound Assist	■	■	■
ReSound Control app (telefonclip+ er påkrævet)	■	■	■
AUDIOLOGISKE FUNKTIONER			
WARP kompression – antal kanaler	17	14	12
Binaural Directionality III	■		
Spatial Sense	■		
Binaural Directionality		■	
Natural Directionality II	■	■	■
Directional Mix Processor	■	■	■
Justerbart Directional Mix	■		
Synchronized SoftSwitching	■	■	
Softswitching			■
Autoscope Adaptive Directionality	■		
Multiscope Adaptive Directionality		■	
Justerbar retningsvirkning			■
Binaural Environmental Optimizer II	■		
Environmental Optimizer		■	
Noise Tracker II	■	▣	□
Expansion	■	▣	□
Wind Guard	■	▣	□
DFS Ultra II	■	■	■
Music Mode	■	■	■
Auto DFS	■	■	■
Synchronized Acceptance Manager	■	■	■
Tinnitus lydgenerator med naturlyde	■	■	■

■ Ultimativ ▣ Avanceret □ Grundlæggende

* Udvalgte modeller
Se dataarket for at få en liste over alle funktioner



Mennesker med hørenedsættelse er omdrejningspunktet i alt det, vi foretager os. Vores prisvindende Smart Hearing høreapparater hjælper mennesker med hørenedsættelse med at føle sig mere involverede, forbundne og i kontrol. I en stadig mere intelligent verden tænker vi stort og udfordrer normen, så vi kan forandre liv gennem lydens kraft.

ReSound er en del af GN Store Nord Gruppen – der er pionær inden for fantastisk lyd lige fra de verdensførende ReSound høreapparater til Jabra headset. GN blev grundlagt i 1869, har over 5.000 medarbejdere og er noteret på NASDAQ OMX København. GN får livet til at lyde bedre.

Få mere at vide om, hvordan Resound LiNX 3D™ kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af livet på resound.com

 facebook.com/gnhearingDK  twitter.com/resoundglobal

GN Hearing Danmark A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Tlf.: 45 75 22 22
gnhearing.dk

resound.com

facebook.com/gnhearingDK twitter.com/resoundglobal

M102550DK-17.04-Rev.A