

Meille huonokuuloiset ovat sydämen asia. Palkitut ReSound Smart Hearing-kuulokojeemme auttavat osallistumaan, pitämään yhteyttä ja säilyttämään oman elämänsä hallinnan. Yhä älykkäämmäksi kehittyvässä maailmassa ajatteleme suuria ja uskallamme haastaa perinteiset käsitykset, koska uskomme, että voimme parantaa elämänlaatua äänen voimalla. Saatavana vain audionomeilta.

ReSound kuuluu GN-konserniin, mahtavan äänenlaadun edelläkävijä niin huippuluokan ReSound-kuulokojeissa kuin toimistokäyttöön ja liikunnan ystäville tarkoitetuissa Jabra-kuulokkeissa. Vuonna 1869 perustettu yli 5 000 henkilöä työllistävä ja NASDAQ OMX Copenhagen -pörssissä listattu GN saa elämän kuulostamaan paremmalta.

Lue lisää siitä, kuinka Resound LiNX 3D™ voi auttaa parantamaan elämänlaatuaasi: **resound.com**

f facebook.com/resoundfinland **t** twitter.com/resoundglobal

Suomi

GN Hearing Finland Oy/Ab
PL 7
FIN-02211 Espoo
P. +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com

Sverige

GN Hearing Sverige AB
Box 21075
SE- 200 21 Malmö
Tel: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

© 2017 GN Hearing A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. ReSound on GN Hearing A/S:n tavaramerkki. Apple, Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch ja Apple Watch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Android-robotti perustuu Googlen tekemään ja käytettäväksi luovuttamaan työhön. Sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -ehtojen mukaisesti. Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröimiä tavaramerkkejä.



ReSound LiNX 3D™

Tulevaisuus
on täällä:
Smart Hearing



ReSound GN

GN Making Life Sound Better

Smart Hearing

Tulevaisuus on täällä

Smart Hearing muuttaa suhtautumisesi kuulokojeisiin. Ne mukautuvat sinuun eivätkä yritä pakottaa sinua mukautumaan niihin.

Smart Hearing 

ReSound LiNX 3D™ kuulokojeilla kuulet enemmän kuin kuvittelitkaan. Kun olet rannalla tai puhut puhelimessa, yhteyden pitäminen tuntuu kristallinkirkkaan äänen ansiosta nautinnolliselta.

Voit käyttää ReSound LiNX 3D -kuulokojeitasi kuin langattomia stereokuulokkeita. Lisäksi voit ohjata omaa kuulokojeen käyttökokemustasi täysin uudella tavalla – missä ikinä oletkin.

Kaikki tämä kestävän, mukavan ja korvaan käytännöllisesti katsoen kätkeytyvän kuulokojeen avulla.

Nyt voit kuulla enemmän, tehdä enemmän ja olla enemmän kuin pidit mahdollisena.

Katso lisätietoja ReSound LiNX 3D Smart Hearing -kuulokojeista osoitteesta **resound.com**

ReSound kehitti maailman ensimmäisen Made for iPhone -kuulokojeen. ReSound LiNX 3D on uusi 3. sukupolven Smart Hearing -kuulokoe.

Kuule enemmän

kuin
pidit
mahdol-
lisena

Kuvittele, miltä tuntuu jutella työkaverien kanssa, kun taustalta kuuluu veitsien ääntä ja paistinpannujen sihinää. ReSound LiNX 3D tukee kykyäsi keskittyä puheeseen samalla kun kuulet ympäristön äänet.

ReSound LiNX 3D

Koska se tunnistaa

50 %

enemmän
puhetta erilaisissa
ympäristöissä*,
voit

kuulla

80 %

enemmän ääniä
ympäriiltäsi**

ja ymmärtää

40 %

enemmän puhetta
melussa**

*Verrattuna kilpailevien
merkkien huipputason
kuulokojeisiin.*

*Lähteet: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)*



**SURROUND
SOUND**
by ReSound

Enemmän
ääniä jotka
haluat kuulla



Maailma on täynnä ääniä, jotka haluamme kuulla – keskusteluita ruokapöydässä, skeittarien iloista naurua jalkakäytävällä, korvaan kuiskattu salaisuus.

Kehittyneet äänenkäsittelyn teknologiamme käyttävät hyväkseen aivojemme luonnollista kykyä kuulla itsellesi tärkeitä ääniä ja keskittyä niihin.

Spatial Sense auttaa aistimaan ympäröivät äänet selkeästi ja luonnollisesti. Hankalammissa kuuntelutilanteissa Binauraalinen suuntakuvio III varmistaa keskittymisen siihen mihin haluat, jotta yhteys ympäristöön ei katkea.

Ympäröiviä ääniä halutaan nykyään kuulla enemmän. Lisäksi haluamme kuulla, mitä meille sanotaan puhelimessa, kuunnella uutisia ja lähettää musiikkia kuulokojeisiimme. ReSound LiNX 3D on Made for iPhone -kuulokoje. Kun lähetät niihin ääntä iPhoneista, iPadista tai iPod touchista, ne toimivat kuin stereokuulokkeet.

Ne ovat yhteensopiva langattomien ReSound-lisälaitteiden kanssa, jotta voit lähettää ääntä vaikka televisiosta, neuvotteluhuoneen toisesta päästä tai auton takapenkiltä suoraan kuulokojeisiin.

ReSound Smart 3D™ app


Parempi kuulokojeen käyttökokemus

Kun hienosäädät
kuunteluasi omien
mieltymystesi mukaan
ReSound Smart 3D
-sovelluksen avulla
saat parhaan hyödyn
kuulokojeistasi.

Aloitussivulla moni säätö onnistuu nopeasti yhdellä napsautuksella. Mukauta ääni, jotta kuulet sen niin kuin haluat. Silloin voit aina olla sujuvasti osallisena sinua ympäröivässä maailmassa ja luottaa kuulokojeittesi toimivuuteen ja tukeen.

Lisäksi sovellus tuntee kuulokojeesi perin pohjin ja voi toimia neuvonantajanas – juuri silloin kun tarvitset neuvoja. Se auttaa löytämään kadonneet kuulokojeesi. Ja antaa vinkkejä kuulemisen optimoimiseksi tietyssä tilanteessa.

Katso lisätietoja ReSound Smart 3D -sovelluksesta osoitteesta [resound.com](https://www.resound.com)



Ääntä voi säätää
myös Apple
Watchin avulla

Aina pieni ja luotettava

ReSound LiNX 3D-kuulokojeet ovat niin pieniä ja huo-
maamattomia, että jos haluat esitellä niitä, sinun täytyy
ottaa ne pois korvistasi. Ne ovat niin mukavia, että saatat
unohtaa käyttäväsi niitä.


Kaikki osat on suojattu nanoteknisellä iSolate-pinnoit-
teella sisä- ja ulkopuolelta, joten ne on suojattu liialta,
kosteudelta ja roskilta.



RIE- ja BTE-mallit



ITE-mallit



Värit



Langattomat lisälaitteet

ReSound tarjoaa kattavaa langattomien lisälaitteiden
valikoimaa, jotta kuulet paremmin kaukaa tulevia ääniä
tai meluisissa tilanteissa. Ne toimivat yhdessä älykkäänä
kuuntelujärjestelmänä. Esimerkiksi televisiosta tuleva
ääni mykistetään, kun saapuu puhelu. Kun puhelu
päättyy, television ääni alkaa taas kuulua automaattisesti.



ReSound Multi Mic

Kun asetat sen pöydälle
tai kiinnität sen henkilön
vaatteeseen, ääni
lähetetään suoraan
kuulokojeisiisi. Kuulet
paremmin kaukaa
tulevat äänet ja
meluisissa ympäristöissä.



ReSound Phone Clip+

Enemmän vapautta,
mukavuutta ja
hallintaa. Puhelut,
musiikki ja muu ääni
lähetetään Bluetooth-
yhteensopivasta
puhelimestasi.



ReSound TV-lähetin 2

Kuulokojeisiisi lähetetään stereo-
ääntä, jotta voit kuunnella sitä ha-
luamallasi äänenvoimakkuudella
ja muut kuuntelevat sitä itselleen
sopivalla voimakkuudella.



Langattomista ReSound-lisälaitteista
on lisätietoja osoitteessa [resound.com](https://www.resound.com)