



AUDIOLOGIA



YHDISTÄMINEN



MUOTOILU



SOVELLUKSET

resound.com

ReSound LiNX²

Kuuleminen
ei koskaan
ole ollut näin
helppoa



ReSound



rediscover hearing



Koe Smart Hearing

Kun otat käyttöön uudet ReSound LiNX2™ -kuulokojeet, tutustut Smart Hearing -etuihin.

Nauti huippuluokan äänenlaadusta ja kuuntelemisen mukavuudesta auringonnoususta auringonlaskuun. Spatial Sense™ varmistaa selkeän tilan tunnun ja suuntakuulon.

Kun olet töissä tai tapaat ystäviäsi, voit osallistua keskusteluihin varmana siitä, että kuulet joka sanan tarvitsematta ponnistella. Juttele muiden kanssa. Voit keskustella ryhmässä myös meluisissa paikoissa uuden Binaural Directionality™ II -toiminnon ansiosta.

Voit vastata puhelimeen, vaikka olet jo matkalla ja kävelet tuulisella pysäköintialueella. Kun ajat kotiin, voit kuunnella soittolistasi, äänikirjaa tai podcast-lähetystä iPhone puhelimesta stereona. Ei johtoja. Ei mitään kaulan ympärillä. Pelkkä stereoääni.

Kun olet kotona, energiaa riittää vielä läheisillesi annettavaksi. Aikaisemmin kuunteleminen uuvutti. Nyt se tuntuu vaivattomalta ja luonnolliselta.

Koe ReSound LiNX2. Toivota Smart Hearing tervetulleeksi. Tämä kehittynyt tekniikka mukautuu sinuun ja elämäntapaasi.

Elävä tilan tuntu, helposti ymmärret- tävä puhe

Binaural Directionality™ II ja Spatial Sense™

ovat algoritmiyhdistelmä, joka toimii ainutlaatuisen Surround Sound by ReSound™ -äänenkäsittelymme perustana. ReSound LiNX2™ -kuulokojeesi vaihtavat jatkuvasti keskenään ääniympäristöstä kertovia tietoja, joten tilan tuntu, äänenlaatu ja puheen ymmärtäminen säilyvät luonnollisina myös hankalissa kuuntelutilanteissa.

Spatial Sense jäljittelee ulkokorvan tapaa ohjata ääntä sisäkorvaan. Tämä auttaa sinua tunnistamaan mistä suunnasta ääni tulee, joten ympäristö tuntuu luonnollisemmalta ja äänen laatu on erinomainen.

Binaural Directionality II optimoi suunta-asetukset dynaamisesti. Siksi voit keskittyä kiinnostavimpiin ääniin ja tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tämä tukee luonnollista kykyäsi keskittyä puheeseen myös meluisissa tilanteissa.

Juuri tätä on ReSound LiNX2. Säättöjä ei tarvitse tehdä käsin. Äänen laadusta tai kuuntelumukavuudesta ei tarvitse tinkiä. Kuuleminen on helppoa ja luonnollista.

ReSound LiNX2 sopii kaikille, joiden kuulonalenema on alueella lievä - erittäin vaikea.



Ota käyttöön ReSound LiNX²™ ja koe Surround Sound by ReSound™

Luontoa jäljittelevä Surround Sound by ReSound on ainutlaatuinen äänenkäsittelyjärjestelmämme. Ihmisen korvan toimintaa jäljitellään kehittyneiden tekniikoiden avulla. Aivojesi luontaista kykyä tunnistaa ääni ja sen alkuperä hyödynnetään täysimittaisesti.

Kun johtavien valmistajien uusimpia kuulokojeita äskettäin vertailtiin riippumattomasti, kokeneet kuulokojeiden käyttäjät antoivat Surround Sound by ReSound -kuulokojeille kiitettävät arvosanat erilaisissa ääniympäristöissä*.



* 2013 Benchmark-testaus, DELTA SenseLab.





Istuvuutta, tyyliä ja valinnanvaraa



UUSI LAAJA VALIKOIMA KUULOKOJEIDEN
MALLEJA



Modernit, huomaamattomat ja kestävät ReSound LiNX2™ -kuulokojeet ovat saatavana useina malli- ja väri vaihtoehtoina. Löydät varmasti parhaan mahdollisen mallin joka istuu korvaasi ja elämäntapaasi.

Kuuloke korvassa- ja korvantausmallit ovat saatavana SureFit™-vaihtoehtona: kuulokojeen korvakäytävään menevä osa on tässä pienempi. Vaikka SureFit-korvakappaleet, ohutäänilekut ja tipit voivat vaikuttaa pieniltä, ne toimivat mainiosti niin istuvuuden kuin äänenlaadunkin kannalta kiitos parannetun äänitehon.

Uudenlainen muotoilu kestää arjen rasitukset. Jokainen osa on valmistettu laadukkaista, kestävistä materiaaleista. Niiden sisä- ja ulkopinta on iSolate™-nanopinnoitettu hylkimään vettä, pölyä ja korroosiota aiheuttavia aineita, kuten korvavahaa ja suolaista hikeä.

Vaivatonta yhteydenpitoa ja mediakäyttöä

Kuvittele, miltä tuntuu kuunnella lempimusiikkiasi tai elokuvia stereona juuri sinun kuuloosi sopivilla säädöillä iPhone, iPad tai iPod touch -laitteista. Voit jutella läheistesi kanssa puhelimessa tai videopuhelun avulla. Voit kuntoilla valitsemasi fitnesssovelluksen äänen kannustamana. Ei johtoja. Ei mitään kaulan ympärillä.

ReSound LiNX²™ ovat Made for iPhone -kuulokojeita. Ne yhdistetään iPhone, iPad tai iPod touch -laitteisiin, joten ne toimivat kuin Bluetooth-stereokuulokkeet. Siksi sinulla on samat mahdollisuudet olla vuorovaikutuksessa ja pitää yhteyttä muihin kuin kaikilla muillakin*.



ReSound LiNX² on yhteensopiva seuraavien mallien kanssa, joissa on käytössä iOS 7.X tai uudempi: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. sukupolvi), iPad mini 3, iPad mini 2, Retina-näytöllä varustettu iPad mini, iPad mini ja iPod touch (5. sukupolvi).

* MFi-toiminnot ovat saatavana kaikkiin korvantausmalleihin ja kolmeen korvakäytävämalliin.

Yhdistäminen ReSound Unite™ -lisälaitteisiin

STEREOÄÄNTÄ RESOUND UNITE PHONE CLIP+ -LAITTEELLA

Eikö sinulla ole iPhone-puhelinta? Voit silti lähettää stereoääntä ReSound LiNX2™ -kuulokojeisiin. Yhdistä mikä tahansa Bluetooth-yhteensopiva puhelin ReSound Unite Phone Clip+ -laitteeseen. Tällöin kuulokojeesi toimivat kuulokkeina, kun puhut puhelimessa tai kuuntelet videoita, soittolistoja tai podcast-lähetyksiä.

Lisäksi Phone Clip+ toimii kuulokojeittesi perustason kaukosäätimenä. Voit säätää kuulokojeisiisi virtautettavan äänen voimakkuutta ja mykistää sen tai poistaa mykistyksen.



Langaton yhteys ReSound
Unite Phone Clip+ -laitteella.



ReSound Unite TV-lähetin 2

RENTOUDU TV:N ÄÄRELLÄ PERHEESI KANSSA

Kun yhdistät ReSound Unite TV-lähetin 2:n televisioon, stereolaitteistoon tai tietokoneeseen, voit virtauttaa stereoääntä suoraan ReSound LiNX2 -kuulokojeisiisi. Voit kuunnella ääntä haluamallasi äänenvoimakkuudella, ja muut kuuntelevat sitä itselleen sopivalla voimakkuudella.

Voit säätää ympäristöstä ja televisiosta kuuluvien äänien voimakkuutta erikseen, joten voit jutella perheesi kanssa, samalla kun katselette televisiota yhdessä.



ReSound Unite Minimikrofoni

KUULE LAAJEMMALTA ALUEELTA

Kun yhdistät ReSound Unite Minimikrofonin ReSound LiNX2 -kuulokojeisiisi, kuulet mikrofonin kantajan puheen vaikka seitsemän metrin päästä kovassakin metelissä, koska ääni lähetetään suoraan korviisi.

Lisäksi voit virtauttaa minimikrofonin avulla ääntä television ja musiikkijärjestelmän kaltaisista äänilaitteista sekä Bluetooth-yhteensopivista puhelimista. Se on mainio matkakumppani sinulle ja ReSound LiNX2 -kuulokojeillesi.

Säädä oma kuunteluelämyksesi helposti


Hienosäädä ReSound LINX2™ -kuulokojeesi haluamallasi tavalla päivitetyn ReSound Smart™ -sovelluksen avulla.

Voit säätää äänenvoimakkuutta, bassoa ja diskanttia liikkeellä ollessasi. Voit luoda kuulokojeisiin suosikkiohjelmia ja ottaa ne käyttöön kun siiryt uuteen kuuntelutilanteeseen. Tällöin tilan tuntu on parempi, ymmärrät puhetta helpommin ja kuunteleminen on mukavampaa. Kaiken tämän voit tehdä koskematta kuulokojeisiin, joten ne eivät herätä huomiota.

Kadotitko kuulokojeesi? Ei hätää. Löydät ne helposti etsimistoiminnon avulla.

Haluatko katsella televisiota ja jutella samalla puolisosi ja lastenlasten kanssa? Se sujuu helposti. Säädät vain ReSound Unite™ TV-lähetin 2:n ja kuulokojeittesi mikrofoniin äänenvoimakkuutta.

Uusien Sound Enhancer -ominaisuuksien avulla hienosäädät kuulokojeiden asetuksia, jotta ne toimivat mukavammin meluisissa tai tuulisissa paikoissa ja puheenymmärrys paranee. Tallenna asetukset omaan Suosikit -luettelosi. Puhelimesi geo-paikannuksen avulla ReSound Smart -sovellus ottaa tallennetut kuunteluasetuksesi automaattisesti käyttöön kun palaat paikkaan jossa teit lisäyksen Suosikit-luetteloon. Voit myös itse ottaa ne käyttöön koska vain haluat.



SOVELLUS



ReSound Smart -sovellus

Osioiteessa resound.com/smartapp on luettelo ReSound Smart -sovelluksen kanssa yhteensopivista puhelimista.



ReSound® auttaa ihmisiä kuulemaan korvan luonnollista toimintaa jäljittelevien ratkaisujen avulla. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuus elää täysipainoista ja aktiivista elämää ilman kuulonaleneman asettamia rajoitteita.

ReSound LiNX^{2™} on uusi Smart Hearing -ratkaisu. Sen avulla varmistetaan erinomainen äänen laatu, puheen ymmärrettävyys ja tilan tuntu. Voit kuunnella stereoääntä suoraan iPhone puhelimesta, säätää kuulokojeita ollessasi liikkeellä sekä pitää yhteyttä sukulaisiin, ystäviin ja työtovereihin kaikissa kuuntelutilanteissa.

resound.com/linx2

GN ReSound Group ja siihen kuuluvat yritykset omistavat mainitut tavaramerkit. © 2015. Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Samsung, Galaxy ja Galaxy S5 ovat Samsung Electronicsin tavaramerkkejä. Android ja Google Play ovat Google Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Android-robotti perustuu Googlen tekemään ja käytettäväksi luovuttamaan työhön. Sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -ehtojen mukaisesti. Dolby, Dolby Digital ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n tavaramerkki.

SUOMEN MYYNTIKONTTORI

GN ReSound Finland Oy/Ab
PL 7 (Koronakatu 1 B)
02211 Espoo
Suomi
Puh: (09) 4777 9700
Faksi: (09) 4777 9777
kuulo@gnresound.com
www.gnresound.fi

ReSound



rediscover hearing