

■リサウンド・エンヤ 性能表

耳かけ型			62 タイプ				67 タイプ	77 タイプ	88 タイプ	
			LP	MP	HP	UP ◎	クローズ	クローズ	パワー	ハイパワー
最大音響利得	HFA-FOG	± 5dB	42	49	55	63	49	52	62	68
90dB 入力最大出力音圧レベル	ピーク	+3dB SPL 以下	113	116	122	129	122	128	131	131
誘導コイル入力の最大感度レベル	HFA-MASL	±6dB SPL	74	81	86	94	77	81	92	98

耳あな型			CIC				ITC	ITC,ITE		
			LP	MP	HP	UP	LP	MP	HP	UP
最大音響利得	HFA-FOG	± 5dB	38	45	54	63	38	45	54	63
90dB 入力最大出力音圧レベル	ピーク	+3dB SPL 以下	115	119	121	130	115	119	121	130
誘導コイル入力の最大感度レベル	HFA-MASL	±6dB SPL	—	—	—	—	—	74	83	93

* ◎には有料オプションのカスタムモールドUP レシーバが必要となります。(補聴器と同時購入時(非課税):12,000 円、別途購入時(課税・税込):23,760 円)
※補聴器には適切なフィッティングにより、その効果が発揮されます。しかし着用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
本データは JIS C 5512:2015 の 2cm³ カブラにより測定、表示してあります。

■安心の保証システム

リサウンド・エンヤ 4	2 年間無償保証 (シエルの再作含む) + ほっとシステム
リサウンド・エンヤ 3	
リサウンド・エンヤ 2	1 年間無償保証 + ほっとシステム

2 年間無償保証 (シエルの再作含む) + ほっとシステム	1 年間無償保証 + ほっとシステム
お買い上げ日から2年間、無償にて修理・シエルの再作をいたします。その後、1 回の修理につき3年目は20,000 円、4年目は40,000 円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。 ※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1 台につきの金額です。	お買い上げ日から1 年間、無償にて修理いたします。その後、2年目は1 回の修理につき10,000 円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。 ※障害者総合支援法により交付を受けたものは、「ほっとシステム」の対象外となります。(1 年間無償保証のみとなります) ※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1 台につきの金額です。

©2018 GN ヒアリングジャパン(株)無断複写・転載禁止 Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPad、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Android と Google Play と YouTube は Google Inc. の登録商標です。アンドロイドロボットは、クリエイティブコモンズライセンス 3.0 に従って使用され、Google によって制作および共有されているものを利用または修正しています。Dolby、ドルビー及びダブルD 記号はシルビーラボラトリーズの登録商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

GNヒアリングジャパン株式会社

販売店様専用電話番号  0120-921-310

一般のお客様電話番号  0120-921-102

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分(土日祝日、年末年始は休み)

〒220-0012 神奈川県横浜市区みなとみらい 3-6-3 MM パークビル 8F

第二種医療機器製造販売業許可番号 14B2X00044

www.resound.com/enya



品質マネジメントシステム
ISO13485:2003

補聴器のご試聴・ご相談・ご用命は当店へ。
お気軽にご来店ください。



※記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。
※製品の色は実物とは異なる場合があります。



このカタログは2018年1月現在のものです。

MKD1054 EY 05 1801B-180110K



リサウンド・エンヤ™

かけがえのない
日常のために



GN Making Life Sound Better

会話の 聞き取りを重視



かけがえのない日常のために

日々を楽しく過ごすには、例えば家族との会話や子どもたちの笑い声など、さまざまな音声をより良く聞き取ることが大切です。

一般的に加齢が進むにつれ、徐々に聴力低下が進行するため、聞こえにくくなっていることに気づきにくいのが現状です。

けれども、会話は少しずつ理解しにくくなり、さらには聞き取れないことに疲れを感じるようになり、ついには鳥のさえずりや小川のせせらぎといった、人生を豊かにするささやかな音声を忘れてしまうようになることもあります。リサウンド・エンヤは、自然に近い音質をお届けし、そうしたかけがえのない日常のひとときを、変わることなく楽しめるようにお手伝いいたします。

高度な音声処理技術

雑音の中の会話も聞き取りやすく

- 環境適応型指向性が雑音の多い環境下においても、明確な会話の聞き取りをサポートします。



ハウリングをカット

- ウルトラDFS™Ⅱがピーピー音をカット。ハウリングを気にせずお過ごしいただけます。



ハウリング防止

騒音や風切り音などを抑制

- 騒音や風切り音がある環境においても、ノイズトラッカー™Ⅱ雑音抑制やウィンドガード™※があればより快適に過ごすことができます。
(※リサウンド・エンヤ2を除く)



両耳のバランスを保つ連動機能

- 音量やプログラムも片方で調節したものが両耳に反映される、便利な両耳連動機能※を備えています。
(※リサウンド・エンヤ4 RIE・BTE・ITE 対応)



信頼に足る
品質と快適さ



お届けするのは、信頼に足る品質と快適さ

1日中快適に装用できるように、リサウンド・エンヤは装用感が良く、目立ちにくく、その上洗練されたデザインを重視。さらにはさまざまな形状をご用意していますので、お好みに合わせた器種選択が可能です。

もちろん、リサウンドならではのナノテックコーティングが、汗や湿気から補聴器を守り、故障を未然に防ぎます。

しかも、初期段階の軽い難聴から重度難聴まで対応。ライフスタイルや聴力に合わせて、より良いものをお選びいただけます。

デザイン & バリエーション

洗練の代名詞 デンマークデザイン

- すっきりとした小型サイズに装用感にもこだわったデザインを揃えました




内部までしっかりナノテックコーティング だから汗や湿気に強い！

- スポーツでかく汗、日本独特の湿気、突然の雨、水に濡らした…などから補聴器を守るために、全製品内部までしっかり撥水加工を施しています。汗や湿気に強いから、故障しにくくなり、メンテナンスも簡単です。




選べる仕様、快適なオーダーメイド（耳あな）タイプ

- **こもり感を軽減 スラッシュベント加工**
通気孔（ベント）の長さを約半分にカット。
だから音を逃がしてこもりにくい！
- **圧迫感を軽減 ディンプルシェル加工**
皮膚との接触面積を大幅カット。
だから密着しにくく快適。



（標準のホールベントに比べ）

皮膚と補聴器の接触面に空間を作成



耳あなイメージ図

通常のシェル

家族や友人との つながりを大切に



携帯ユナイト™Ⅱ



携帯電話の音声は直接聞こえ、よりクリアに

携帯電話でもっと気楽に会話が楽しめるようにしたい。携帯ユナイト™Ⅱを使えば、補聴器から直接電話の音が聞こえ、快適に会話を楽しめます。同様に携帯電話からの音楽を聞くこともできます。

電話を使わないときは、音量調節やプログラム変更のリモコンとしても使えます。

37,800円(税込)



コントロールアプリ™



スマートフォンがリモコンに

スマートフォンアプリで補聴器の音量調節やプログラムの切り替えが可能です。App Store や Google play よりダウンロード無料です。

- ・携帯ユナイト™Ⅱが必要です。
- ・検索方法「リサウンド」で検索。
- ・iPhone、アンドロイド携帯の両方に対応。

アプリ使用環境：iOS7.x 以上がインストールされている iPhone、iPad、iPod touch
又は 2.3.5 以上の Android スマートフォン（全てに互換性があるわけではありません）

ワイヤレスアクセサリー

用途に合わせて、補聴器をもっと便利にする 5 つのオプション



リモコンユナイト™Ⅱ

音量やプログラムの細かい調節が手で可能

シンプルで扱いやすいリモコンなので、補聴器の音量やプログラムを簡単に変更できます。

37,800円(税込)



TVユナイト™Ⅱ

テレビやオーディオをお好みの音量で

テレビやPC、音楽プレーヤーにつないでみると、補聴器から直接聞こえるので、自分だけのお好みの音量で聞くことができます。

37,800円(税込)



マイクロマイク

会議や講演会なども聞き取りやすく

騒音の多い街中や数メートル離れた場所からでも、聞きたい音声を直接補聴器で聞き取ることができます。

37,800円(税込)



マルチマイク

マイクロマイクの機能を高めた上位モデル。テーブルマイクとして複数人数の会話もしっかりお届け。さらにテレコイル、FM システム、ライン入力にも対応し、あらゆる音声の聞き取りを助けます。

54,000円(税込)

アクセサリー対応表



リモコンユナイト™Ⅱ



TV ユナイト™Ⅱ

マイクロマイク
マルチマイク

携帯ユナイト™Ⅱ



コントロールアプリ™

	リモコンユナイト™Ⅱ	TV ユナイト™Ⅱ	マイクロマイク マルチマイク	携帯ユナイト™Ⅱ	コントロールアプリ™
リサウンド・エンヤ4	●	●	●	●	●
リサウンド・エンヤ3	●	●	●	●	●
リサウンド・エンヤ2	●				

※CICはワイヤレス非対応

※左右で異なる機種をご使用の場合、リモコンユナイト™Ⅱ、携帯ユナイト™Ⅱは両耳でご使用いただけない場合があります。

お得なセットもご用意しています

	セット内容	価格(税込)
Aセット	リモコン／テレビ／マルチマイクセット	81,000円
Bセット	リモコン／テレビ／マイクロマイクセット	64,800円
Cセット	リモコン／マルチマイクセット	70,200円
Dセット	リモコン／マイクロマイクセット	54,000円
Eセット	リモコン／テレビセット	54,000円

*セット価格の適用は同時購入の場合に限りです。

使い方に合わせて色々なタイプをご用意(耳かけ型)



■外耳道内レシーバ耳かけ型（RIE） 違和感が少なく、小さく目立たない			■耳かけ型（BTE） 扱いやすく、目立ちにくいタイプ	
タイプ	62 タイプ		67 タイプ	
実物大 写真				
装用例	 装用例		 オープン装用例	
適応聴力範囲 ＋ 電池寿命	適応聴力範囲 聴力に合わせて選択可能です	電池寿命	適応聴力範囲	電池寿命
	LP：軽度～中等度	約 120 時間	軽度～中・高度	約 130 時間
	MP：軽度～中・高度	約 130 時間		
	HP：中等度～高度	約 130 時間		
	UP：中等度～重度	約 130 時間		
電池サイズ	PR41		PR41	
ボリュームコントロール	○		—	
テレコイル	○		○	
カラー バリエーション	 ミディアム ブロード (MBL) ベージュ (BE) ダークブラウン (DB) スターグレー (SG) ブラック (BK)			

* 電池寿命は使用状況によって異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

	扱いやすく、電池長持ち		高出力タイプ		
タイプ	77 タイプ		88 タイプ		
実物大 写真					
装用例	 オープン装用例		 装用例		
適応聴力範囲 + 電池寿命	適応聴力範囲	電池寿命	適応聴力範囲	電池寿命	
	軽度～中・高度	クローズ： 約 220 時間	中等度～重度	パワー： 約 220 時間 ハイパワー： 約 240 時間	
電池サイズ	PR48		PR48		
ボリュームコントロール	○		○		
テレコイル	○		○		
カラー バリエーション					
	ミディアム ブロード (MBL)	ベージュ (BE)	ダークブラウン (DB)	スターグレー (SG)	ブラック (BK)

* 製品の色は実物と異なる場合があります。

使い方に合わせて色々なタイプをご用意 (耳あな型)

■耳あな型		耳本来の自然な方向感を得やすい、オーダーメイドタイプ			
タイプ		CIC	ITC	ITE	
実物大 写真		V	V T	V T	
	LP・MP		LP・MP 	MP 	MP 
	HP		HP 	 PR41	 PR48
	UP		UP 	HP・UP  PR41	HP・UP  PR48
※ワイヤレス非対応		T：LPは非対応			
装用例				 PR48 電池使用時	
適応聴力範囲		LP：軽度～中等度 MP：軽度～中・高度 HP：中等度～高度 UP：中等度～重度 聴力に合わせて選択可能です			
電池寿命	LP	約 75 時間	約 125 時間	—	—
	MP	約 70 時間	約 120 時間	約 120 時間	約 200 時間
	HP	約 75 時間	約 120 時間	約 120 時間	約 205 時間
	UP	約 80 時間	約 135 時間	約 135 時間	約 230 時間
電池サイズ		 PR536	 PR41	 PR41	 PR48

オプション：+10,000 円／片耳で追加可能 **V** ボリューム **T** テレコイル *電池寿命は使用状況によって異なります。 *ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

■クラス別比較&価格

リサウンド・エンヤ 4	ご自身も、ご家族とも充実した日常生活を楽しみたい方へ、この価格帯では充実の機能を搭載
-------------	--

- 音質の良さに加え、操作楽らく両耳連動機能搭載
- 環境に合わせて会話の聞き取りをサポート、風の多い屋外でも安心
- テレビや携帯電話も聞きやすいワイヤレス機器対応
- オシャレな耳かけ型から目立ちにくい耳あな型までの豊富なバリエーション

機 能	
音質	★★★★
便利な機能	★★★★
きめ細やかな調整	★★★★
騒音下での言葉の聞き取り	★★★★
ピーピー音を抑える	★★★★

リサウンド・エンヤ 3	気軽に使えて快適に過ごしたい方へ、他にはない基本性能とコストパフォーマンス
-------------	---------------------------------------

- 環境に合わせて会話の聞き取りをサポート、風の多い屋外でも安心
- テレビや携帯電話も聞きやすいワイヤレス機器対応
- オシャレな耳かけ型から目立ちにくい耳あな型までの豊富なバリエーション

機 能	
音質	★★
便利な機能	★
きめ細やかな調整	★★
騒音下での言葉の聞き取り	★★★★
ピーピー音を抑える	★★★★

リサウンド・エンヤ 2	手頃な価格で会話の聞き取りを向上したい方へ、安定した品質と音質を提供
-------------	------------------------------------

- 変化する環境でも会話の聞き取りをサポート
- リモコン (オプション) を使えば音量調節やプログラム変更も簡単に

機 能	
音質	★
便利な機能	★
きめ細やかな調整	★
騒音下での言葉の聞き取り	★★
ピーピー音を抑える	★★★★

外耳道内レシーバ 耳かけ型	62 タイプ EY462-DRW		
	両耳価格： ￥238,000		片耳価格： ￥140,000
耳かけ型	67 タイプ EY467-DW	77 タイプ EY477-DW	88 タイプ EY488-DW
	両耳価格： ￥280,000		片耳価格： ￥140,000
耳あな型 OP	CIC タイプ EY4CIC	ITCタイプ EY4ITC-W／EY4ITC-DW	ITEタイプ EY4ITE-W／EY4ITE-DW
D(指向性) なし	両耳価格： ￥280,000		片耳価格： ￥140,000
D(指向性) 付き	—	両耳価格： ￥300,000 片耳価格： ￥150,000	

外耳道内レシーバ 耳かけ型	62 タイプ EY362-DRW		
	両耳価格： ￥204,000		片耳価格： ￥120,000
耳かけ型	67 タイプ EY367-DW	77 タイプ EY377-DW	88 タイプ EY388-DW
	両耳価格： ￥240,000		片耳価格： ￥120,000
耳あな型 OP	CIC タイプ EY3CIC	ITCタイプ EY3ITC-W／EY3ITC-DW	ITEタイプ EY3ITE-W／EY3ITE-DW
D(指向性) なし	両耳価格： ￥240,000		片耳価格： ￥120,000
D(指向性) 付き	—	両耳価格： ￥260,000 片耳価格： ￥130,000	

耳かけ型	77 タイプ EY277-DW	88 タイプ EY288-DW
	両耳価格： ￥136,000 片耳価格： ￥ 68,000	両耳価格： ￥176,000 片耳価格： ￥ 88,000

OP：ポリウムオプションは +10,000 円 (片耳) *補聴器は非課税です。