

■ 安心の保証システム

うっかり! なくした...
でも大丈夫!
紛失しても無償で
同等品をご提供します!

	紛失保証 (無料)	故障保証 (無料)	新ほっとシステム (上限金額)
	紛失・破損保証 紛失またはお使いのお客さまの過失による損傷の場合、記載の回数に限り無償にて同等品交換、修理対応いたします。 *ただし紛失保証時には、保証書とともに遺失届が必要になります。	お買い上げ日から2年間、自然故障が生じた場合は、無償にて修理をいたします。	保証期間終了後も、お買い上げ日から4年までは1回につき40,000円を上限とし、これを超える修理費用は請求いたしません。 *自然故障の場合のみ適用されます。 *修理費用は補聴器1台につきの料金です。
リサウンド・リンクス クアトロ9	お買い上げ日から 2年間2回	○	○
リサウンド・リンクス クアトロ7	お買い上げ日から 2年間1回	○	○
リサウンド・リンクス クアトロ5	お買い上げ日から 1年間1回	○	○

■ リサウンド・リンクス クアトロ 性能表

		61-DRWC				62-DRW			
		LP	MP	HP	UP	LP	MP	HP	UP
90dB入力最大出力音圧レベル ピーク(+3dB SPL以下)		113	116	120	128	113	116	120	128
最大音響利得 HFA-FOG(±5dB)		46	50	57	65	46	50	57	65
電池サイズ		-	-	-	-	PR48	PR48	PR48	PR48
電池寿命	空気電池(時間)	-	-	-	-	200	220	220	215
	充電式(目安時間)	30	30	30	30	-	-	-	-
適応聴力範囲		軽度-中等度	軽度-中・高度	中等度-高度	中等度-重度	軽度-中等度	軽度-中・高度	中等度-高度	中等度-重度

本データはJISC5512:2015の2c法により測定、表示してあります。
※補聴器は適切なフィッティングにより、その効果が発揮されます。しかし装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

補聴器のご試聴・ご相談・ご用命は当店へ。
お気軽にご来店ください。



GNヒアリングジャパン株式会社

お取扱店のご案内はこちらまで
0120-921-102
受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
(土日祝日、年末年始は休み)

resoundjp.com/series/re9



品質マネジメントシステム
ISO13485:2016

※記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。
※製品の色は実物とは異なる場合があります。

©2018 GNヒアリングジャパン(株) 無断複写・転載禁止。Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。AndroidとGoogle PlayとYouTubeはGoogle Inc.の登録商標です。アンドロイドロボットは、クリエイティブコモンズライセンス3.0に従って使用され、Googleによって制作および共有されているものを利用または修正しています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

認証番号: 230AABZX00080000



このカタログは2018年10月現在のものです。

MKD1108 RE 05 1810A-181060K

リサウンド・リンクス クアトロ™

豊かな音に包まれる。
毎日がもっと
豊かになる。



ReSound GN

GN Making Life Sound Better

Made for
iPhone | iPad | iPod

きこえの質を上げ、
豊かな日々を始めよう。



「ありのままに聞こえる」ことが、
毎日をどれほど豊かにしてくれるかを、
私たちは知っている。

だからこそ、一切の妥協を許さずに
音質の高さを徹底追求。
各種サポート機能も一層の充実をはかりました。

きこえの豊かさはきっと、日々の豊かさに通じている。
さあ、さらなる輝きに満ちた毎日を始めましょう。

リサウンドのスマート補聴器
リサウンド・リンクス
クアトロ™

表現豊かな
音質

P4-7

卓越した音質の
ストリーミング

P8-9

いつでも
どこでも
サポート &
カスタマイズ

P10-13

長持ち &
持ち運びやすい
充電式

P14-15



丁寧に音を愉しむ

コーヒーマシンが立てる心地よい音、
外から聞こえる子どもたちの元気な挨拶と
鳥たちの小さなさえずり。
いつもの朝が、ずっと幸せな時間に。




表現豊かな
音質

体感してわかる、豊かな音質



積極的に音を感じる

パーティーでの楽しい会話、
グラスが重なる音、生演奏の迫力...
華やかな宴の席が、
より充実したものに。



表現豊かな
音質

音質に、
絶対の自信。



より自然で鮮やかに、表現力豊かな音質を求めて。

臨場感があり、
繊細でバランスのとれた音質

より高音域および多くの音の
聞き取りが可能になり、
繊細な音から迫力のある音までを
ダイナミックに再現。
音源をつかむ方向感覚にも優れた
自然なきこえを提供します。



音源を検出、確認してふさわしい音で届けてくれる機能を搭載

空間認識

INR衝撃音抑制

ミュージックモード付きウルトラDFS II

騒音下でも際立つ、
明瞭で聞き取りやすい音質

雑音だけを抑え、さまざまな方向から
届く言葉やその他の音を、
より明瞭に聞き取れます。
周囲が賑やかでも静かでも、
会話に集中することが可能です。



さまざまな方向から聞き取る

雑音を抑制しながらさまざまな音をコントロールする機能を搭載

両耳連動環境適応システム II

環境適応ノイズトラッカー II

両耳連動指向性 III

※使用できる機能は器種により異なります。

卓越した音質の
ストリーミング

高音質で
つながる。



補聴器とワイヤレスでつながり、より

臨場感のあるダイナミックな音体験を。

iOS 端末*との連動

[iPhone/iPad/iPad mini/iPod touch/Apple Watch]

通話連動

iPhoneなどでの通話は
直接補聴器で聞き取れるため、
相手の声がよりよく聞こえる。

イヤホン機能

iPodなどでの楽曲や動画の
音声を直接補聴器で受信でき、
ワイヤレスイヤホンのように
楽しめる。

ナビアプリ連動

読み上げ機能を利用して、
ナビアプリの音声ガイドの
聞き取りにも役立てられる。

Apple Watchと連動

iPhoneをカバンに入れたまま、
お手元のApple Watchで、
補聴器の音量調節やプログラム
変更などが簡単にできる。



*iOS端末とは、アップル社が作成したOS(基本ソフト)を搭載した機器。

Made for
iPhone | iPad | iPod

最新対応端末はwww.resound.com/compatibilityをご参照ください。

テレビとの連動

テレビとつなぐことで
音声は直接補聴器に届き、
周囲を気にせず好みの音量で
テレビが楽しめる。



DOLBY
DIGITAL

TVユナイトII
37,800 円(税込)

携帯電話との連動

Bluetooth対応の
携帯電話とつなぐことで、
通話時に直接補聴器で
聞き取れ、よく聞こえる。



Made for
iPhone

Works with
Android™

携帯ユナイトII
37,800 円(税込)

その他便利なワイヤレスアクセサリ等詳細についてはワイヤレスアクセサリカタログをご覧ください。

いつでも
どこでも
サポート &
カスタマイズ

いつでもどこでも
安心のサポート。



遠隔サポート

依頼の手順

ご本人・ご家族

アプリから
遠隔できこえの
調整を依頼



ステップ1

「音が大きすぎる」
などの該当項目を
チェック

ステップ2

調整を希望する
左右やプログラム
を選択

ステップ3

コメントの
入力

送信

要望に応じた 設定を調整



販売店(専門家)

調整した
新しい設定や
メッセージを返信

自宅や職場、その他あらゆる外出先からでも、


いつでも専門家の調整サポートが受けられます。

調整後には、担当の専門家に対して満足度評価を送ることができるので


より高い調整精度を得ることができます。

遠隔サポート利用者の声


アプリからの
依頼が簡単だった



アプリから新しい
調整プログラムをインストール
するのは簡単だった



新しい調整が役立った



ご利用になった多くの方が「満足」を感じています。

※GNヒアリングA/Sによるユーザーアンケート(実施:米国・オランダ、対象者計70名)

※通信に掛かる費用はお客様のご負担になります。

※一部店舗では遠隔サポートは使用できない場合があります。対応については販売店にご確認ください。

いつでも
どこでも
サポート &
カスタマイズ

気 軽 な サ ポ ー ト ア プ リ 。

アプリでサポート



リサウンド・スマート3Dアプリ™

使いやすさを追求した
高操作性アプリケーション。
音量調節やプログラムなどを
手元で変更できます。

プログラムリスト

クイックボタン

騒がしいなど、会話の
聞き取りが難しい環境でも
ワンタップで音質を最適に。

音量調節

補聴器の音量を手元で
簡単に微調節できる。

詳細設定

雑音抑制や聞き取り範囲の選択
など、聞き取りレベルをさらに微調節できる。



お気に入り設定

頻繁に行く場所などの
ために、最適な「きこえ」
の設定を登録しておける。



補聴器を探す

補聴器を紛失した際など、
位置を測定し、探す手助け
をする。

リサウンド・スマート3Dアプリは下記からダウンロード

ダウンロード無料



遠隔サポートとの連携

遠隔サポートの利用登録を行えば、
アプリから遠隔できこえの調整を専門家に依頼可能。
受信した設定はそのまま補聴器へ保存できる。



長持ち &
持ち運びやすい
充電式

1 週間の
旅行でも
コンパクトに。

充電器にセットするだけの簡単充電タイプ。
当然電池交換も不要になり、さらに快適性は向上。

※充電に対応するのは61-DRWCのみとなります。

充電時間	使用時間
3 時間	30 時間
	24 時間 内半分の時間で ワイヤレス機器使用の場合
1 時間	16 時間
30 分	8 時間



電池残量を充電ケースのLEDライトや、
電子音でお知らせします。
アプリの「確認画面」でも確認できます。



パワフルな充電力

補聴器を1度フル充電すれば、テレビ音声や音楽のストリーミングを行っても、1日中安心してお使いいただけます。

また、充電器本体をフル充電しておけば、補聴器3回分の電力を保持しておくことができるので、1週間程度のご旅行の際も安心です。

持ち運びやすいコンパクトサイズ

手のひらに収まるほどの小さなサイズ感。

カバンやポケットなどに入れて持ち運ぶのに最適です。




高いデザイン性そのままに、省電力とハイパフォーマンスを両立。
より小型な充電式タイプと、空気電池を使用した標準タイプを
お好みに合わせてお選びください。

61-DRWC

充電式

実寸大写真



充電器

62-DRW

電池交換式

実寸大写真



カラーバリエーション 全14種

*写真は61タイプです。



パールホワイト シルバー グロスダークグレー グロスブラック グロスミディアムブロード モンツアレッド オーシャンブルー



スターグレー ダークグレー ブラック ベージュ ライトブロード ミディアムブロード ダークブラウン

快適に使用できる
耳せんの工夫

オープンフィッティング

耳あなをふさがないので自分の声がかみらず、
外から自然な音も入ってくるので快適。




- 外から自然な音が入るため、
軽度～中等度難聴の方にすすめ。
- こもり感などの不快感がなく、
両耳装用に最適。

水も汗も弾く。
精密機器専用の撥水加工
ナノテックコーティング



表面だけでなく、細かな内部
パーツにまで加工を施すこと
で、補聴器全体を水分や汚れ
から守り、耐久性を高めます。
突然の降雨や、運動時の使用
にも対応します。



対応耳せん

SFオーブドーム
[S、M、L]



SFチューリップ
ドーム



SFパワードーム
[S、M、L]




オプション

レシーバチューブSF



有料オプション

補聴器と
同時購入時(非課税) 12,000円/片耳
別途購入時(課税) 23,760円/片耳



リサウンド・リンクス クアトロ 9

- 微細な音から迫力ある音まで、表現力豊かな音質
- 距離感や方向感など、立体的に音空間を認識
- 音環境の違いを自動検知し、状況に合わせて自動調整
- 不快に感じる不意の大きな音を防ぐ
- 自分で音質を調節できる専用アプリ
- いつでもプロの調整を受けられる遠隔サポート



RE961-DRWC [充電器込み]

両耳 ¥972,000

片耳 ¥564,000



RE962-DRW

両耳 ¥918,000

片耳 ¥510,000



リサウンド・リンクス クアトロ 7

- 臨場感のある音質
- 後方からの言葉もしっかり聞き取り
- 自動音量調整でラクラク聞き取り
- 不快に感じる不意の大きな音を防ぐ
- 自分で音質を調節できる専用アプリ
- いつでもプロの調整を受けられる遠隔サポート



RE761-DRWC [充電器込み]

両耳 ¥648,000

片耳 ¥384,000



RE762-DRW

両耳 ¥594,000

片耳 ¥330,000



リサウンド・リンクス クアトロ 5

- 言葉が聞き取りやすいクリアな音質
- 複数人での会話の聞き取り
- 自分で音質を調節できる専用アプリ
- いつでもプロの調整を受けられる遠隔サポート



RE561-DRWC [充電器込み]

両耳 ¥450,000

片耳 ¥274,000



RE562-DRW

両耳 ¥396,000

片耳 ¥220,000



充電器

¥54,000 (税込)

※補聴器は非課税

※両耳価格の適用は、2台同時購入の場合に限ります。

*専用アプリの対応端末は制限があります。www.resound.com/compatibilityをご確認ください。また遠隔サポートは、一部の店舗では使用できない場合があります。対応については販売店にご確認ください。