



ReSound helpt mensen weer te horen met oplossingen die het natuurlijke oor nabootsen. Wij willen u een rijk, actief en bevredigend leven laten leiden, waarin u niet gehinderd wordt door uw gehoorverlies.

ReSound is de enige hoortoestelfabrikant die geïntegreerde draadloze connectiviteit aanbiedt van budget- tot topsegment. U kunt draadloos streamen, geluiden aanpassen en uw hoortoestellen bedienen zonder dat u een extra apparaat nodig heeft.

[resound.com](https://www.resound.com)

#### **GN HEARING BENELUX B.V.**

ReSound  
Postbus 85  
6930 AB Westervoort  
Nederland  
Tel.: 026 319 5000  
[info@gnresound.nl](mailto:info@gnresound.nl)  
[www.resound.com](https://www.resound.com)

#### **CONTACTGEGEVENS BELGIË**

Tel: +32 (0)2 513 55 91  
[info@gnresound.be](mailto:info@gnresound.be)  
[www.resound.com](https://www.resound.com)

© 2016 GN ReSound A/S. Alle rechten voorbehouden. ReSound is een handelsmerk van GN ReSound A/S. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, FaceTime en Apple Watch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.. Android en Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.. De Android robot is gereproduceerd of aangepast van werk dat gecreëerd en gedeeld wordt door Google en gebruikt conform voorwaarden die omschreven zijn in de Creative Commons 3.0 Attribution License. Dolby en het Double D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

# ReSound

real hearing



DRAADLOZE CONNECTIVITEIT

resound.com

Geniet van nóg meer  
geluiden om u heen

**ReSound**

real connect hearing

# Maak contact met de wereld om u heen



## Direct streamen

Gebruik uw hoortoestel als draadloze stereo hoofdtelefoon.



## Draadloze accessoires

Zorgen ervoor dat u meer kunt horen én doen in situaties waarin het soms lastig is om alles goed te verstaan.



## Apps

Bedien uw hoortoestellen en pas het geluid aan vanaf uw iPhone of smartphone.



## ReSound Micro Mic

Geniet van uitzonderlijk spraakverstaan en richt u op de geluiden die u wilt horen, zelfs in luidruchtige omgevingen. Vergroot uw hoorbereik tot wel 25 meter.



## ReSound Multi Mic

Gebruik hem als microfoon in een één-op-ééngesprek of als tafelmicrofoon voor meerdere sprekers. Verbind hem draadloos met luisterspoel- en FM-systemen\* of plug een mini-jackkabel in om audio naar uw hoortoestellen te streamen.



## ReSound Unite TelefoonClip+

Voer heldere telefoongesprekken, verlaag achtergrondgeluid tijdens het telefoneren en stream muziek, podcasts of andere audio vanaf uw telefoon of tablet.



## ReSound Unite Afstandbediening 2

Wijzig het volume of zet uw hoortoestellen op stil, wissel van programma en bekijk uw instellingen in één oogopslag.



## ReSound Unite TV Streamer 2

Stream stereogeluid vanaf uw TV, computer of muzieksysteem. Beweeg vrijuit, zonder het dragen van een neklus.



## ReSound Smart app en ReSound Control app

Bedien uw hoortoestellen en pas het geluid aan vanaf uw iPhone, Apple Watch of andere smartphone.

\*FM-ontvanger nodig

Met onze draadloze hoortoestellen, accessoires en apps kunt u geluid streamen, uw hoortoestellen bedienen en geluiden aanpassen naar uw eigen wens. En dit alles zonder dat u een extra apparaat om uw nek nodig heeft.



# Hoor meer dan u ooit had durven dromen

Dankzij de draadloze connectiviteit van ReSound heeft u contact met de wereld om u heen en kunt u het leven leiden zoals u dat wilt. Stel, u loopt een druk café binnen waar u heeft afgesproken met vrienden. Als u de gestreamde muziek vanaf uw telefoon uitzet, hoort u het gekletter van kopjes, het sissen van de koffieautomaat en het praten van winkelend publiek dat verhalen uitwisselt. Maar om het achtergrondgeluid maakt u zich geen zorgen. U kijkt alleen maar uit naar de ontmoeting met uw vrienden.

## DIRECT STREAMEN

Uw hoortoestellen werken nu als een draadloze stereoheadset. U kunt gesprekken voeren in een luidruchtige omgeving en moeiteloos een telefoongesprek voeren. Of een gesprek voeren tijdens het autorijden en TV kijken met uw gezin, op een volume dat voor iedereen aangenaam is.

## DISCRETE BEDIENING

Terwijl u naar de tafel loopt, selecteert u al uw favoriete restaurantprogramma, past u het volume aan en zet u het achtergrondgeluid zachter. Allemaal vanaf uw iPhone of Android smartphone. Het ziet er voor anderen uit alsof u slechts een sms-berichtje op uw telefoon leest.

## VOL VERTROUWEN EEN GESPREK VOEREN

Dankzij de draadloze connectiviteit passen ReSounds slimste hoortoestellen ter wereld zich aan uw levensstijl aan. Zo kunt u genieten van het moment en vol vertrouwen deelnemen aan het gesprek.

De draadloze connectiviteit van ReSound geeft u meer mogelijkheden om contact te maken met de wereld om u heen en het leven te leiden zoals u dat wilt.

---

# Gebruik uw hoortoestel als draadloze stereo hoofdtelefoon

Telefoneer of voer FaceTime-gesprekken met uw dierbaren. Luister in stereo naar uw favoriete muziek of audioboek. Luister naar de aanwijzingen van uw routeplanner in een onbekende stad. Het geluid vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch wordt rechtstreeks naar uw hoortoestellen gestreamd, zonder extra apparaat om uw nek. Dankzij Made for iPhone werken uw hoortoestellen als een draadloze stereo hoofdtelefoon.

Heeft u geen iPhone, dan kunt u ook muziek streamen en telefoneren via uw Android smartphone of een andere telefoon met Bluetooth. U hoeft uw telefoon (of tablet) alleen maar te koppelen aan de Telefoonclip+ van ReSound.

---

**Made for iPhone:** de eenvoudigste en meest directe manier om uw hoortoestellen te gebruiken als draadloze stereo hoofdtelefoon.



## DÁT IS SLIM

Als u een telefoongesprek ontvangt terwijl u naar muziek op uw iPhone luistert, wordt de muziek automatisch gepauzeerd.







# Hoor meer en verrijk uw leven

Met de ReSound Micro Mic en de Multi Mic kunt u nóg meer van alles horen. Zoals de stem van een dierbare, een leraar, of een collega. Of u nu in een rumoerige omgeving bent of ver van de spreker af staat, u zult hem luid en duidelijk kunnen verstaan.

## RESOUND MICRO MIC

U pairt uw Micro Mic binnen een paar seconden met uw draadloze hoortoestellen van ReSound. Klem hem op de kleding van de spreker en ga een gesprek aan in de meest rumoerige ruimtes. U kunt zelfs vanaf de andere kant van de kamer horen wat hij zegt. Een gesprek voeren met iemand op de achterbank van uw auto wordt met de Micro Mic ook zeer eenvoudig.

## RESOUND MULTI MIC

Net als de Micro Mic kunt u de Multi Mic op de kleding klemmen van de persoon met wie u wilt praten. Maar als u hem horizontaal op tafel legt, werkt hij als tafelmicrofoon en pikt hij de spraak van meerdere sprekers tegelijk op. De Multi Mic vangt ook signalen op van ringleidingen en FM-systemen\* en heeft zelfs een mini-jackingang. Zo kunt u vanaf praktisch ieder apparaat audio naar uw hoortoestellen streamen.



Dit is de **ReSound Micro Mic**. Hiermee verstaat u luid en duidelijk wat de spreker zegt, zelfs in luidruchtige omgevingen. Hij vergroot uw hoorbereik tot wel 25 meter.



Dit is de **ReSound Multi Mic**. Kan hetzelfde als de Micro Mic en is ook een tafelmicrofoon. Hij ontvangt de signalen van ringleiding- en FM-systemen\* en heeft een mini-jackingang voor het streamen van geluiden vanaf andere audioapparaten.

\*FM-ontvanger nodig



# Hoar ieder woord

## RESOUND MULTI MIC



○ De stevige klem draait 360° zodat u hem eenvoudig op elk kledingstuk kunt bevestigen.



○ Steek hier de plug van een tablet, computer of TV in en stream audio direct naar uw hoortoestellen.



## NÓG MEER HOREN MET ONZE DRAADLOZE ACCESSOIRES

De Micro Mic en Multi Mic zijn de nieuwste draadloze accessoires van ReSound. U kunt ze paren met de slimste hoortoestellen ter wereld\*. U kunt vol zelfvertrouwen een avond uitgaan met familie of vrienden, in de wetenschap dat u niets van het gesprek zult missen.



### DÁT IS SLIM!

Als u de Micro Mic of Multi Mic per ongeluk laat vallen vanaf een hoogte van 75 cm of meer, zet de ingebouwde sensor het gestreamde geluid direct op stil. Zo bent u beschermd tegen een harde knal in uw oren.



Wissel tussen Microfoon-, Luisterspoel-, Line-in- of FM-modus met één druk op de knop.



Bevestig hier een EuroPin FM-ontvanger, verbind hem met een FM-systeem en hoor ieder woord.



Plaats hem horizontaal op de tafel en hoor wat iedereen te zeggen heeft.

# Het wordt thuis nu een stuk leuker

Zet u het volume van de televisie weleens zó hard dat het voor de rest van het gezin storend is? Met de ReSound TV Streamer 2 kunt u samen TV kijken, op een volume dat voor iedereen comfortabel is.

## SAMEN PRATEN TIJDENS HET TV KIJKEN

Met de Afstandbediening 2 of een van de ReSound apps stelt u het volume van uw hoortoestellen en de TV onafhankelijk van elkaar in. Omdat het televisiegeluid rechtstreeks naar uw toestellen gestreamd wordt hoeft de televisie nu niet meer zo hard te staan. Hierdoor kunt u tijdens het TV kijken gewoon met uw gezinsleden praten.

Kijkt u een sportwedstrijd, zet dan de microfoons van uw hoortoestellen op stil om de commentator te verstaan. En loopt u met uw hoortoestellen buiten het draadloos bereik van de TV Streamer 2, dan maken ze automatisch weer verbinding als u binnen 5 minuten terug bent.

## EENVOUDIG AAN TE SLUITEN

Verbind de ReSound TV Streamer 2 met uw TV, stereo of computer en stream de audio rechtstreeks naar uw hoortoestellen. U luistert op úw volume en de mensen om u heen op hún volume.

---

Dit is de **ReSound Unite TV Streamer 2**. Hij streamt stereogeluid vanaf een TV, computer of audiosysteem direct naar uw hoortoestellen.



### DÁT IS SLIM

Als u een telefoontje ontvangt terwijl u televisie kijkt, wordt het gestreamde geluid van de TV Streamer 2 tijdens het bellen automatisch op stil gezet.



# Draadloos en kristalhelder telefoneren

Als uw gehoor achteruitgaat is het voeren van telefoongesprekken niet zo vanzelfsprekend meer. U zult merken dat telefoneren een stuk lastiger wordt. Met de ReSound Telefoonclip+ is dat voorbij.

## VOL VERTROUWEN TELEFONEREN

U hoeft de Telefoonclip+ slechts op te klemmen om te kunnen telefoneren. Zelfs als u in een drukke straat loopt, kunt u vol vertrouwen iemand bellen. Met één druk op de knop ontvangt u de stem van de beller in uw hoortoestellen in een kristalheldere geluidskwaliteit. U kunt zich volledig op het gesprek richten door de hoortoestelmicrofoons op stil te zetten.

## STREAM GELUID VANAF UW TELEFOON

U kunt vanaf uw mobiele telefoon ook muziek of podcasts in stereo naar uw hoortoestellen streamen. Samen met de Telefoonclip+ werken uw hoortoestellen dus als een draadloze hoofdtelefoon.

## UW HOORTOESTELLEN BEDIENEN

U kunt met de Telefoonclip+ de programma's en het volume van uw hoortoestellen wijzigen. Wilt u nog meer bedieningsmogelijkheden en wilt u ook graag zien wat u doet, gebruik hem dan samen met de ReSound Control app op uw smartphone.

---

## Dit is de **ReSound Unite Telefoonclip+**.

Voer kristalheldere telefoongesprekken, zet tijdens het bellen uw achtergrondgeluiden uit en stream muziek, podcasts of andere audio vanaf uw telefoon.



# De controle in uw handen

Met de ReSound Afstandbediening 2 wijzigt u eenvoudig het volume en de instellingen van uw hoortoestellen. Schakel over naar een van uw accessoires, vind balans tussen dát geluid en dat van uw hoortoestellen en bekijk al uw instellingen op het verlichte display.

Dit is de **ReSound Unite Afstandbediening 2**.

Pas het volume aan, zet uw hoortoestellen op stil, wissel van programma en bekijk al uw instellingen in één oogopslag.



# Discreet uw hoortoestellen bedienen



Zolang u uw iPhone of Android smartphone bij u hebt, past u met één handbeweging het volume aan of wisselt u van programma. En iedereen die u ziet zal denken dat u uw e-mail checkt of het weerbericht bekijkt. Pair uw telefoon met de Telefoonclip+ en gebruik de gratis ReSound Control app om uw hoortoestellen discreet te bedienen. Met deze app kunt u ook het volume van uw Micro Mic, Multi Mic en uw TV Streamer 2 aanpassen.

Dit is de **ReSound Control app**. Wijzig het volume, wissel van programma en pas uw hoortoestelvolume aan op het volume van uw accessoires.







# Bepaal zélf wat u wilt horen



Met de ReSound Smart™ app kunt u uw draadloze ReSound hoortoestellen aanpassen aan uw eigen wensen en behoeften. Rechtstreeks vanaf uw iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch of Android smartphone.

## PAS HET GELUID AAN EN CREËER UW FAVORIETE INSTELLINGEN

Met de app zorgt u er zélf voor dat u altijd een optimale hoorbeleving heeft. Is er veel achtergrondgeluid of staat er veel wind als u naar buiten gaat? Pas de instellingen van uw hoortoestellen aan, pas het volume, de hoge tonen en de bas aan, waar u ook bent. Creëer zelf uw favoriete instellingen, geo-tag ze en activeer deze als u dezelfde ruimte later weer binnenkomt. Voor beter spraakverstaan, ruimtelijk bewustzijn en luistercomfort. Bedien uw hoortoestellen zonder dat u ze aanraakt en er onnodig aandacht op vestigt.

## BEDIEN UW RESOUND ACCESSOIRES

Pas met de ReSound Smart app het volume van de hoortoestellen en de gestreamde audio onafhankelijk aan. Zet uw Micro Mic of Multi Mic harder als u zich wilt richten op de spreker en zet hem zachter als u dat niet meer wilt. En begint uw favoriete televisieprogramma, dan schakelt u met slechts een paar tikjes op uw smartphone de TV Streamer 2 in.

## BEDIENING VANAF UW POLS

Met de ReSound Smart app op de Apple Watch bedient u uw hoortoestellen rechtstreeks vanaf uw pols. Heel discreet, waar u ook bent en wat u ook doet.

---

Dit is de **ReSound Smart app**. Pas vanaf uw iPhone of smartphone de instellingen van uw hoortoestel aan naar uw wens.


# Nóg meer luistercomfort in luidruchtige omgevingen

De ReSound Smart app heeft drie geavanceerde functies waarmee u nog meer instellingen kunt aanpassen naar uw persoonlijke wens.




## DÁT IS SLIM

Als u uw hoortoestellen kwijt bent helpt de ReSound Smart app ze terug te vinden met de functie Zoeken.




### FOCUS OP SPRAAK

Pas uw focus aan als u naar iemand luistert. Stelt u zich de focus van uw aandacht voor als een straal die u naar voren richt. Met Focus op spraak kunt u de breedte van deze straal aanpassen, zodat de woorden van de spreker duidelijker klinken.



### COMFORT IN LAWAAI

Hiermee reduceert u lawaai in luidruchtige omgevingen, zodat luisteren comfortabel wordt en u spraak beter kunt verstaan.



### COMFORT IN WIND

Met dit windfilter verlaagt u het volume van storend windgeluid.

## VIND VERLICHTING VAN UW TINNITUS

Onze draadloze hoortoestellen beschikken over een aantal voorgeprogrammeerde therapeutische geluiden én over rustgevende geluiden die uw tinnitus kunnen verlichten.

Met de Tinnitus Manager op de ReSound Smart app kunt u deze geluiden aanpassen en schakelen tussen zes verschillende natuurgeluiden. Zo vindt u uiteindelijk het geluid dat het beste voor u werkt.