

So viel mehr als nur Verstärkung



ReSound GN



ReSound ENZO Q™

Die Komplettlösung für
Menschen mit starkem bis
hochgradigem Hörverlust

ReSound ENZO Q – mehr als nur leistungsstark

Selbstvertrauen beginnt mit einem zuverlässigen und stressfreien Hörerlebnis, bei dem alle Klänge und Geräusche im Umfeld klar und angenehm sind.

ReSound ENZO Q ist unser neues Premium-Plus Hörgerät für Anwender mit starkem bis hochgradigem Hörverlust.

**KRISTALLKLARER, ANGENEHMER
UND HOCHWERTIGER KLANG**

**MEHR KONNEKTIVITÄT
UND DIREKTES STREAMING**

**VOLLSTÄNDIG AN IHRE
VORLIEBEN ANPASSBAR**

**KOMFORTABLE FERN- UND
ECHTZEIT-FEINANPASSUNG**

**PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU
COCHLEAR™-IMPLANTATEN**

Es ist nicht nur leistungsstark, sondern eine umfassende Highend-Hörlösung. Stellen Sie sich vor: Sie gehen durch die Stadt, überqueren eine stark befahrene Strasse, streamen Musik, nehmen zwischendurch einen Anruf entgegen, unterhalten sich in einem Café oder im Club – und hören dabei alles glasklar und in hoher Qualität. Sie geniessen die einzigartige Atmosphäre und bekommen gleichzeitig jedes noch so kleine Detail mit. Selbst unangenehm laute Geräusche sind kein Problem. Mit unserer Komplettlösung schöpfen Sie Ihr volles Hörpotenzial aus – inklusive Feinanpassung und Echtzeitunterstützung, wann und wo es für Sie am besten passt.





Kristallklarer, angenehmer und erstklassiger Klang

Starker bis hochgradiger Hörverlust erfordert eine umfassende Komplettlösung, die mehr ist, als nur ein leistungsstarkes Hörgerät. Dank modernster Technologien bietet Ihnen ReSound ENZO Q klaren und angenehmen Hörgenuss, umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten und eine 20% längere Batterielaufzeit als ReSound ENZO 3D™.

ERLEBEN SIE DIE KRAFT DER KLARHEIT

Ein klarer Klang ist für Ihr Hörerlebnis entscheidend. Passen Sie Ihr Hörgerät individuell an Ihre Präferenzen an und lehnen Sie sich entspannt zurück: keine Rückkopplung, kein Pfeifen, keine unangenehmen Geräusche, selbst wenn Sie die Lautstärke hochdrehen.



60%

besseres Sprach-
verständnis in
lauter Umgebung

Studien zufolge haben Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust ein 60% besseres Sprachverständnis in lauten Umgebungen, wenn sie unsere Technologie nutzen.*

BESSERES SPRACHVERSTEHEN IN LAUTEN UMGEBUNGEN

Oft kostet es viel Mühe und Konzentration, um in lauten Umgebungen alles mitzubekommen. ReSound ENZO Q unterstützt Ihre individuellen Hörbedürfnisse, ohne Sie von der Aussenwelt abzuschneiden. Beteiligen Sie sich an Gruppengesprächen und ordnen Sie die Geräusche in Ihrer Umgebung genau zu, ohne sprachliche oder andere Details zu verpassen.

* Mit direktionalen Mikrofonen im Vergleich zu omnidirektionalen Mikrofonen.

UNANGENEHME KLÄNGE

WERDEN ANGENEHM

Eine hohe Verstärkung ist wichtig, damit Sie alles mitbekommen und sich in Ihrer Umgebung zurechtfinden. Unangenehm verstärkte Geräusche können aber sehr lästig sein.

ReSound ENZO Q findet hier genau das richtige Gleichgewicht. Das Hörgerät erkennt die jeweilige Umgebung und stimmt die Lautstärke und die Einstellungen für Hintergrundgeräusche perfekt aufeinander ab. Störende Geräuschkulissen wie laufendes Wasser oder Verkehrslärm werden angenehm gefiltert, bleiben aber dennoch hörbar. Ausserdem entschärft unsere Technologie besonders laute, schrille Geräusche wie herunterfallende Schlüssel oder Publikumsapplaus.

DER RESOUND UNTERSCHIED

Zuverlässige Hörgeräte für Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust entwickeln zu dürfen, begreifen wir als Privileg, zumal wir wissen, dass unsere Technologie ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens ist. ReSound ENZO Q bietet die Leistung und noch viel mehr, um Ihre Erwartungen zu übertreffen.

89%

aller plötzlich
lauten Geräusche
bleiben angenehm

Unsere Anwender sagen,
dass Geräusche wie
Hammerschläge oder
klirrende Flaschen mit
ReSound Hörgeräten in 89%
der Fälle angenehmer sind.



Vollständig an Ihre Vorlieben anpassbar

Mit den ReSound ENZO Q Hörgeräten geben Sie den Takt vor. Sie passen sich automatisch an die jeweilige Geräuschkulisse an und lassen sich dann mit der ReSound Smart 3D™ App direkt über Ihr Smartphone weiter personalisieren – für ein perfektes Hörerlebnis.

Mit der App können Sie Ihre Hörgeräte überall und in Echtzeit steuern. Einmal Wischen oder Tippen genügt und Sie haben je nach Umgebung ein neues Programm ausgewählt oder Ihren Klang optimiert, beispielsweise mit dem Sprachfokus oder der Störgeräuschreduktion.



PROGRAMMAUSWAHL

Wechseln Sie per Wischgeste zwischen den Automatikprogrammen All-Around, Restaurant, Musik oder Outdoor, um Ihr Hörerlebnis an die jeweilige Situation anzupassen.

KLANGVERBESSERUNG

Mithilfe der Schiebeleiste, Filter und Schnell Tasten können Sie im Handumdrehen den Sprachfokus erhöhen, Störgeräusche reduzieren sowie Tiefen, Mitten und Höhen einstellen.

GEOTAGGING


Speichern Sie Ihre bevorzugten Klangeinstellungen. Anschliessend können Sie für bestimmte Standorte Geotags festlegen, um automatisch eine Einstellung auszuwählen, wenn Sie das nächste Mal dort sind.

FINDE MEINE HÖRGERÄTE

Falls Sie Ihre Hörgeräte verlegt haben, zeigt die App ihren zuletzt erfassten Standort auf einer Karte an.

LINDERUNG DES TINNITUS

Passen Sie mit der App mühelos die Lautstärke der therapeutischen Tinnitusklänge an, ohne die Gesamtlautstärke Ihrer Hörgeräte zu verändern.





Mehr Konnektivität und direktes Streaming

Streamen Sie direkt von Apple- und Android™-Geräten* an Ihre Hörgeräte und genießen Sie kristallklaren, angenehmen und hochwertigen Stereoklang. Telefonieren, fernsehen oder Musik hören – alles wird so einfach wie mit kabellosen Kopfhörern.

* Kompatibel ab Android 10 und Bluetooth® 5.0 mit „Audio Streaming for Hearing Aids“ (ASHA)



50%

besseres
Sprachverständnis
mit ReSound

Studien zufolge verstehen
Träger beim Streamen
mit ReSound Hörgeräte
durchschnittlich 50% mehr
als bei einem herkömmlichen
Telefonat.

TELEFONSPULE

ReSound ENZO Q verfügt ausserdem über eine Telefonspule, mit der eine Verbindung zu Ringschleifenanlagen hergestellt werden kann. Damit erhalten Sie in öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Kirchen, Hörsälen oder Theatern ein verstärktes Signal direkt an Ihre Hörgeräte.

A photograph of a man and a woman laughing together in a social setting, possibly a party or a club. The man is on the left, seen in profile, and the woman is on the right, facing him. They are both smiling broadly. The background is dark with some blurred figures and lights, suggesting a lively atmosphere. The text is overlaid on the image in a white, sans-serif font.

Kabelloses Zubehör, um das Leben einfacher zu machen

Egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit: Mit dem Wireless-Zubehör von ReSound meistern Sie selbst schwierige Hörsituationen, vom fernsehen über laute Hintergrundgeräusche bis hin zu lebhaften Diskussionen am Esstisch. Das Zubehör arbeitet als intelligentes System zusammen und ermöglicht Ihnen ein nahtloses Hörerlebnis in Echtzeit.



ReSound Multi Mic

Dieses Mikrofon verbindet sich mit Ringschleifen- und FM-Anlagen* und lässt sich einfach an der Kleidung eines Gesprächspartners befestigen. Für Gruppengespräche können Sie es auch auf einem Tisch platzieren.



ReSound Micro Mic

Geben Sie dieses Ansteck-Mikrofon Ihrem Gesprächspartner und unterhalten Sie sich mühelos in lauten Umgebungen – in bis zu 25 Metern Entfernung bei direkter Sicht.



ReSound TV Streamer 2

Streamen Sie das Tonsignal des Fernsehers direkt in Ihre Hörgeräte. Mit der ReSound Fernbedienung können Sie Ihre Lautstärke dabei unabhängig von den anderen Zuschauern einstellen.



ReSound Phone Clip+

Wenn Sie den Phone Clip+ an Ihrer Kleidung befestigen, können Sie das Sprachverständnis am Telefon verbessern, Hintergrundgeräusche ausblenden und Musik oder Audiosignale von einem Bluetooth®-fähigen Smartphone oder Mobilgerät streamen.



ReSound Remote Control 2

Ändern Sie im Handumdrehen die Lautstärke oder die Programmeinstellungen Ihrer Hörgeräte, schalten Sie den Ton stumm und verwalten Sie alle Verbindungen und Einstellungen Ihres Wireless-Zubehörs.

* FM-Empfänger erforderlich.



Mit ReSound Assist haben Sie noch mehr Möglichkeiten, mit Ihrem Hörakustiker in Kontakt zu bleiben und sich individuell sowie nach Ihrem Zeitplan beraten und unterstützen zu lassen.

FACE-TO-FACE HÖRGERÄTE UNTERSTÜTZUNG AN JEDEM ORT

Mit dem neuen ReSound Assist Live* und der ReSound Smart 3D App können Sie Ihre Hörgeräte künftig bequem zu Hause oder an einem anderen Ort anpassen lassen. Mit der App vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin mit Ihrem Hörakustiker für einen Videoanruf, bei dem Ihre Hörgeräte aus der Ferne eingestellt werden können.

* Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hörakustiker, ab wann der Service verfügbar ist.



Komfortable Fein- und Echtzeit- Feinanpassung

FEINANPASSUNGEN – EGAL WO SIE SIND

Zu Hause, bei der Arbeit oder im Urlaub:
Mit ReSound Assist können Sie über die
ReSound Smart 3D App bei Ihrem Hörakustiker
eine Feinanpassung aus der Ferne anfragen
und bereitgestellte Aktualisierungen
direkt herunterladen.

Anschliessend können Sie ein Feedback
an den Hörakustiker übermitteln, um ihm
mitzuteilen, wie zufrieden Sie mit den neuen
Einstellungen sind.

Mit ReSound Assist und ReSound ENZO Q erhalten
Sie immer das beste Hör- und Anpasserlebnis.

Erfahren Sie mehr über ReSound Assist Live auf
resound.com

Perfekte Ergänzung zu Cochlear™ - Implantaten

Menschen mit einem Cochlear-Implantat auf einer Seite können von einem Hörgerät am anderen Ohr enorm profitieren¹⁻⁴. Das Cochlear™-Implantat und das ReSound ENZO Q Hörgerät bzw. ein anderes ReSound Hörgerät bilden eine ergänzende bimodale Lösung, die die Spracherkennung und -zuordnung in lauten Umgebungen verbessern kann. Gleichzeitig genießt der Anwender unter anderem eine noch höhere Klangqualität als mit dem Cochlear-Implantat allein.

VERBINDEN UND STREAMEN FÜR EIN VOLLSTÄNDIGES BIMODALES ERLEBNIS

Die Wireless-Technologie von ReSound und Cochlear ist kompatibel. Das bedeutet, dass Sie Tonsignale direkt von einem Apple- oder Android-Gerät sowie verschiedenem Wireless-Zubehör gleichzeitig an Ihr Cochlear-Implantat und Ihr ReSound Hörgerät streamen können*. Sie hören mehr mit beiden Ohren und genießen einen deutlich besseren Klang als mit einem Cochlear-Implantat allein⁴. Telefonate, Ihre Lieblingsmusik, TV-Serien oder Gespräche in einem lauten Restaurant – alles in bester Qualität⁵.



Smart Hearing Alliance

Durch die Smart Hearing Alliance, eine besondere Kooperation zwischen Cochlear und ReSound, profitieren Sie von einer optimalen bimodalen Lösung.

Bitte lassen Sie sich von Ihrem Ohrenarzt oder Hörakustiker über mögliche Behandlungen bei Hörverlust beraten. Ihre individuellen Ergebnisse können abweichen und Ihr Ohrenarzt oder Hörakustiker wird Ihnen die Faktoren erläutern, die sich auf Ihr Ergebnis auswirken. Lesen Sie immer die Bedienungsanleitung. Nicht alle Produkte sind in jedem Land erhältlich.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, das Ellipsen-Logo sowie Wortmarken mit dem Symbol ® oder ™ sind Marken oder eingetragene Marken der Cochlear Limited oder von Cochlear Bone Anchored Solutions AB, sofern nichts anderes angegeben ist.

* Informationen zur Kompatibilität und zu Geräten finden Sie auf cochlear.com/compatibility und resound.com/compatibility

1. Ching T. Y., Incerti P., Hill M., Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears, *Ear and Hearing* (Feb. 2004); 25, 9–21.
2. Morera C., Cavalle L., Manrique M. et al., Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit, *Acta Oto-Laryngologica* (Jun. 2012); 132, 1084–1094.
3. Potts L. G., Skinner M. W., Litovsky R. A. et al., Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing), *Journal of the American Academy of Audiology* (Jun. 2009); 20, 353–373.
4. Farinetti A., Roman S., Mancini J. et al., Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids), *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology* (Nov. 2015); 272, 3209–3215.
5. Vorläufige Daten: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685), Jan. 2019 [finanziert von Cochlear].

Stilsicher,
zuverlässig
und robust



Entdecken Sie die komplette Familie
auf [resound.com](https://www.resound.com)

Ganz gleich, wie aktiv Sie sind: Mit ReSound ENZO Q erhalten Sie ein widerstandsfähiges und robustes Hörgerät, das allen Ansprüchen gerecht wird.

Wählen Sie zwischen den beiden leistungsstarken HdO-Modellen mit langer Batterielaufzeit – einem grossen Vorteil beim Streamen – und zehn eleganten Farben, die perfekt zu Ihnen passen.

Wir wissen, dass Sie sich auf Ihre Hörgeräte verlassen. Deshalb erhält jedes ReSound ENZO Q Hörgerät eine Schutzbeschichtung aus iSolate nanotech, um die sensible Elektronik vor Wasser, Ohrenschmalz und Staub zu schützen.



High Power
HP HdO 88



Super Power
SP HdO 98

FARBAUSWAHL



Sterling
gris



Silber



Perl-
weiss



Anthrazit



Schwarz



Beige



Hell-
blond



Mittel-
blond



Dunkel-
braun



Schwarz
glänzend

Bei ReSound dreht sich alles um Menschen mit einem Hörverlust, weil wir wissen, dass sie sich auf uns verlassen. Deshalb entwickeln wir seit über 150 Jahren Hörsysteme, die Masstäbe setzen und unterstützen Menschen dabei, ein aktives Leben zu führen. In einer Welt mit immer mehr Möglichkeiten, stellen wir Vorhandenes in Frage, damit wir durch die Kraft des Klanges Leben verändern. ReSound Hörsysteme werden ausschliesslich durch Hörakustiker angepasst und vertrieben.

ReSound gehört zur GN Gruppe, die 1869 gegründet wurde. GN ist Pionier für hervorragenden Klang von den weltweit führenden ReSound Hörsystemen bis hin zu Jabra Sportkopfhörern und Büro-Headsets. Weltweit arbeiten über 5.000 Mitarbeiter mit grosser Passion für die GN Gruppe. Damit Ihr Leben besser klingt.

Warum ReSound ENZO Q viel mehr ist als nur ein leistungsstarkes Hörgerät? Erfahren Sie mehr unter **resound.com**

f facebook.com/resound.hoergeraete

GN Hearing Switzerland AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +419 44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.com

© 2020 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist eine eingetragene Marke von GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android, Google Play und das Google-Play-Logo sind eingetragene Marken der Google LLC. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Die Wortmarke Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.