



ReSound LiNX 3D™

Die Zukunft des  
smarten Hörens  
hat begonnen







# Die Zukunft hat begonnen

Mit smarterer Hörtechnologie werden Menschen anders über Hörsysteme denken. Die Hörsysteme der neuesten Generation sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und passen sich Ihnen an – und nicht umgekehrt.

Ob am Strand oder am Telefon, Sie werden es genießen sich mit kristallklarem Klang mit Ihrer Umgebung zu verbinden.

Mit ReSound LiNX 3D™ hören Sie mehr, als Sie sich je erträumt haben. Sie können sie wie kabellose Stereokopfhörer verwenden. Und Sie erhalten die volle Kontrolle über Ihr Hörerlebnis – egal, wo Sie gerade sind.

All das in einem langlebigen, komfortablen und sehr unauffälligen Hörsystem.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, mehr zu hören, mehr zu erleben und mehr zu erreichen, als Sie jemals für möglich gehalten hätten.

Was mit dem ersten Made for iPhone Hörsystem ReSound LiNX begann, wird mit ReSound LiNX 3D, dem neuen smarten Hörsystem von ReSound fortgesetzt.

Erfahren Sie mehr über ReSound LiNX 3D und Smart Hearing auf [resound.com](https://www.resound.com)

# Hören Sie mehr als Sie jemals für möglich gehalten hätten

Stellen Sie sich vor, Sie unterhalten sich, während im Hintergrund surrende Mixer, hackende Messer und brutzelnde Pfannen zu hören sind.

Mit ReSound LiNX 3D sind es natürliche und angenehme Klänge.

Das liegt daran, dass dieses Hörsystem mit modernster Technologie Stimmen erkennt, um diese hörbar zu machen. Sie hören Gespräche aus allen Richtungen, auch bei sich verändernden Hintergrundgeräuschen.



**SURROUND  
SOUND**  
by ReSound



ReSound LiNX 3D

Weil es Sprache in unterschiedlichen Situationen um bis zu

**50 %**

besser erkennt\*, können Sie

**80 %**

mehr Klänge in Ihrer Umgebung hören\*\* und bis zu

**40 %**

mehr Sprachkomfort im Störschall erleben\*\*

Bleiben Sie in Kontakt mit Familie, Freunden und Kollegen – auch in lebhafter Umgebung.

*Verglichen mit Premium-Hörsystemen von Wettbewerbern.*

*Quellen: \*Groth (2016), \*\*Jespersen et al. (2016)*



# Mehr von dem, was Sie hören möchten

Wir möchten uns gegenseitig verstehen, aber auch die Nachrichten hören, unsere Lieblingsserie schauen und mit Freunden am Telefon plaudern. ReSound LiNX 3D macht all das einfach. Sie können praktisch jede Klangquelle mit Ihren Hörsystemen verbinden.

ReSound LiNX 3D ist ein Made for iPhone Hörsystem, das direktes Audio-Streaming von iPhone, iPad und iPod touch ermöglicht. Mit einem smarten Zubehör-Produkt können Sie diese Funktion auch mit ausgewählten Android Smartphones nutzen.

Mit dem umfangreichen ReSound Wireless-Zubehör können Sie ebenfalls von ganz unterschiedlichen Klangquellen übertragen – von Ihrem TV-Gerät, in einer Konferenz, oder dem Rücksitz eines Autos. (Mehr darüber finden Sie auf Seite 13.)



Die Welt ist voller Klänge, die wir nicht verpassen möchten oder sollten: Stimmen, Musik, der Aufprall eines Balls, eine Fahrradklingel oder eine piepende Fussgängerampel. Ihr Gehirn besitzt die erstaunliche Fähigkeit, Geräusche zu interpretieren, und wendet je nach Geräuschpegel verschiedene Taktiken an. Unsere modernen Technologien nutzen dies voll und ganz, damit Sie besser hören und sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist.

Mit ReSound LiNX 3D bekommen Sie ein natürliches Gefühl für die Geräusche in Ihrer Umgebung. In komplexeren Hörsituationen sorgt es dafür, dass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie möchten, ohne von Ihrer Umwelt abgeschnitten zu werden.



#### Wussten Sie schon?

Das Hauptanliegen von Hörgeräteträgern ist es, mit jeder Geräuschsituation umgehen zu können.

## Alles arbeitet perfekt zusammen

Hören und verstehen Sie Ihre Begleiter auf dem Weg zum gemeinsamen Sport. Falls das Telefon klingelt und Sie das Gespräch annehmen, schaltet sich das Micro Mic automatisch stumm, bis Sie das Gespräch beendet haben.

### Eine ganz neue Welt der App-Nutzung



Möchten Sie einen neuen Teil der Stadt erkunden?

Lassen Sie sich direkt über das Hörsystem an Ihr Wunschziel navigieren.



Möchten Sie in ein exotisches Land reisen?

Lassen Sie sich, z.B. mithilfe von Google Translate die Essens-Empfehlungen des Kellners – auf Deutsch übersetzt – direkt auf die Hörgeräte streamen.

ReSound Smart 3D™

# Gestalten Sie Ihr Hörerlebnis

ReSound LINX 3D passt sich automatisch Ihrer Geräuschumgebung an. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Einstellungen Ihrer Hörgeräte in der jeweiligen Situation weiter zu optimieren und somit Ihr Klangerlebnis zu individualisieren. All das ist mit der neuen ReSound Smart 3D App möglich.



## Alles an einem Ort

Alles, was Sie für eine schnelle Einstellungsänderung benötigen, finden Sie übersichtlich auf dem Hauptbildschirm – im direkten Zugriff. So fühlen Sie sich mit Ihrem Hörsystem überall wohl und sind bereit mit Ihrer Umgebung zu kommunizieren.

- Programmkarussell**  
Einfaches Blättern durch alle Ihre Programme
- Aktuelles Programm**
- Schnellwahltasten**  
Klangoptimierung mit einer Fingerspitze
- Lautstärkeregelung und Stummschaltung**
- Klangoptimierung**  
Einfacher Zugriff auf mehr Möglichkeiten der Feineinstellungen

Download on the App Store | GET IT ON Google Play




Bedienung auch per Apple Watch


# Sie und Ihr Klang

## 🔊 Klangoptimierung

Waren Sie jemals in einer schwierigen Hörsituation, in der Sie jemanden nicht verstehen konnten? Falls Sie mehr Einstellungsänderungen benötigen, als mit den Quick-Schaltflächen möglich sind, tippen Sie auf Klangoptimierung für weitere Optionen.



Bass/Mitten/Höhen einstellen



Geräuschreduzierung einstellen



Sprachfokus einstellen



Windgeräuschreduzierung einstellen



## Favoriten

Speichern Sie die Einstellungen, die Ihnen gefallen, als Lieblingsprogramm. Sie können sie sogar einem Ort zuordnen (geotagging), damit sie automatisch aktiviert werden, wenn Sie an Ihrem favorisierten Ort eintreffen, z.B. im Büro, zu Hause, auf dem Golfplatz.

# Sie und Ihr Hörsystem

Nutzen Sie den Bereich „Mein ReSound“, wenn Sie zusätzliche Hilfe-Funktionen in Anspruch nehmen möchten.



## Finde mein Hörsystem

Falls Sie Ihre Hörsysteme verlegt haben, zeigt die App ihren zuletzt erfassten Standort auf einer Karte an.



## Tipps


Erhalten Sie Tipps zur Nutzung des Hörsystems, abgestimmt auf Ihr Hörvermögen und Ihre Präferenzen.

Eine komplette Liste kompatibler Geräte finden Sie auf [resound.com/de-DE/compatibility](https://resound.com/de-DE/compatibility)

# Hörlösungen an jedem Ort

Manchmal arbeiten die Hörgeräteeinstellungen, die Ihnen in den Räumen des Hörakustikers gut gefallen haben, im Alltag nicht optimal. Falls Sie wiederholt Probleme haben – oder mehr Feinabstimmung benötigen, als die ReSound Smart 3D App bietet – können Sie die smarte Assist-Funktion nutzen.

Diese Assist-Funktion ist in der ReSound Smart 3D App enthalten und bietet Ihnen eine Verbindung zu Ihrem Hörakustiker. Nutzen Sie die Funktion, um Ihre Eindrücke in einer schwierigen Hörsituation direkt zu beschreiben, sodass Sie sich nicht bei einem späteren Besuch Ihres Hörakustikers an die Situation erinnern müssen. Die Assist-Funktion ist einfach und komfortabel und Sie erhalten für Ihr tatsächliches Hörerlebnis optimierte Einstellungen.



Mit der Assist-Funktion bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Hörakustiker und erhalten neue Einstellungen für Ihre smarten ReSound LiNX 3D Hörgeräte.



Bitte beachten Sie, dass die Assist-Funktion nicht für jede Art und jeden Schweregrad eines Hörverlustes geeignet ist. Ihr Hörakustiker prüft, ob die Assist-Funktion für Ihren individuellen Hörverlust sinnvoll ist.

## Sichere und verlässliche Verbindung

ReSound Assist basiert auf einer der vertrauenswürdigsten Cloud-Plattformen (Microsoft Azure), damit Sie sicher sein können, dass Ihre Daten geschützt sind.

# Überall Unterstützung anfragen


Es kann schwierig werden, einen Klang zu beschreiben. Falls Sie für Ihre Hörgeräte neue Einstellungen benötigen, hilft Ihnen die smarte Technik, genaue Informationen zu erstellen, die Ihr Hörakustiker nutzen kann, um die Optimierung Ihrer Hörgeräte vorzunehmen.

Diese Informationen bestehen aus:

- einer diagnostischen Beurteilung
- Ihrer subjektiven Beschreibung
- einem automatischen Datensatz Ihrer Hörereinstellungen



Tippen Sie in „Mein ReSound“ auf „Änderung anfordern“



Beantworten Sie ein paar kurze Fragen



Schreiben Sie eine Nachricht und schicken Sie die Anfrage ab



## Aktualisierte Einstellungen – mobil und flexibel erhalten

Basierend auf Ihrer Anfrage prüft Ihr Hörakustiker bzw. Ihre Hörakustikerin als Experte, ob die gewünschten Änderungen aus audiologischer Sicht einen Mehrwert darstellen. Die aktualisierten Einstellungen werden über die ReSound Smart 3D App an Sie geschickt. Sie müssen nur noch die Hörsysteme in die Nähe Ihres Smartphones legen und auf „Installieren“ tippen.

Wenn Sie die neuen Einstellungen ausprobiert haben, können Sie sie speichern oder zu den vorherigen Einstellungen zurückkehren.



### Hinter dem Ohr Modelle (HdO)



### Farbauswahl für HdO-Modelle



### Individuell gefertigte in dem Ohr Modelle (IdO)



### IdO-Farben



## Ganz diskret

ReSound LiNX 3D Hörsysteme sind so unauffällig, dass Sie sie erst vom Ohr nehmen müssen, um sie zu zeigen. Da sie so diskret, komfortabel und robust sind, wird es Ihnen passieren, dass Sie vergessen, dass Sie sie tragen.



## Sorgloses Tragen

Sie möchten sich auf Ihr Hörsystem verlassen können.\* Deshalb haben wir jede Komponente – innen und aussen – mit iSolate nanotech beschichtet, um sie vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

*\*Hearing Tracker: Most important hearing aid features (2016)*



## Smartes Zubehör

Mit ReSound erhalten Sie ein Vollsortiment an smarten Zubehör-Produkten, um Ihre Hörreichweite oder das Hören in geräuschvoller Umgebung zu verbessern. Es ist benutzerfreundlich und ermöglicht Ihnen die Übertragung von fast jeder Geräuschquelle. Und das Beste ist: Sie arbeiten als intelligentes System zusammen – z. B. wird der Fernseher stummgeschaltet, wenn Sie einen Anruf erhalten, und automatisch wieder lautgeschaltet, wenn Sie auflegen.



### ReSound Multi Mic

Liegt auf dem Tisch oder wird an der Kleidung einer Person befestigt und überträgt Audiosignale direkt in Ihre Hörsysteme. Verbessert die Hörreichweite und das Hören in geräuschvoller Umgebung.



### ReSound Telefonclip+

Gibt Ihnen mehr Freiheit, Komfort und Kontrolle beim Übertragen von Telefongesprächen, Musik oder Klang von Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon.



### ReSound Audio Beamer 2

Überträgt Audiosignale, z. B. vom TV, direkt in Ihre Hörsysteme, sodass Sie die gewünschte Lautstärke genau einstellen können, während die Menschen um Sie herum ihre bevorzugte Lautstärke wählen.

Das gesamte ReSound Wireless-Zubehör finden Sie auf [resound.com](https://www.resound.com)



# Was die Welt über die smarten Hörgeräte von ReSound sagt

Smarte, vernetzte Hörgeräte von ReSound werden in der ganzen Welt als Inspiration für eine unbeschwertere und aktive Zukunft für Menschen mit Hörverlust gesehen.

ReSound LiNX 3D ist das neueste Modell in einer renommierten Produktlinie preisgekrönter, smarterer Hörsysteme von ReSound. Sie verändern die Wahrnehmung über Hörgeräte – weg von den Einschränkungen durch das Tragen eines Hörsystems hin zu den vielen Vorteilen eines der weltweit intelligentesten Geräte.

ReSound Smart Hearing hat folgende Auszeichnungen erhalten:



Winner  
2016

**Internationale Funkausstellung (IFA), 2016: UX Design Awards**



**Die Goldene Concha 2016**

Beste Hörsystem-Produktlinie, verliehen von unabhängigen deutschen Audiologen



**German Design Award 2016 und 2017**

# Die Ausstattung

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle einzigartigen Funktionen und modernen Technologien von ReSound LiNX 3D, die Ihnen helfen, mehr zu hören, mehr zu erleben und mehr zu erreichen, als Sie jemals für möglich gehalten hätten.

FUNKTIONALE FEATURES	ReSound LiNX3D 9	ReSound LiNX3D 7	ReSound LiNX3D 5
Vollflexible Programme	4	4	4
Synchronisierte Programmwahltaste*	■	■	■
Synchronisierte Lautstärkeregelung*	■	■	■
Smart Start	■	■	■
Phone Now	■	■	■
Comfort Phone	■	■	■
Ear-to-Ear-Kommunikation	■	■	■
Made for iPhone – Direkte Audioübertragung	■	■	■
ReSound Micro Mic, Multi Mic, Audio Beamer 2, Telefonclip+ und Fernbedienung 2	■	■	■
ReSound Smart 3D App	■	■	■
ReSound Smart 3D App – Klangoptimierung	■		
ReSound Smart 3D App – ReSound Assist	■	■	■
ReSound Control App (Telefonclip+ erforderlich)	■	■	■
AUDIOLOGISCHE FEATURES			
WARP-Kompression – Anzahl der Bänder	17	14	12
Binaurale Direktionalität III	■		
Spatial Sense	■		
Binaurale Direktionalität		■	
Natürliche Direktionalität II	■	■	■
Direktionalitätsmix-Prozessor	■	■	■
Einstellbarer Direktionalitätsmix	■		
Synchronisiertes SoftSwitching	■	■	
SoftSwitching			■
AutoScope Adaptive Direktionalität	■		
MultiScope Adaptive Direktionalität		■	
Adaptive Direktionalität			■
Binauraler Situations-Optimizer II	■		
Situations-Optimizer		■	
Noise Tracker II	■	▣	□
Expansion	■	▣	□
Wind Guard	■	▣	□
DFS Ultra II	■	■	■
Music Mode	■	■	■
Auto DFS	■	■	■
Synchronisierter Eingewöhnungs-Manager	■	■	■
Tinnitus-Rauschgenerator mit Nature Sounds	■	■	■

■ Vollausstattung   ▣ Erweiterte Ausstattung   □ Basis

\* abhängig von der Ausführung

Siehe Datenblatt für komplette Funktionsübersicht



Bei ReSound dreht sich alles um Menschen mit Hörverlusten. Unsere preisgekrönten ReSound® Smart Hearing Hörsysteme unterstützen Menschen dabei, ein aktives Leben zu führen. In einer Welt mit immer mehr Möglichkeiten denken wir in grossen Massstäben und stellen Vorhandenes in Frage, damit wir durch die Kraft des Klanges Leben verändern. Die ReSound Hörgeräte werden ausschliesslich durch Hörakustiker angepasst und vertrieben.

ReSound gehört zur GN Gruppe, die 1869 gegründet wurde. GN ist Pionier für hervorragenden Klang von den weltweit führenden ReSound-Hörsystemen bis hin zu Jabra Hearables und Büro-Headsets. Weltweit arbeiten 5.000 Mitarbeiter mit grosser Passion für die GN-Gruppe. Damit Ihr Leben besser klingt.

Erfahren Sie mehr über ReSound LiNX 3D™ auf [resound.com](http://resound.com)

 [facebook.com/resound.hoergeraete](https://facebook.com/resound.hoergeraete)

#### ReSound weltweit

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Dänemark  
Tel.: +45 4575 1111  
[resound.com](http://resound.com)

#### Deutschland

GN Hearing GmbH  
An der Kleimannbrücke 75  
D-48157 Münster  
Tel.: +49 251 -20 39 6-0  
Fax: +49 251 -20 39 6-250  
[info@gnresound.de](mailto:info@gnresound.de)  
[resound.com](http://resound.com)

#### Schweiz

GN ReSound AG  
Schützenstrasse 1  
CH-8800 Thalwil  
Tel.: +41 44 722 91 11  
Fax: +41 44 722 91 12  
[info@gnresound.ch](mailto:info@gnresound.ch)  
[resound.com](http://resound.com)

#### Österreich

GN ReSound Hörtechnologie GmbH  
Wimberggasse 14-16  
A-1070 Wien  
Tel.: +43 1 524 54 000  
Fax: +43 1 524 54 00 444  
[info@gnresound.at](mailto:info@gnresound.at)  
[resound.com](http://resound.com)

© 2017 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist eine eingetragene Marke von GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod, iPod touch und Apple Watch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Android, Google Translate, Google Play und das Google-Play-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Azure ist eine eingetragene Marke von Microsoft Corporation.

**ReSound GN**