

ReSound hilft Menschen mit Hörverlust, wieder besser zu hören. Wir entwickeln Hörsysteme, die die Funktion des natürlichen Gehörs nachbilden. Damit Sie ein erfülltes und aktives Leben führen können.

Wir bieten integrierte Wireless-Konnektivität komplett für den gesamten Produktbereich an, damit Sie Audio streamen, Ihr Hörerlebnis individuell gestalten und Ihre Hörsysteme ohne Zwischengeräte steuern können.

resound.com/zubehoer

© 2016 GN ReSound A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist eine Marke von GN ReSound A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, FaceTime und Apple Watch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist ein Dienstleistungszeichen der Apple Inc. Android und Google Play sind Marken der Google Inc. Der Android-Roboter wird von einem von Google erstellten und freigegebenen Werk reproduziert und modifiziert und gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bestimmungen verwendet. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.

DEUTSCHLAND

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
D-48157 Münster
Tel.: +49 2 51 - 20 39 6-0
Fax: +49 2 51 - 20 39 6-250
info@gnresound.de
www.resound.com

SCHWEIZ

GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 (0)44 722 91 11
Fax: +41 (0)44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.resound.com

ÖSTERREICH

GN ReSound Hörtechnologie GmbH
Wimberggasse 14-16
A-1070 Wien
Tel.: +43 1 524 54 000
Fax: +43 1 523 00 54
info@gnresound.at
www.resound.com



WIRELESS-KONNEKTIVITÄT

resound.com

Erweitern
Sie Ihr
Hörerlebnis

ReSound

rediscover hearing

ReSound

rediscover hearing



Sie hören mehr als Sie sich vor- stellen können

Smartes Hören verbindet Sie mit der Welt und unterstützt Sie dabei ein Leben zu führen, wie Sie es sich wünschen. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein lebhaftes Café betreten. Hier wollen Sie sich mit Freunden treffen und jede Menge Neuigkeiten austauschen. Wenn Sie die Musik ausschalten, die Sie direkt von Ihrem Telefon in Ihre Hörsysteme gestreamt haben, hören Sie die Hintergrundgeräusche. Aber Sie sind deswegen nicht besorgt, sondern freuen sich einfach auf das Gespräch mit Ihren Freunden.

DIREKTES STREAMING

Ihre Hörsysteme funktionieren jetzt wie Wireless-Stereokopfhörer. Deshalb können Sie Gespräche in geräuschvoller Umgebung führen. Mühelos telefonieren. Sich mit Angehörigen im Auto unterhalten. Oder zusammen mit der Familie fernsehen – mit einer Lautstärke, die für alle angenehm ist.

DISKRETE STEUERUNG UND INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN

Sie können Ihre Hörsysteme von Ihrem iPhone oder Smartphone aus steuern und personalisieren, sodass Außenstehende denken werden, dass Sie nur eine SMS tippen.

SELBSTBEWUSST MITREDEN UND TEILNEHMEN

Das ist das Wesentliche am Smarten Hören von ReSound – Lösungen, die sich Ihnen und Ihrem Lebensstil anpassen. So können Sie jeden Moment genießen und selbstbewusst teilnehmen.

Verbunden mit Ihrer Welt

Mit der Bandbreite die unsere Wireless-Konnektivität bietet, können Sie das Klangbild steuern, personalisieren und in Ihre ReSound Hörsysteme streamen, ohne ein Zwischengerät um den Hals tragen zu müssen.



Made for iPhone

Nutzen Sie Ihre Hörsysteme als Wireless-Stereokopfhörer.



Wireless-Zubehör

Mehr Möglichkeiten zum Hören und Agieren in schwierigen Hörsituationen.



Apps

Steuern und personalisieren Sie Ihr Hörerlebnis von Ihrem iPhone oder Smartphone aus.



ReSound Micro Mic

Konzentrieren Sie sich auf die Klänge, die Sie hören möchten, auch in geräuschvollen Umgebungen und erweitern Sie Ihre Hörreichweite auf bis zu 25 Meter.



ReSound Multi Mic

Es bietet alle Vorteile des Micro Mic und lässt sich außerdem als Tischmikrofon verwenden. Es ermöglicht die Verbindung mit Ringschleifen- und FM-Anlagen*, sowie Audiostreaming über den Miniklinken-Eingang in Ihre Hörsysteme.



ReSound Unite™ Telefonclip+

Sie können kristallklare Telefongespräche führen, Hintergrundgeräusche beim Gespräch stummschalten und Musik, Podcasts oder andere Audiosignale vom Telefon übertragen.



ReSound Unite™ Fernbedienung 2

Passen Sie die Lautstärke an, oder schalten Sie Ihre Hörsysteme stumm, wechseln Sie Programme und sehen Sie all Ihre Einstellungen auf einen Blick.



ReSound Unite™ Audio Beamer 2

Überträgt Stereosound vom Fernseher, Computer oder der Musikanlage.



ReSound Smart™ App und ReSound Control™ App

Personalisieren und steuern Sie Ihre Hörsystemeinstellungen von Ihrem iPhone oder Smartphone.

* FM-Empfänger erforderlich



Ihre Hörsysteme als Wireless- Stereokopfhörer



Sie können Telefon- oder FaceTime-Gespräche mit Ihren Lieben führen. Hören Sie Ihre Lieblingsmusik oder Audiobücher in Stereo und erhalten Sie Navigationsanweisungen für unbekannte Orte.



Made for
iPod iPhone iPad

Alles wird von Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch direkt in Ihre Hörsysteme gestreamt. Ohne Halsschleife oder Zwischengerät ist die Made for iPhone-Konnektivität der einfachste und diskreteste Weg, Ihre Hörsysteme zu Wireless-Stereokopfhörern zu machen.

Wenn Sie kein iPhone besitzen, können Sie auch mit Ihrem Android-Smartphone oder einem anderen bluetoothfähigen Telefon Anrufe und Musik in Stereo streamen. Dazu paaren Sie Ihr Telefon mit dem Telefonclip+.



Größere Reichweite und verständliche Sprache

Die neuesten Erweiterungen unseres Wireless-Zubehörs, ReSound Micro Mic und ReSound Multi Mic, ermöglichen Ihnen, mehr von allem zu hören. Die Stimme eines geliebten Menschen, eines Lehrers, eines Kollegen - egal ob sie in einer lauten Umgebung oder mehrere Meter entfernt sind, Sie werden sie in außergewöhnlich klarem Klang hören.

Jetzt können Sie das Micro Mic oder Multi Mic mit den smartesten Hörsystemen* der Welt verbinden und sich sicher sein, dass Sie in einem Gespräch nichts mehr verpassen, wenn Sie mit der Familie oder Freunden ausgehen.



RESOUND MICRO MIC

Extrem einfach in der Bedienung, verbindet sich das Micro Mic in Sekunden mit einem ReSound Smart Hörsystem*. Stecken Sie es an die Kleidung der Person, mit der Sie sich unterhalten möchten und genießen Sie das Gespräch auch bei Hintergrundgeräuschen. Und Sie können die Person auch dann noch hören, wenn sie bis zu 25 Meter von Ihnen entfernt ist.

RESOUND MULTI MIC

Arbeitet wie das Micro Mic mit der gleichen Funkreichweite von bis zu 25 Metern, aber fungiert auch als Tischmikrofon, sodass Sie alle Personen hören, die ringsherum sitzen. Es kann mit Ringschleifen- und FM-Anlagen** verbunden werden und hat einen Miniklinken-Eingang zum Streamen von praktisch jedem Audioklang direkt in Ihre Hörsysteme.

*Kompatibel mit allen ReSound Wireless-Hörsystemen

**FM-Empfänger erforderlich

Kristallklare Telefongespräche

Etwas das Sie schnell wahrnehmen, wenn Sie beginnen Ihr Gehör zu verlieren ist, dass Telefongespräche schwieriger werden. Der Telefonclip+ von ReSound ändert das.

SELBSTBEWUSST TELEFONIEREN

Sie stecken einfach den Telefonclip+ an und sind zum Telefonieren bereit. Mit einem Tastendruck hören Sie die Stimme des Anrufers kristallklar in Ihren Hörsystemen. Auch auf einer belebten Straße.

SOUND VOM TELEFON ÜBERTRAGEN

Sie können auch Musik oder Podcasts von Ihrem Telefon übertragen. Denn mit dem Telefonclip+ arbeiten Ihre Hörsysteme wie Wireless-Stereo-Kopfhörer.



HÖRSYSTEME STEuern

Nutzen Sie den Telefonclip+ auch um die Lautstärke oder Programme Ihrer Hörsysteme zu ändern.



Mehr Unterhaltung zu Hause

Es ist Zeit, die Familie wieder ins Wohnzimmer einzuladen. Mit dem ReSound Audio Beamer 2 können Sie mit der ganzen Familie fernsehen, bei einer Lautstärke die für jeden angenehm ist.

GESPRÄCH BEIM FERNSEHEN

Sie können die Lautstärke Ihrer Hörsysteme und des Fernsehers unabhängig anpassen, mit der Fernbedienung 2 oder Apps von ReSound. So können Sie sich mit Familie und Freunden unterhalten, während Sie zusammen fernsehen. Und wenn Sie den Wirelessbereich für weniger als fünf Minuten verlassen, stellen die Hörsysteme automatisch die Verbindung zum Audio Beamer 2 wieder her, wenn Sie in den Bereich zurückkehren.



EINFACHE VERBINDUNG

Verbinden Sie den ReSound Audio Beamer 2 mit Ihrem Fernseher, Ihrer Stereoanlage oder Computer und streamen Sie Stereoton direkt in Ihre Hörsysteme.



KONTROLLE IMMER ZUR HAND

Die ReSound Fernbedienung 2 gibt Ihnen einfache Kontrolle und einen Überblick über Lautstärke- und Programmeinstellungen Ihrer Hörsysteme. Sie können zu einer Ihrer ReSound Wireless-Zubehörkomponenten wechseln, dessen Lautstärke anpassen und alle Einstellungen auf dem beleuchteten Display sehen.

Personalisieren Sie Ihr Hörerlebnis



Mit der preisgekrönten ReSound Smart™ App können Sie Ihre ReSound Smart Hörsysteme feineinstellen, ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Alles ohne Ihre Hörsysteme berühren zu müssen. Sie steht auch für die Apple Watch zur Verfügung.

EINSTELLUNGEN FÜR IHREN HÖRKOMFORT

Nehmen Sie Feinabstimmungen Ihrer Hörsystemeinstellungen mit dem Sound Enhancer vor. Für mehr Hörkomfort an geräuschvollen Plätzen oder im Freien an einem windigen Tag. Passen Sie die Lautstärke, Höhen und Bass an, erstellen Sie Favoritenprogramme und lassen Sie diese per Geotagging automatisch an bestimmten Orten aktivieren. Und Sie können die Lautstärke Ihres ReSound Streaming-Zubehörs anpassen.

DIREKT VOM HANDGELENK STEUERN

Mit der ReSound Smart App für die Apple Watch können Sie Ihre Hörsysteme direkt vom Handgelenk aus steuern. - Egal wo Sie sich aufhalten.



DISKRETE STEUERUNG DER HÖRSYSTEME



Lautstärke anpassen oder Programme wechseln ist so einfach wie tippen oder wischen. Verbinden Sie einfach Ihr Smartphone mit dem Telefonclip+ und nutzen Sie die kostenlose ReSound Control App zur diskreten Steuerung Ihrer Hörsysteme. Sie können auch auf Ihr ReSound Streaming-Zubehör, wie zum Beispiel das Micro Mic zugreifen und die Lautstärke anpassen.

