

Les personnes présentant une perte d'audition sont au coeur de nos préoccupations. Nos aides auditives ReSound® Smart Hearing permettent aux malentendants de s'impliquer au quotidien, et de toujours être connectés. Dans un monde toujours plus intelligent, nous innovons sans cesse pour transformer les vies grâce à la puissance du son.

ReSound fait partie du Groupe GN, leader de l'innovation dans le traitement du son, avec les aides auditives ReSound et les casques ou écouteurs Jabra. Fondé en 1869, nous employons 5000 personnes dans le monde, et sommes cotés à la bourse de Copenhague.

Pour en savoir plus sur Resound LiNX 3D™ rendez-vous sur [resound.com](https://www.resound.com)

 facebook.com/resound.hoergeraete

Suisse

GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
+41 44 722 91 11
info@gnresound.ch
[resound.com](https://www.resound.com)

© 2017 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée de GN Hearing A/S. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. La dénomination commerciale et les logos Bluetooth sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc

Made for
iPod iPhone iPad



ReSound GN

ReSound LiNX 3D™

Une nouvelle ère
Smart Hearing




GN Making Life Sound Better

Smart Hearing?

L'audition du futur

Nos aides auditives Smart Hearing s'adaptent intelligemment à votre audition. Vous entendez tout clairement et sans effort.

Smart Hearing 




Grâce à ReSound LiNX 3D™. Profitez à chaque instant d'un son naturel en étant proche de votre environnement.

Ces aides auditives se transforment en écouteurs audio stéréo et offrent un niveau de contrôle encore jamais atteint, et ce peu importe l'endroit où vous vous trouvez.

Cette aide auditive est résistante, confortable et extrêmement discrète.

ReSound / hear more, do more, be more

Pour découvrir les aides auditives ReSound LiNX 3D rendez-vous sur **resound.com**

A photograph of two women walking on a sandy beach towards the ocean. The woman on the left is wearing a light blue button-down shirt and jeans, carrying a bag. The woman on the right is wearing a dark purple top and a long dark skirt, also carrying a bag. The ocean is in the background under a clear blue sky.

ReSound LiNX 3D est la nouvelle aide auditive Smart Hearing, héritière de la première aide auditive au monde conçue pour iPhone lancée il y a trois ans.

Tout entendre

Imaginez une discussion en cuisine alors qu'un hachoir tourne, que des couteaux éminent et que de l'eau bout dans une casserole. Avec ReSound LiNX 3D cette situation est plus simple qu'elle n'y parait, vous entendez parfaitement la personne avec qui vous parlez sans être coupé de votre environnement.



ReSound LiNX 3D

est

50%

plus performante
pour identifier la
parole dans des
environnements
variés*

vous entendez

80%

de sons en
plus autour de
vous**

et comprenez

40%

de parole en plus
dans le bruit**

*Comparé avec des aides
auditives haut de gamme de
marques concurrentes.*

Sources: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)



SURROUND
SOUND
by ReSound



Tous les sons clairs et détaillés

Le monde fourmille de sons intéressants – les voix, la musique, le rebond d'une balle, les sonneries, etc...

Nos technologies innovantes reproduisent ce fonctionnement naturel pour vous aider à entendre et à vous focaliser sur ce qui vous intéresse.

Avec la technologie Spatial Sense vous entendez clairement et naturellement les sons environnants. Dans des situations complexes, grâce à la technologie Binaural Directionality III vous vous focalisez uniquement sur ce que vous désirez sans être coupé de votre environnement.



Nous voulons entendre toutes les conversations, mais nous voulons également écouter la radio, regarder nos séries préférées et discuter au téléphone. ReSound LiNX 3D est une aide auditive Made for iPhone, elle se transforme en écouteur stéréo sans fil pour recevoir en direct le son de votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Elle est également compatible avec tous les accessoires sans fil ReSound. Ils améliorent votre audition dans toutes les situations, face à la télévision, lors d'une réunion ou en voiture.

ReSound Smart 3D™ app

Optimisez votre expérience auditive

Votre expérience auditive
est toujours optimale
grâce à l'application
ReSound Smart 3D.



D'un simple geste sur l'écran principal vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Vous personnalisez votre audition comme vous le désirez. Ainsi vous avez toujours confiance dans vos aides auditives et profitez de ce qui se passe autour de vous.

L'application vous offre des informations sur vos aides auditives. Elle les géolocalise si vous les égarez. Elle peut également vous dispenser des astuces pour optimiser votre audition dans certaines situations sonores.

Pour en savoir plus sur l'application ReSound Smart 3D rendez-vous sur [resound.com](https://www.resound.com)



Contrôle du son depuis l'Apple Watch



Discret et fiable

Les aides auditives ReSound LiNX 3D sont extrêmement discrètes, personne ne les verra. Ergonomiques et confortables à porter au quotidien, vous oublierez certainement que vous les portez.

Chaque composant intérieur et extérieur est protégé par la technologie iSolate nanotech, contre l'humidité, le cérumen et la poussière.



Contours d'oreilles, RITE et BTE



Intra-auriculaires



Coloris



Les meilleurs accessoires

ReSound vous offre la meilleure gamme d'accessoires sans fil du marché. Ainsi vous avez la meilleure expérience auditive dans toutes les situations même difficiles. Ces accessoires communiquent ensemble intelligemment, par exemple le volume de la TV s'arrête dès lors que vous recevez un appel téléphonique.



ReSound Multi Mic
Transmet le son de vos interlocuteurs directement dans vos aides auditives. Il améliore considérablement le rapport signal/bruit.



ReSound Phone Clip+
Vous offre liberté, confort et contrôle précis lors d'appels téléphoniques et quand vous écoutez de la musique depuis votre téléphone Bluetooth.



ReSound TV Streamer 2
Diffuse le son en stéréo dans vos aides auditives, vous disposez de votre propre volume sonore et les personnes autour de vous le leur.



Pour en savoir plus sur les accessoires sans fil ReSound rendez-vous sur resound.com