

ReSound aide les malentendants à redécouvrir l'audition avec des solutions auditives qui imitent le fonctionnement naturel de l'oreille. Notre but est de vous donner la possibilité de vivre une vie active et enrichissante sans être gêné par une perte auditive.

Nous sommes le seul fabricant à offrir un écosystème complet de connectivité sans fil intégrée dans toute une gamme de produits afin que vos patients puissent diffuser du son, le personnaliser et contrôler leurs aides auditives sans avoir recours à des dispositifs intermédiaires.

[www.resound.com](http://www.resound.com)

© 2016 GN ReSound A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée de GN ReSound A/S. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, FaceTime et Apple Watch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux U.S. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google et utilisés selon les conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

#### SIÈGE MONDIAL

GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
2750 Ballerup  
Danemark  
Tél. : +45 45 75 11 11  
[resound.com](http://resound.com)



CONNECTIVITÉ SANS FIL

resound.com

L'expérience  
auditive étendue

ReSound

rediscover hearing

ReSound

rediscover hearing



Entendez plus  
que ce que vous  
avez imaginé

Smart Hearing™ représente un écosystème complet d'aides auditives, d'applications et d'accessoires connectés pour vous faire profiter des dernières technologies de communication. Imaginez tout entendre d'une conversation dans un restaurant ou écouter la musique depuis votre iPhone directement dans vos aides auditives sans être coupé du monde qui vous entoure. Vous profitez facilement de toutes les conversations avec vos proches.

#### CONNEXIONS DIRECTES

Vos aides auditives se transforment en écouteurs audio stéréo sans fil. Vous entendez vos conversations téléphoniques même si le bruit de fond est élevé. Discutez en voiture avec les passagers. Ou regardez la télévision avec votre famille au volume confortable pour chacun.

#### CONTRÔLE DISCRET ET PERSONNALISATION

Vous contrôlez et personnalisez les réglages de vos aides auditives directement depuis votre iPhone ou smartphone sans que personne ne s'en rende compte.

#### PROFITEZ DE CHAQUE INSTANT

ReSound Smart Hearing est un écosystème de solutions auditives, d'accessoires sans fil et d'applications qui s'adaptent à vos besoins et à votre quotidien. Vous profitez de chaque instant en toute confiance et discrétion grâce aux technologies sans fil.

# Etre connecté partout à chaque instant

Les connexions directes et sans fil représentent une véritable liberté. Vous recevez du son dans vos aides auditives depuis votre smartphone, vous le personnalisez et le contrôlez sans avoir besoin de porter un appareil intermédiaire autour du cou.



## Conçues pour iPhone

Transformez vos aides auditives en écouteurs stéréo sans fil.



## Accessoires sans fil

Ne ratez plus aucune conversation même dans les situations d'écoute difficiles.



## Application

Contrôlez et personnalisez votre expérience auditive depuis votre iPhone ou votre smartphone.



### ReSound Micro Mic

Écoutez les conversations qui vous intéressent même s'il y a beaucoup de bruit de fond et percevez clairement tous les sons jusqu'à une distance de 25 mètres sans obstacles.



### ReSound Multi Mic

En plus des avantages du Micro Mic, profitez de la fonction microphone de table, connectez-le aux boucles d'induction, aux systèmes FM, ou branchez-le à un équipement HiFi.



### ReSound Unite Phone Clip+

Recevez clairement tous vos appels téléphoniques, supprimez le bruit de fond quand vous parlez, écoutez de la musique, des podcasts ou tout autre son provenant de votre téléphone.



### ReSound Unite Remote Control 2

Affinez le volume ou coupez les micros de vos aides auditives, changez de programmes et visualisez tout vos réglages en un clin d'oeil.



### ReSound Unite TV Streamer 2

Recevez directement et en stéréo le son de votre télévision, ordinateur ou système HiFi.



### ReSound Smart et ReSound Control

Personnaliser et contrôler les réglages de vos aides auditives directement depuis votre iPhone ou smartphone via nos applications gratuites.

\*Récepteur FM requis



## Transformez vos aides auditives en écouteurs stéréo sans fil



Profitez des conversations téléphoniques ou FaceTime. Écoutez vos morceaux favoris ou vos podcasts. Recevez les intructions de votre GPS et laissez vous guider tout au long d'un itinéraire inconnu.



Compatible pour  
iPod iPhone iPad

Tous les sons envoyés depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch directement dans vos aides auditives. Nul besoin de collier ou d'appareil intermédiaire, la connectivité Conçue pour iPhone est la technologie la plus simple et la plus discrète pour transformer vos aides auditives en écouteurs audio stéréo sans fil.

Si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez également recevoir le son de votre téléphone Android ou tout autre smartphone Bluetooth grâce au kit main libre ReSound Phone Clip+. Il suffit de le connecter à votre téléphone.





# Etendez vos capacités auditives et profitez de chaque instant

Les ReSound Micro Mic and Multi Mic sont nos derniers accessoires sans fil, grâce à eux vous entendez parfaitement à chaque instant. La voix d'un proche, d'un collègue ou d'un enseignant sera toujours claire même si l'environnement est bruyant ou si vous êtes distant de plusieurs mètres.

Connectez le Micro Mic ou le Multi Mic aux aides auditives les plus intelligentes\*, et soyez assuré de ne rater aucune conversation avec vos proches.



## LE MICRO MIC RESOUND

Le Micro Mic se connecte facilement et en quelques secondes aux aides auditives ReSound Smart Hearing\*. Clipsez-le sur un des vêtements de votre interlocuteur et profitez de la conversation même si le bruit de fond est élevé. Posez-le sur le pupitre d'un conférencier, allez vous assoir et entendez tout jusqu'à une distance de 25 mètres sans obstacles.

## LE MULTI MIC RESOUND

Offre les mêmes avantages que le Micro Mic, tout en se transformant en microphone de table, ainsi vous entendez toutes les personnes autour. Il est compatible avec les systèmes de boucles d'induction et les systèmes FM\*\*, et dispose d'une entrée mini-jack pour se connecter aux sources audio.

\*Compatible avec toutes les aides auditives sans fil ReSound

\*\*Recepteur FM requis

# Vos appels téléphoniques clairs et faciles

Dès lors que l'on perd l'audition, les conversations téléphoniques sont compliquées à comprendre. C'est pourquoi nous avons créé Le ReSound Phone Clip+.

## TÉLÉPHONEZ EN TOUTE CONFIANCE

Clipsez simplement le Phone Clip+ et prenez votre appel. Décrochez d'une simple pression sur le bouton dédié et écoutez votre interlocuteur, le son dans vos aides auditives est clair.

## RECEVEZ VOS APPELS TÉLÉPHONIQUES

Vous pouvez recevoir le son de votre téléphone et écouter de la musique ou des podcast. Avec votre Phone Clip+ vos aides auditives deviennent des écouteurs audio stéréo.



## CONTRÔLEZ VOS AIDES AUDITIVES

le Phone Clip+ peut être utilisé comme télécommande pour régler le volume ou changer les programmes de vos aides auditives.



# Regardez la télévision en famille

Regarder la télévision redevient un plaisir pour tous les membres de la famille. Avec le ReSound TV Streamer 2 vous pouvez regarder la télévision au volume qui convient à tout le monde.

## PROFITEZ DES DISCUSSIONS

Vous ajustez le volume de vos aides auditives indépendamment de celui de votre télévision avec votre télécommande ReSound Remote Control 2 ou vos applications. Ainsi vous pouvez continuer à parler avec vos proches même si vous regardez la télévision. Si vous vous éloignez de l'émetteur TV et perdez le signal, vos aides auditives se reconnectent automatiquement au ReSound TV Streamer 2 si vous revenez dans le rayon d'action dans les 5 minutes.



## SIMPLE À CONNECTER

Connectez le ReSound TV Streamer 2 à votre télévision, système HiFi ou ordinateur et recevez le son en stéréo directement dans vos aides auditives.



## CONTRÔLE INTUITIF

La télécommande ReSound Remote Control 2 vous permet de contrôler le volume, ou de changer les programmes de vos aides auditives. Vous pouvez également gérer vos autres accessoires sans fil ReSound, modifier leurs réglages et les visualiser sur l'écran rétro-éclairé.

# Personnalisez votre audition



Avec l'application ReSound Smart™ app, vous affinez le réglage des vos aides auditives à votre convenance sans avoir à les manipuler. L'application est compatible avec l'Apple Watch.

## AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT AUDITIF

Affinez les réglages de vos aides auditives avec la fonction Sound Enhancer pour plus de confort dans les endroits bruyants ou lorsque le vent souffle. Vous ajustez les graves et les aigus, enregistrez vos réglages favoris et les géo localisez. Ces réglages vous seront proposés automatiquement lorsque vous retournez dans ces lieux. Vous contrôlez également le volume des autres accessoires.

## TOUT CONTRÔLER DEPUIS LE POIGNET

Depuis l'Apple Watch via l'application ReSound Smart, vous contrôlez vos aides auditives depuis votre poignet.



## CONTRÔLE DISCRET DES AIDES AUDITIVES



Ajuster le volume et changer de programme d'un simple appui sur l'écran de votre smartphone. Connectez vos aides auditives avec le Phone Clip+ et téléchargez gratuitement l'application ReSound Control. Puis modifiez depuis l'écran de votre smartphone vos réglages ou les programmes de vos aides auditives. Vous pouvez aussi modifier le volume des Multi Mic et Micro Mic.

