

ReSound LiNX™



Upptäck nya
ReSound LiNX



Made for
iPod iPhone iPad



SURROUND
SOUND
by ReSound

ReSound



rediscover hearing

Upptäck världens smartaste hörapparat

Föreställ dig en ny typ av hörapparat som gör att du kan höra utan att anstränga dig.

En hörapparat som låter dig höra mer av allt. Med klar och naturlig ljudkvalitet. Föreställ dig en konversation där du hör och förstår allt som sägs. Oavsett miljö. Oavsett vad du sysslar med. Eller vad du lyssnar på.

Föreställ dig videosamtal med nära och kära på din iPhone. Lyssna på musiken du gillar på din iPod touch. Eller titta på dina favoritfilmer på din iPad. Allt genom hörapparater som fungerar som trådlösa stereohörlurar.

Föreställ dig en hörapparat som är skräddarsydd för dina behov. Så pass liten att ingen märker att du bär den.

Föreställ dig allt detta - och då har du precis bara börjat föreställa dig allt som ReSound LiNX kan åstadkomma.



ReSound LiNX™ är den nya hörapparaten som streamar ljud direkt från iPhone, iPad och iPod touch.

Besök www.resound.com/linx för att uppleva vår nya Made for iPhone-certifierade hörapparat.



NATURLIGT LJUD

Kommunicera utan ansträngning och njut av det naturliga och fylliga ljudet som erfarna brukare av hörapparater föredrar*



TRÅDLÖSA TILLBEHÖR

Hör TV och tal på avstånd med ReSound Unite™ trådlösa tillbehör

ReSound Unite™



DIREKT LJUD-STREAMING

Streama musik i stereo, telefonsamtal och annat ljud direkt från din iPhone, iPad och iPod touch



SKRÄDDARSYDD FÖR DIG

Skräddarsy hörupplevelsen med vår lättanvända ReSound Smart™-app



Ljudtekniken i ReSound LiNX™

bygger på SmartRange™, vår nya plattform med dubbla ljudprocessorer. SmartRange är världens snabbaste teknikplattform för hörapparater och driver vår avancerade Surround Sound by ReSound™-teknologi och våra trådlösa öra-till-öra-lösningar som gör att du hör och förstår allting bättre. Tekniken hjälper dig att interagera naturligt med människorna i din närhet i alla situationer. Och det ger dig möjligheten att njuta av en intuitiv och problemfri ljudupplevelse.

Kombinerad hörapparat och trådlös hörlur

För att göra det enkelt och smidigt att ansluta hörapparaterna till andra enheter har SmartRange en separat processor enbart för trådlös kommunikation. Det betyder att ReSound LiNX har kunnat Made for iPhone-certifieras och använder vår 3^e generations 2,4 GHz trådlösa teknik – marknadens bästa trådlösa kommunikationssystem. Det hanterar alla typer av streamade ljudkällor - från TV, telefonsamtal och talarröster på konferenser.



NATURLIGT
LJUD



"lysande"

Det låter så naturligt

I en färsk oberoende jämförelsestudie av premiumprodukter från fem olika tillverkare, gav en panel med erfarna brukare av hörapparater ReSounds ljudkvalitet högsta betyg.* Det tror vi att du också gör.

Vi tror också att du kommer att kunna koppla av och njuta av situationer som du tidigare upplevde som krävande, tex att följa konversationer.

Restaurangbesök blir åter en njutning. Familjebesök blir så mycket lättare.

Du kan tryggt och bekvämt röra dig i vardagsmiljöer.



*2013 Benchmark-test, DELTA Senselab. Läs mer på www.resound.com/toprated


Därför hör du optimalt med ReSound LiNX™



ReSound LiNX använder unik ljudbehandlingsteknik som vi kallar Surround Sound by ReSound™. Avancerad teknik samverkar för att efterlikna det mänskliga örats funktioner och egenskaper. Surround Sound by ReSound låter dig höra det som du tidigare gått miste om, även i krävande ljudmiljöer – där andra hörapparater visar sina brister. Ny forskning visar att brukare föredrar ljudkvaliteten från Surround Sound by ReSound.

Surround Sound by ReSound använder flera avancerade tekniska lösningar för att ge dig bästa möjliga hörupplevelse.

Binaural Directionality™:
Hör bättre i bullriga miljöer
Riktverkan är avgörande för en hörapparat. Riktverkan hjälper dig att förstå tal i bullriga miljöer genom att förstärka ljuden som du vill höra och dämpa bakgrundsbullret. Med Binaural Directionality, utbyter hörapparaterna information och samverkar som ett system för att reagera dynamiskt på ljuden runt omkring dig.



ReSound LiNX fokuserar på det du vill höra samtidigt som du uppfattar omgivningen på ett naturligt sätt. Mer information om LiNX finns på www.resound.com/linx



Binaural Environmental Optimizer™ II: Optimal komfort i skiftande ljudmiljöer

När du rör dig mellan olika miljöer ska hörapparaterna automatiskt anpassa sig därefter. Binaural Environmental Optimizer II säkerställer att hörapparaterna automatiskt reglerar volymen beroende på var du befinner dig. Noise Tracker™ II justerar rätt brusreduceringsnivå. Dina hörapparater justeras alltid likvärdigt och du får garanterat oslagbar hörbarhet och komfort.



DFS Ultra™ med Music Mode™: Slipp störande återkoppling

Att krama om någon eller ta på sig en mössa eller hatt kan skapa störande visslande ljud som kallas återkoppling eller rundgång. De flesta hörapparater minskar volymen så att du inte störs. Men då kan du inte heller höra det du vill höra. DFS Ultra eliminerar återkopplingen och bibehåller ändå volymen som krävs för att du ska höra tydligt. Medan andra system ofta misstar höga musiktöner för återkoppling och förvränger ljudet, låter Music Mode (musikläge) dig åter njuta av musiken som den var tänkt att låta.

C Visste du att ... ?

Deltagarna i en ny oberoende jämförelsestudie av sju olika ljudmiljöer föredrog ljudet i ReSounds hörapparater mot andra premiummärken, vilket bekräftar resultaten från tidigare studier.

Läs mer på www.resound.com/toprated

S Helt enkelt smart

De flesta hörapparater fokuserar automatiskt på den starkaste rösten i rummet och filtrerar bort de övriga ljuden. Men om det inte är det du vill höra? Med ReSound LiNX, är du medveten om ljuden i omgivningen. Du hör varifrån ljuden kommer och hur nära de är så att du själv kan välja det du vill fokusera på och ignorera – precis som normalhörande personer gör.

"fantastiskt!"

Direktanslutning till allt du älskar


ReSound LiNX™ är den nya hörapparaten som tillverkats för direktanslutning till iPhone, iPad och iPod touch.

Det betyder smidig kommunikation med släkt, vänner och kollegor. Ring videosamtal med FaceTime för att samtala direkt i vardagsrummet. Eller låt ett barnbarn ge dig en virtuell visning av klassrummet. Du kan titta på dina favoritfilmer på din iPad. Och lyssna på musiken du älskar medan du är ute och rör på dig.

Med ReSound LiNX, kan du utforska de oändliga möjligheterna som erbjuds av högklassigt streamat ljud direkt till dina hörapparater.



Made for
 iPod  iPhone  iPad



Njut av direktanslutning till iPhone, iPad och iPod touch



ReSound LiNX™ ansluter direkt till din iPhone, iPad och iPod touch. Stereoljud – perfekt anpassat till din hörselnedsättning – streamas direkt till dina öron.

S Helt enkelt smart

Med Resound LiNX fungerar allting tillsammans. Föreställ dig att du shoppar med din dotter och barnbarnen och vill vila en stund. Du kan sätta dig på en bänk och lyssna på musik som streamas från din iPhone. Och när din dotter ringer och säger att det är dags för hemfärd avbryts musiken automatiskt så att du kan svara.

Nu kan du utnyttja alla funktioner som din iPhone har att erbjuda:

Telefonsamtal:

Hör personen som du talar med direkt i hörapparaterna

Videosamtal:

Använd FaceTime® eller Skype för att hålla kontakten utan att missa ett enda ord

Lyssna med ljudappar:

Lyssna exempelvis till instruktioner från en navigeringsapp - så att du kan fokusera på körningen

Njut av musik:

Lyssna på stereomusik med hög kvalitet var du än befinner dig


Ljudböcker:

Njut av ljudböcker som streamas direkt till dina hörapparater

Titta på film:

Titta på film och videoklipp på iTunes, YouTube eller andra källor

Gör allt detta och mer – precis som alla andra.



C Visste du att ... ?

ReSound LiNX hörapparater är Made for iPhone-certifierade, vilket betyder att de ansluter direkt till din iPhone (eller iPad eller iPod touch). I praktiken förvandlar direktanslutningen dina hörapparater till trådlösa stereohörlurar, utan att det krävs extra utrustning. Ljudet streamas helt enkelt till hörapparaterna från iPhone för en oslagbar ljudupplevelse.





"otroligt"

Hör mer än alla andra

Med ReSound Unite™-tillbehör kan du höra ljud som till och med normalhörande personer har svårt att uppfatta. Som en svag röst från andra sidan av ett bullrigt rum. Eller radion i köket – från trädgården.

Du kan också njuta av en TV-kväll tillsammans med familjen eller lyssna på musik tillsammans med vännerna. Lyssna på en föreläsning med föreläsarens tal streamat direkt till hörapparaterna. Eller prata med barnen i baksätet utan hinder.

Hörapparaterna fungerar även som handsfree till mobilen. Var du än befinner dig. När du vill.



Därför hör du mer med ReSound Unite™-tillbehör

När det gäller att höra tydligt finns det inget viktigare än dina hörapparater. Men ibland kan viktiga ljud inte uppfattas av även de bästa hörapparaterna. Och det är just i sådana situationer som du får nytta av trådlösa tillbehör. ReSound LiNX™ fungerar tillsammans med våra ReSound Unite-tillbehör som hjälper dig att höra mer av allt.



ReSound Unite™ MiniMikrofon

Det är särskilt svårt att höra vad en person säger om han eller hon befinner sig bakom, vid sidan, eller långt ifrån dig. Avstånd har samma effekt på normalhörande personer. ReSound Unite Minimikrofon fästs på kläderna

hos personen du lyssnar på och streamar rösten direkt till dina hörapparater. MiniMikrofonen fungerar även som ljudstreamer som du kan använda för TV och andra ljudkällor. Den är den ultimata bärbara ljudstreamern.



ReSound Unite™ Telefonclip+

Tillsammans med din Bluetooth-utrustade mobil förvandlar ReSound Unite Telefonclip+ dina hörapparater till handsfree-headset för telefonsamtal och musikstreaming i stereo.



ReSound Unite™ TV/Audio Streamer 2

Anslut ReSound Unite TV-/Audio Streamer 2 till din TV, stereo eller dator för att streama ljudet direkt till dina hörapparater. Du kan lyssna med exakt önskad volym medan andra personer lyssnar på sin. Och tack vare att du kan höra allting runt omkring dig kan du njuta av underhållning tillsammans med familj och vänner.

Besök www.resound.com/unite för att se alla trådlösa tillbehör som är kompatibla med ReSound LiNX



Helt enkelt smart

Alla dina anslutningar samverkar harmoniskt: föreställ dig att du streamar TV-ljud till hörapparaterna och någon ringer din mobil. ReSound LiNX signalerar om samtalet så att du själv kan bestämma om du vill svara eller avvisa samtalet och ringa tillbaka senare. OBS! Om du har en iPhone 5 eller senare kan du streama ljud direkt från mobilen till ReSound LiNX. Om du behöver full handsfree-funktionalitet kan du parkoppla mobilen med Telefonclip+, låta mobilen vara kvar i fickan och ändå ta emot telefonsamtal.



Visste du att ... ?

Ett unikt trådlöst system

ReSound är den första tillverkaren som har byggt in den internationella standarden för trådlös kommunikation – 2,4 GHz – direkt i hörapparaterna. Det finns många fördelar med 2,4 GHz:

- Kräver ingen extra utrustning som bärs runt halsen – streama ljud direkt tack vare att all nödvändig teknik finns inbyggd i hörapparaterna
- Ökad räckvidd – streama på avstånd på upp till 7 meter eller mer, inte bara 30-50 cm som hörapparater från andra tillverkare
- Stabil anslutning – njut av kristallklart ljud utan avbrott eller fördröjning
- Lätta att använda – alla tillbehör är lätta att installera, parkoppla och använda
- Privat anslutning – kan inte avlyssnas

”perfekt”

Anpassad för dina behov

Det är viktigt med rätt hörapparat. Men rätt anpassning är viktigast av allt.

Därför anpassar din audionom din ReSound LiNX™ enligt din hörselnedsättning.

Din audionom finjusterar hörapparaterna för miljöerna och aktiviteterna som är viktigast för dig. ReSound LiNX erbjuder dessutom specialprogram – det finns ett program enbart för musikälskare.

Med nya appen ReSound Smart™ kan du dessutom anpassa och kontrollera dina hörapparater från mobilen, när du vill och på många olika sätt.



Så här blir ReSound LiNX™ din skräddarsydd lösning

Redan från start är dina ReSound LiNX-hörapparater kraftfulla mikrodatorer med ljudbehandlingsprogramvara som utför över 2 miljoner beräkningar per sekund. Vi har ett stort utbud av tillbehör som tillgodoser din individuella hörselnedsättning och behov.

Anpassad för dina behov

En hörselnedsättning är högst individuell. Våra hjärnor tolkar och filtrerar ljud på ett individuellt sätt. Och ljudmiljöerna i vardagen kan vara skiftande och komplexa. Din audionom väljer ut de lösningar som bäst passar dina individuella behov. Dina hörapparater programmeras för att bearbeta ljud på precis det sätt som passar din hörselnedsättning.

Lika personligt som ett fingeravtryck

Din audionom hjälper dig även vidare efter den första anpassningen för att finjustera hörapparaterna enligt dina önskemål. Din audionom vet vilka trådlösa tillbehör som bäst tillgodoser dina behov.

Ta kontrollen

Om du har en iPhone ger nya ReSound Smart™-appen dig många valmöjligheter att optimera hörseln och hantera hörapparaterna i vardagen:

- Fjärrstyrning av hörapparaterna – volym, program och diskant/bas
- Geotaggar för koppling av lyssningsprogram till geografiska positioner
- "Hitta min hörapparat" – om du råkar tappa bort dem
- Information om hur du använder och sköter hörapparaterna
- Med loggning registreras användningen av hörapparaterna för din audionom*

www.resound.com/smartapp

Besök www.resound.com/smartapp för en lista över enheter som är kompatibla med ReSound Smart-appen.

* Vissa funktioner som beskrivs kanske inte finns tillgängliga i version 1.0



C Visste du att ... ?

Kraftfull teknik med låg energiförbrukning

De flesta vet vad Bluetooth är. Tekniken sänder data trådlöst mellan olika apparater. Nu finns en ny och energisnål version av Bluetooth som kallas Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Denna nya teknik överför stora datamängder till och från ReSound LiNX på ett energisnålt sätt. Bluetooth Smart finns integrerat i vår SmartRange™-plattform, vilket gör ReSound LiNX till världens första hörapparat med Bluetooth Smart. Därför kan vår ReSound Smart-app erbjuda så många olika sätt att anpassa hörapparaterna.



S Helt enkelt smart

Med geotaggar kan du koppla olika lyssningsprogram i hörapparaterna till olika geografiska positioner. En idrottsarena, konserthall eller restaurang, till exempel. Koppla programmet till den geografiska platsen för att hörapparaterna ska aktivera det aktuella programmet nästa du besöker platsen.



Appen ReSound Smart erbjuder enkel, diskret och personlig kontroll över dina ReSound LiNX-hörapparater och trådlösa tillbehör.



"elegant"



Perfekt passform

En helt ny design låter dig dölja ReSound LiNX™ om du vill – eller visa allt om du hellre vill det. Den är kompakt och elegant. Den följer örats konturer – för elegans, komfort och stabilitet.

Du kanske tror att denna ultrakompakta och snygga hörapparat är bräcklig men ReSound LiNX är både slitstark och fukttålig. Hur du än ser på det, kommer ReSound LiNX aldrig att inkräkta på din personliga stil.



Stort urval

ReSound LiNX mini-RIE (receiver-in-the-ear) är världens populäraste modell och bärs bakom örat med en tunn slang som ligger diskret längs örats ovansida och slutar med en liten insats som placeras i hörselgången. ReSound LiNX bakom-örat-modellen (BTE) är kompakt, elegant och mycket bekväm.

ReSound LiNX är vår minsta trådlösa hörapparat. Den passar de flesta typer av hörselnedsättningar och passar sannolikt även dig. Den är utformad för att sitta dolt bakom örat. Och den har en praktiskt tryckknapp för manuellt programbyte.

iSolate™ nanotech

ReSound LiNX har en ultratunn beläggning med iSolate nanotech, ett polymerbaserat skikt som skyddar alla komponenter mot fukt, fett och damm. iSolate nanotech är bevisat effektivt i en serie 5 veckor långa accelererade hållbarhetstester och fukttester. Testerna är avsedda att orsaka skador och funktionsfel. Inga akustiska eller synliga fel kunde observeras.*



ReSound LiNX finns i 12 olika snygga färger. Visas i verklig storlek.

iSolate™ nanotech skyddar hörapparaterna bättre än någonsin, Dr. Rena Appleby, audionom.



"smart"

Funktioner	ReSound LiNX™ 9	ReSound LiNX™ 7	ReSound LiNX™ 5
SmartRange-plattform	●	●	●
MFi (iPhone, iPad och iPod touch)	●	●	
Surround Sound by ReSound™ (utvalda funktioner)			
Noise Tracker™ II	●	⊙	○
Anpassad brusreducering	●		
WindGuard™	●	⊙	○
Expansion	●	⊙	○
Binaural Directionality™	●		
Riktningmixprocessor	●	●	●
Justerbar riktningmix	●		
Natural Directionality™ II	●	●	
AutoScope Adaptive Directionality™	●		
Multiscope Directionality	●	●	
Binaural Environmental Optimizer™ II	●		
Environmental Optimizer™		●	
DFS Ultra™ II	●	●	●
SoftSwitching™			●
Adaptiv riktverkan			●
Komfortfunktioner			
Synkroniserad programknapp	●	●	●
iSolate™ nanotech	●	●	●
Anpassning			
Fullt anpassningsbara program	4	4	4
Flexibel anpassning	●	⊙	
ReSound Smart™-app	●	●	
Trådlös anslutning			
Använder 2,4 GHz trådlös teknik	●	●	●
2,4 GHz öra-till-öra-kommunikation	●	●	○
Streaming till iPhone, iPad och iPod touch	●	●	
Streaming till ReSound Unite™ TV/Audio Streamer 2	●	●	●
Streaming till ReSound Unite™ MiniMikrofon*	●	●	●
Streaming till ReSound Unite™ TelefonClip+	●	●	●
ReSound Unite™ Fjärrkontroll 2	●	●	●

**äldre enheter kan kräva programuppdatering*

ReSound



Återupptäck hörseln med ReSound. Vi utvecklar hörsystem som försöker efterlikna örats naturliga egenskaper så att du slipper tänka på din hörselnedsättning – vilket ger dig möjlighet att leva ett aktivt liv fullt ut.

ReSound LiNX™, världens smartaste hörapparat – och världens första hörapparat med Made for iPhone-certifiering – låter dig höra mer av allt. Från tal som är extremt tydligt och lätt att förstå till musik och rösterna hos nära och kära som streamas från din iPhone, iPad eller iPod touch direkt till dina hörapparater. Och du får njuta av en intuitiv och problemfri ljudupplevelse.

www.resound.com/linx

Registrerade varumärken tillhör och används av The GN ReSound Group och relaterade dotterbolag. © 2014. Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad, iPod touch, iTunes och FaceTime är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Android och YouTube är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. Android-roboten är reproducerad eller modifierad grafik som skapats och delats av Google och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License. Dolby och dubbel D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

WORLDWIDE HEADQUARTERS

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Tel. +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

SVERIGE

GN Hearing Sverige AB
Box 11034
404 21 Göteborg
Tel: +46 31 80 01 50
Fax: +46 31 80 01 75