




AUDIOLOGI



TRÅDLÖST



DESIGN



APPAR

resound

ReSound LiNX²

Upptäck
Smart Hearing



SURROUND
SOUND
by ReSound

ReSound

rediscover hearing

Att höra har aldrig känts så enkelt

När du använder dina nya ReSound LINX2™ hörapparater upptäcker du snabbt fördelarna med att använda det senaste inom Smart Hearing. Njut av ljud och hörkomfort i toppklass hela dagen lång och få bättre rumsuppfattning tack vare Spatial Sense™.

När du kommer till jobbet eller träffar vänner kan du delta i konversationer och vara trygg i vetskapen om att du kommer höra varje ord utan ansträngning. Var delaktig i gruppdiskussioner och gör din röst hörd – även när ljudnivån är hög – med hjälp av nya Binaural Directionality™ II.

Ta ett mobilsamtal medan du drar på dig jackan och går till bilen på den blåsiga parkeringen. Medan du kör hem kan du i stereo streama din senaste spellista, ljudbok eller poddsändning från din iPhone. Inget kabeltrassel, inget behov av att bära något runt halsen – bara rent stereoljud.

När du kommer hem har du fortfarande energi kvar till att umgås med nära och kära. Detta är tack vare att du slipper anstränga dig för att höra – allting låter helt enkelt naturligt.

Upptäck ReSound LINX2. Upptäck Smarta Hearing – avancerad teknik som anpassar sig till dig och din livsstil.

Smart Hearing – avancerad teknik som anpassar sig efter dig och din livsstil



AUDIOLOGI

Upplev den senaste versionen av Surround Sound by ReSound™ – vårt nästa steg i strävan efter en naturlig ljudupplevelse.

- Få en klar uppfattning av varifrån ljudet kommer med nya Spatial Sense™
- Uppfatta tal utan ansträngning i bullriga miljöer med nya Binaural Directionality™ II
- Njut av ljudkvalitet som fått högsta betyg från erfarna brukare av hörapparater*



DESIGN

Välj från ett komplett utbud av moderna och hållbara modeller som är så pass diskreta och bekväma att både du – och personerna i din omgivning – inte kommer att märka att du använder dem.

- Upplev en ny nivå av komfort hela dagen och bättre akustiska egenskaper hos de ergonomiska modellerna
- Njut av bättre komfort och passform med nya SureFit™-systemet
- Förbättrat skydd mot vatten, svett och öronvax tack vare iSolate™ nanobeläggning



TRÅDLÖST

Streama stereoljud direkt från din iPhone, precisionsjusterat för din hörselnedsättning. Njut av film och musik, telefon- och videosamtal samt få tydliga färdanvisningar.

- Använd din iPhone, iPad eller iPod touch för att streama ljud direkt till dina smarta hörapparater
- Streama stereoljud från mobila enheter som har Bluetooth med ReSound Unite™ TelefonClip+
- Koppla av tillsammans med familjen framför TV:n med stereoljud från ReSound Unite TV/Audio Streamer 2



APPAR

Finjustera dina inställningar och skräddarsy hörupplevelsen efter din smak med den uppdaterade ReSound Smart-appen.

- Justera volym, diskant och bas
- Skapa favoritprogram och låt hörapparatens växla till dem automatiskt när du befinner dig på platser du besöker ofta – eller aktivera dem själv var du än befinner dig
- Förbättra hörkomforten oavsett bullernivå med de nya ljudförbättringsfunktionerna



DRIVS AV SmartRange™ – VÄRLDENS SNABBASTE OCH MEST AVANCERADE TRÅDLÖSA CHIPPLATTFORM FÖR HÖRAPPARATER

Få bättre tal- och rumsuppfattning

ReSound LiNX2™ använder den mest avancerade versionen av Surround Sound by ReSound™ som ger kraftigt förbättrad tal- och rumsuppfattning. Det innebär att du i krävande ljudmiljöer, tillsammans med hela familjen, kan höra alla ljud runt omkring dig och uppfatta varifrån de kommer. Även om ljudnivån blir hög kommer du att kunna delta i samtalet utan att behöva anstränga dig.


Nyheter i Surround Sound by ReSound

Binaural Directionality™ II med Spatial Sense™ är en kombination av algoritmer som är unika för Surround Sound by ReSound. Dina ReSound LiNX2 hörapparater utbyter kontinuerligt data om ljudmiljön för att ge förbättrad ljudkvalitet, tal- och rumsuppfattning, oavsett hur komplex ljudmiljön är.

Spatial Sense är Avancerad Omni som simulerar sättet som ytterörat överför ljud till innerörat vilket gör det möjligt att uppfatta varifrån ljudet kommer, så att du, med bästa möjliga ljudkvalitet, får en naturligare känsla av omgivningen.

Binaural Directionality II (Binaural Riktverkan) optimerar dynamiskt inställningarna för riktverkan så att du kan fokusera på ljuden som du vill höra, samtidigt som du behåller uppfattningen av det som händer runt omkring dig. Denna teknik stödjer din naturliga förmåga att fokusera på tal även i extremt bullriga miljöer.

Det är ReSound LiNX2 i ett nötskal. Inga manuella justeringar, inget avkall på ljudkvalitet eller hörkomfort – bara intuitiv hörsel på naturliga villkor.



Upptäck ReSound LiNX²TM och upplev Surround Sound by ReSoundTM


Surround Sound by ReSound är vår unika ljudbehandlingsstrategi – inspirerad av naturen. Med hjälp av avancerad teknik som efterliknar det mänskliga örat nyttjar vi hjärnans naturliga förmåga att känna igen ljud och precisera varifrån de kommer.

I en färsk oberoende jämförelsestudie av de senaste hörapparaterna från ledande tillverkare, gav erfarna bärare av hörapparater Surround Sound by ReSound högsta betyg i ett antal olika ljudmiljöer.



* 2013 Benchmark test, DELTA SenseLab.





iSolate™ nanobeläggning in- och utvändigt för tillförlitligt skydd i alla väder och skydd mot damm, öronvax och svett.




Kompakta modeller med maximal komfort och hållbarhet


Världens smartaste hörapparater är så pass lättanvända och bekväma att du – och personerna i din närhet – inte kommer att märka att du bär dem. Så pass kraftfull att den passar 90 procent av alla hörselnedsättningar.



DESIGN



Nya SureFit™ ljudslangar, hörtelefoner och domer sätter en ny standard för komfort, hållbarhet och diskret design.



Batteriluckan på alla RIE- och BTE-modeller är konstruerad för optimal åtkomlighet och hållbarhet.

Du bestämmer modell, stil och färg

ReSound LiNX2™ är moderna, diskreta, hållbara och finns i en hel serie nya modeller och färger. När det gäller komfort och livsstil kan vi garantera att du hittar en modell som passar dig perfekt.



EN HELT NY SERIE MODELLER

DISKRETA

ReSound LiNX2 är mer än bara avancerat microteknik, de ser även bra ut, inte för att du kommer märka det. Tack vare att de är så diskreta och bekväma kommer du knappt att märka att du använder dem.

BEKVÄMA

Våra RIE- och BTE-modeller använder SureFit™: en ny och mindre konstruktion till den del av hörapparaten som sitter i hörselgången. Trots att de är extremt små, ger SureFit hörtelefoner, ljudslangar och domer extremt hög ljudkvalitet och hörkomfort tack vare förbättrad ljudprestanda.

HÅLLBARA

Våra nya modeller klarar vardagens påfrestningar. Alla komponenter är tillverkade av högkvalitativa och hållbara material som är täckta med iSolate™ nanobeläggning in- och utvändigt för att avvisa vatten, damm och frätande ämnen såsom örönvax och svett. Till och med SureFit hörtelefoner, ljudslangar och domer använder iSolate nanobeläggning.



Anslut, interagera och samverka utan ansträngning

Föreställ dig stereoljudet från din favoritmusik eller film, precisionsjusterat efter din hörselhedsättning, streamat direkt från din iPhone, iPad eller iPod touch.

Ring telefon- eller videosamtal till nära och kära. Hör instruktionerna från dina fitnessappar när du tränar. Inget kabeltrassel och inga extra apparater att bära runt halsen.

Marknadens allra första hörapparat med Made for iPhone-certifiering, ReSound LiNX™ öppnade dörren till direktanslutning från en iPhone eller iPad och gjorde det möjligt att använda hörapparaterna som trådlösa stereohörlurar.

ReSound LiNX2™ tar denna banbrytande teknik till nästa nivå. Nu finns Made for iPhone-funktionaliteten tillgänglig för alla modeller i ReSound LiNX2-serien. Så att du får samma förutsättningar att ansluta, interagera och samverka i vår uppkopplade tillvaro som alla andra – oavsett vilken modell du väljer.



Made for iPhone-funktionalitet finns tillgänglig i alla BTE- och RIE-modeller och ett antal ITE-modeller*.



TRÅDLÖST



TELEFONSAMTAL

Njut av klara och problemfria samtal utan återkoppling.

STEREOLJUD

Titta på film, lyssna på din favoritmusik eller poddsändning med perfekt stereoljud.

FaceTime® VIDEOSAMTAL

Ring videosamtal till nära och kära eller låt ditt barnbarn ge en virtuell visning av klassrummet med ljud direktstreamat till dina hörapparater.

FÄRDANVISNINGAR

Få färdanvisningar när du kör bil.

* MFi finns tillgängligt för ITC, ITE och anpassade MHI-modeller.



ReSound LiNX2 är kompatibel med iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (generation 4), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini med Retina-display, iPad mini och iPod touch (generation 5) som använder iOS 7.X eller senare.

Streama stereoljud från din Smartphone



Även om du inte har en iPhone kan du ändå enkelt streama ljud till dina ReSound LiNX²™ hörapparater. Parkoppla helt enkelt din telefon med Bluetooth till ReSound Unite™ TelefonClip+ och förvandla dina hörapparater till trådlösa stereohörlurar för telefonsamtal eller streamat stereoljud från video, filmer, spellistor eller poddsändningar.

TelefonClip+ fungerar även som en enkel fjärrkontroll för dina hörapparater. Du kan justera volymen och slå på/av ljudet som streamas till hörapparaterna.



Trådlös anslutning mellan ReSound Unite TelefonClip+ och Android smartphone.



2,4 GHz TRÅDLÖS KOMMUNIKATION

ReSound var först med att integrera 2,4 GHz kommunikationsteknik direkt i hörapparaterna. Några fördelar med 2,4 GHz:

- Inget behov av extra enhet att bära runt halsen
- Made For iPhone-funktionalitet
- Möjlighet att streama ljud upp till sju meter
- Lätta att använda: alla ReSound Unite trådlösa tillbehör är lätta att installera, parkoppla och använda
- Kraftfull stereosignal utan någon märkbar fördröjning (latency)



Anslut med ReSound Unite trådlösa tillbehör

KOPPLA AV TILLSAMMANS MED FAMILJEN FRAMFÖR TV:N

Med ReSound Unite TV/Audio Streamer 2 ansluten till din TV, stereo eller dator kan du streama ljudet direkt till dina ReSound LiNX² hörapparater. Du kan lyssna med önskad volym medan andra personer kan ställa in sin nivå.

Tack vare att du kan justera volymen på omgivningen och TV:n oberoende av varandra kan du småprata med familj och vänner medan ni tittar på TV tillsammans.

UTÖKA RÄCKVIDDEN PÅ DIN HÖRSEL

Även för personer utan hörselhedsättning kan det vara svårt att höra vad någon säger om de är långt borta och bullernivåerna är höga. Med en ReSound Unite MiniMikrofon parkopplad till din ReSound LiNX², kan du höra allt som personen som bär MiniMikrofonen säger eftersom ljudet streamas direkt till dina öron. MiniMikrofonen är kompakt och robust och kan anslutas till ljudutgången på de flesta ljudenheter som TV-apparater, ljudanläggningar och mobiler, vilket gör den idealisk som resetillbehör för dig och dina ReSound LiNX² hörapparater.

STYR EN MÄNGD OLIKA TRÅDLÖSA TILLBEHÖR

Dina trådlösa ReSound Unite-tillbehör är konstruerade för att fungera tillsammans. Det betyder att om du till exempel får ett inkommande mobilsamtal medan du tittar på TV, så stängs TV-ljudet av så att du kan svara eller avvisa samtalet.



Trådlös anslutning med ReSound Unite MiniMikrofon och TV/Audio Streamer 2



Skräddarsy din hörupplevelse

Finjustera dina ReSound LiNX2™ hörapparater efter egen smak med den uppdaterade ReSound Smart™-appen.

Nu kan du enkelt finjustera inställningarna på dina hörapparater, för bästa möjliga ljudupplevelse, var du än befinner dig. Justera volym, diskant och bas när du är på språng. Skapa favoritprogram och aktivera dem när du befinner dig i en ny miljö för bättre tal-, rumsuppfattning och hörkomfort. Helt utan att behöva röra hörapparaterna – och dra uppmärksamhet till dem.

HITTA DINA BORTTAPPADE HÖRAPPARATER

Om du förlägger hörapparaterna kan du snabbt hitta dem med nya "Sök"-funktionen i ReSound Smart-appen.



ReSound Smart-app

Gå till www.resound.com/smartapp för att se vilka mobilenheter som är kompatibla med ReSound Smart-appen.

STYR DINA TILLBEHÖR

Aktivera och kontrollera ljudnivåerna på din ReSound Unite™ MiniMikrofon och fokusera på rösten från personen som bär den. Och när nyhetssändningen börjar på TV kan du växla direkt till din ReSound Unite TV/Audio Streamer 2 med ett tryck på skärmen.


LÄGG TILL FAVORITER

Finjustera hörapparaternas inställningar och spara dem som favoriter. Appen ReSound Smart utnyttjar mobilens förmåga att geotagga platser för att automatiskt aktivera ljudinställningarna när du kommer till en plats som finns bland dina favoriter. Du kan aktivera favoritinställningarna när du vill.




Förbättra ljudet och minska ansträngningen i krävande ljudmiljöer

Den senaste versionen av ReSound Smart-appen har tre nya funktioner som är exklusiva för ReSound LiNX2.




RÖSTFOKUS

Du kan välja exakt vad du vill lyssna på. Med röstfokus kan du justera bredden på upptagningsområdet så att rösten från personen som talar blir tydligare.



BEKVÄM I BULLRIGA MILJÖER

Dämpa ljudnivåerna i bullriga miljöer för ökad hörkomfort och bättre taluppfattning.



KOMFORT I VINDBRUS

Aktivera vindbrusfiltret för att minska mängden störande vindbrus på blåsiga dagar för maximal hörkomfort – med minimal ansträngning.



APPAR

Lindra tinnitus med ReSound LiNX²™

Tinnitus kan inte botas, men kan behandlas.
Om du lider av tinnitus erbjuder ReSound LiNX²
nya och smarta verktyg som ger dig lindring.

VAD ÄR TINNITUS?

Allt från ringande och tjutande ljud till susande och klickande ljud – tinnitus kommer i många olika skepnader. Men de flesta beskriver tinnitus som ett slags ”tjutande i huvudet”. För vissa kommer och går ljudet utan att ställa till med allt för mycket besvär. För andra är det ett konstant ljud som påverkar tillvaron negativt.

Graden av tinnitus beror ofta på hur pass mycket du fokuserar på ljudet. När tinnitus leder till negativa känslor såsom frustration eller rastlöshet slutar det med att du fokuserar ännu mer på ljudet. Med tiden blir det konstanta tjutande ljudet allt svårare att ignorera. Detta kallas den ”onda cirkeln”. Syftet med tinnitusbehandling är enkel: att bryta den onda cirkeln.

BEHANDLA TINNITUS MED RESOUND LINX²

ReSound LiNX² fungerar genom att avleda uppmärksamheten från tinnitusljuden med lugnande bakgrundsljud. Dina tinnitussymtom – och din smak – är unika. De ljud som du uppfattar som lugnande kan uppfattas helt annorlunda av andra personer. Därför erbjuder ReSound LiNX² ett brett utbud av förinstallerade tinnitusbehandlingsljud och Nature Sounds™ direkt i hörapparaterna.



RESOUND SMART™-APP

Med appen ReSound Smart™* kan du justera dessa ljud eller välja mellan olika Nature Sounds för att lindra dina tinnitusbesvär:

TINNITUS TUNER

Hitta en personlig inställning som lindrar din tinnitus. Använd justeringsreglaget för att ställa in ljudets tonläge och modulering och välja det tinnitusbehandlingsljud som passar dig bäst.

NATURE SOUNDS

Prova de sex förinstallerade naturinspirerade ljuden, bland annat ”Strand” och ”Strandsurfning”, för att se vilket som fungerar bäst för dig.



APPEN RESOUND RELIEF™

ReSound Relief är ett specialprogram som kombinerar olika typer av ljud, bland annat anpassningsbara och dynamiska ljudlandskap, samt guideade avslappningsövningar som hjälper till att avleda uppmärksamheten från din tinnitus.



* Avancerade tinnitusfunktioner finns tillgängliga i version 3.1 av appen ReSound Smart.

Ta en titt under huven

Kärnan i ReSound LiNX2™, som driver vår avancerade teknik Surround Sound by ReSound™ och 2,4 GHz trådlös teknik, har en kraftfull motor: SmartRange™, världens snabbaste specialutvecklade dual-core chipplattform för hörapparater.

Hastigheten på SmartRange har gjort det möjligt att förbättra Surround Sound by ReSound anslutningsmöjligheter och fört oss ännu närmare vårt slutgiltiga mål – naturlig hörsel.

Med den unika kombinationen av teknik som är så pass avancerad att den anpassar sig efter dig och din livsstil, ger ReSound LiNX2 hörapparater dig det stöd du behöver – på dina villkor.

FÄRGVAL FÖR RIE OCH BTE



ReSound LiNX2 tekniska nivåer

Funktioner	ReSound LiNX2™ 9	ReSound LiNX2™ 7	ReSound LiNX2™ 5
Fullt anpassningsbara program	4	4	4
Synkroniserad programknapp	●	●	●
Synkroniserad volymkontroll*	●	●	●
SmartStart™ (Fördröjd aktivering)	●	●	●
PhoneNow™ (AutoTelefon)	●	●	●
Comfort Phone™ (KomfortTelefon)	●	●	●
Öra-till-öra-kommunikation	●	⊙	○
Made for iPhone (Direkt ljudstreaming)	●	●	●
ReSound Unite™ TV/Audio Streamer 2, Fjärrkontroll 2, TelefonClip+, MiniMikrofon	●	●	●
ReSound Smart™ -app	●	⊙	⊙
ReSound Control™ -app (TelefonClip+ krävs)	●	●	●
Audiologiska funktioner			
WARP-kompression – antal band	17	14	12
Miljöoptimering	●	●	●
Binaural Directionality™ II (Binaural Riktverkan II)	●		
Spatial Sense™ (Avancerad Omni)	●		
Binaural Directionality™ (Binaural Riktverkan)		●	
Riktningmixprocessor	●	●	●
-Justerbar riktningmix	●	●	
Natural Directionality™ II (Naturlig Riktverkan)		●	●
Synchronised SoftSwitching™	●	●	
Softswitching™			●
AutoScope Adaptive Directionality™ (Adaptiv Riktverkan)	●		
Multiscope Adaptive Directionality™ (Adaptiv Inzoomning)		●	
Adaptive Directionality™ (Fast Riktverkan)			●
Binaural Environmental Optimizer™ II (Binaural MiljöOptimering II)	●		
Miljöoptimering II		●	
NoiseTracker™ II (Brusreducering II)	●	⊙	○
Expansion	●	⊙	○
Windguard™ (Vindbrushanterare)	●	⊙	○
Sound Shaper	●	●	●
Low Frequency Boost (endast UP-hörtelefon)	●	⊙	○
DFS Ultra™ II	●	●	●
-Music Mode™ (Musikläge)	●	●	●
Auto DFS™	●	●	●
Synchronized Acceptance Manager (Acceptansverktyg)	●	●	●
Förstärkningsmetod (WDRC/Semilinear/Linear - endast UP-hörtelefon)	●	⊙	○
Tinnitus Brusgenerator med Nature Sounds™ (Naturljud)	●	●	●
Anpassningsfunktioner			
Aventa anpassningsprogram (version 3.8 eller senare)	●	●	●
Justerbara band	Max 17	Max 14	Max 12
Onboard Analyzer™ II (Datalogging)	●	●	●
In situ hörselmätning	●	●	●
Trådlös anslutning med Airlink™ 2	●	●	●

○ Standard

⊙ Avancerad

● Ultimat



ReSound® hjälper dig att återupptäcka hörseln med hörsellösningar som efterliknar örats naturliga egenskaper. Vårt mål är att ge dig möjlighet att leva ett aktivt liv fullt ut utan att behöva tänka på din hörselnedsättning.

ReSound LiNX²™ är den nya branschnormen inom smart hörsteknik och ger dig oslagbar ljudkvalitet, tal- och rumsuppfattning. Du kan streama stereoljud direkt från din iPhone, anpassa dina ljudinställningar på direkten och kommunicera utan ansträngning med släkt, vänner och kollegor i alla typer av ljudmiljöer.

resound.com/linx2

resound.com/linx2

SVERIGE

GN Hearing Sverige AB
Box 11034
SE-404 21 GÖTEBORG,
Sverige
Tel: +46 31 800 150
www.gnhearing.se

ReSound

rediscover hearing