



ReSound LiNX 3D™

Smart Hearing:  
El futuro  
está aquí





# El futuro está aquí

Smart Hearing cambiará su idea sobre los audífonos. Se adaptan al usuario en lugar de hacer que se adapte a ellos.

En la playa o en el salón de su casa, disfrutará conectándose al mundo que le rodea con un sonido cristalino.

Con ReSound LiNX 3D™ escuchará lo que nunca haya imaginado. Pueden utilizarse como auriculares estéreos inalámbricos. Y obtener una nueva dimensión de control sobre su experiencia auditiva, esté donde esté.

Todo esto en un audífono duradero, cómodo y casi invisible en el oído.

Ahora podrá escuchar más, hacer más y ser más de lo imaginable.

En una serie que comenzó con el primer audífono Made for iPhone, el ReSound LiNX 3D es el primer audífono Smart Hearing de ReSound.

Descubra más sobre ReSound LiNX 3D y Smart Hearing en [resound.es](https://resound.es)

# Escuchar más de lo que jamás hubiera imaginado

Imagínese poder hablar con sus compañeros en un entorno con ruido de licuadoras, cubiertos y sartenes.

Con ReSound LiNX 3D es más fácil de lo que parece.

Esto se debe a que estos audífonos son los mejores en el reconocimiento de voces y utilizan tecnología avanzada para hacerlos escuchar. Y escuchará conversaciones desde todas las direcciones, incluso aunque haya ruidos de fondo cambiantes.



Porque ReSound LiNX 3D identificará hasta un

# 50%

mejor los discursos en distintos entornos\*

Escuchará un

# 80%

más de sonidos a su alrededor\*\*

No importa dónde esté, no se perderá lo que ocurre a su alrededor

Captará un

# 40%

más de matices en entornos con ruido\*\*

Hable con familiares, amigos y compañeros incluso en ambientes animados

En comparación con los audífonos prémium de las marcas de la competencia.

Fuentes: \*Groth (2016), \*\*Jespersen et al. (2016)



El mundo está repleto de sonidos que no nos queremos perder -voces, música, el rebote de una pelota de baloncesto, incluso los pitidos de un semáforo. Su cerebro posee la increíble capacidad de dar sentido al sonido, y utiliza diferentes tácticas dependiendo de los niveles de ruido. Nuestras tecnologías avanzadas aprovechan al máximo esta función para ayudarle a escuchar y centrarse en lo que es importante para usted.

Sensación Espacial le da un sentido claro y natural de los sonidos que le rodean. Pero en situaciones auditivas más complejas, la Direccionalidad Binaural III le permite centrarse en lo que quiera, sin por ello ignorar lo que ocurre a su alrededor.

**i** ¿Sabía qué?

La principal preocupación para los usuarios de audífonos es poder manejarse en cualquier entorno sonoro.

 Conectividad

## Todos los sonidos que deseamos oír

Queremos oírnos, pero también queremos escuchar las noticias, ver nuestra serie favorita y charlar con nuestros amigos por teléfono. Con ReSound LiNX 3D, todo esto es fácil. De hecho, puede transmitir prácticamente cualquier sonido directamente a sus audífonos.

ReSound LiNX 3D es un audífono Made for iPhone, y funciona como auriculares estéreos inalámbricos para transmitir el sonido de su iPhone, iPad o iPod touch.

Los accesorios inalámbricos ReSound le permiten transmitir aún más sonidos desde su TV, la parte delantera de una sala de reuniones o el asiento trasero de su coche. (Ver más en página 13)

## Todo funciona unido

Escuche a su amigo a través de ReSound Micro Mic mientras caminas se dirige al partido. Si suena el teléfono y lo contesta, el Micro Mic se silencia hasta que termine la conversación.

### Un mundo nuevo de aplicaciones



¿Quiere explorar una nueva parte de la ciudad? Obtenga instrucciones de navegación transmitidas directamente al audífono.



¿Va a viajar a un país exótico? Pruebe la aplicación Google Translate para traducir las recomendaciones del camarero directamente en tu oído.



## ReSound Smart 3D™

# Mejor control de la audición

ReSound LiNX 3D se ajusta automáticamente a su entorno sonoro. Sin embargo, ¿quién no querría personalizar y controlar sus sonidos en cualquier momento? Ahora puede hacerlo con la nueva aplicación ReSound Smart 3D.



## Está todo aquí

Todo lo que necesita para un ajuste rápido se encuentra en la pantalla principal para acceder con un toque. De este modo, siempre se sentirá seguro con su audífono y listo para participar en el mundo que le rodea.

### Carrusel de programas

Fácil desplazamiento de todos los programas

### Programa actual



### Botones rápidos

Optimización de sonido con un solo toque

### Volumen y silencio

Fácil acceso a más opciones de ajuste




Control de sonido disponible en Apple Watch



## Personalización del sonido

### Mejora de Sonido


¿Alguna vez se encuentran en una situación difícil en la que no pueden escuchar a alguien? Si necesita más ayuda que los botones rápidos, Toque en Mejora de Sonido para más opciones.



Ajuste de bajos/medios/agudos



Ajuste reducción de sonido



Ajuste centro de conversación



Ajuste reducción de ruido de viento

### Favoritos

Guarde los ajustes que preferidos como programa Favorito. Incluso puede geoetiquetarlo para activarse automáticamente cuando llegue al trabajo, a casa, al campo de golf, o donde usted quiera.

## El audífono y su propietario

No olvide el botón Mi ReSound para solicitar ayuda extra cuando la necesite.

### Encontrar mis audífonos

Si pierde los audífonos, la aplicación mostrará su última posición grabada en un mapa.

### Consejos

Le ayudan a aprender a utilizar los audífonos con consejos adaptados a su audición y a sus preferencias.

Vea toda la lista de dispositivos compatibles en [resound.es](https://resound.es)

# Cuidado auditivo esté donde esté

A veces, los ajustes que gustan en la clínica funcionan de manera diferente en la vida cotidiana. Si experimentan problemas recurrentes o necesitan más ajustes que los ofrecidos por el ReSound Smart 3D, es hora de que activar ReSound Assist.

Una vez en la aplicación, brinda acceso directo al audioprotesista. Puede utilizarlo mientras experimenta una dificultad auditiva, por lo que no tendrá que recordar cómo describir la situación auditiva la próxima vez que esté en la clínica. Es fácil, cómodo y obtendrá una configuración optimizada para la vida real.



ReSound Assist permite mantener el contacto con el audioprotesista y obtener una configuración nueva a través con las nuevas tecnologías.

### Conexión segura y fiable


ReSound Assist se basa en una de las plataformas en la nube más fiables, Microsoft Azure, sus datos seguirán siendo privados y estarán seguros.

## Solicitud de asistencia en cualquier lugar


Describir un sonido puede ser difícil. Si necesita una configuración nueva, le ayudaremos a crear información precisa para que el audioprotesista pueda realizar los ajustes precisos.

La información consiste en:


- Una evaluación diagnóstica
- La descripción subjetiva
- Un informe automático de la configuración del audífono



En Mi ReSound, se puede Solicitar asistencia



Contestar algunas preguntas



Escribir un mensaje personal y enviar la solicitud

## Ajustes actualizados en cualquier situación

Basándose en la solicitud, el audioprotesista actualizará la configuración y la enviará a través de la aplicación ReSound Smart 3D. Para actualizar, deben colocarse los audífonos cerca del smartphone y pulsar "instalar".

Al probar la nueva configuración, podrá optar por mantenerla o volver a la configuración anterior.





## Casi invisible

Los audífonos ReSound LiNX 3D son tan discretos que tendrá que quitarlos para que se vean. Con lo último en discreción, comodidad y fiabilidad duradera, incluso podría llegar a olvidar que los está usando.



## Protección completa

Quiere confiar en el audífono. \* Por eso cubrimos cada componente - por dentro y por fuera - con nanotecnología iSolate para protegerlos contra la suciedad, la humedad y los residuos.

*\*Rastreador de sonido: Prestaciones más importantes de audifonía (2016)*



### Estilos RIE y BTE



### Colores RIE y BTE



### Audífonos a medida



### Colores a medida



## Accesorios inalámbricos

Con ReSound, puede obtener toda una gama de accesorios inalámbricos para ampliar la audición a pesar de la distancia o de situaciones ruidosas. Son fáciles de usar y permiten transmitir desde casi cualquier fuente de sonido. Lo mejor de todo es que funcionan juntos como un sistema inteligente - por ejemplo, el televisor se silencia cuando se recibe una llamada telefónica y el sonido vuelve automáticamente cuando se cuelga.



### ReSound Multi Mic

Se coloca sobre la mesa o se cuelga en la ropa para transmitir el sonido directamente a sus audífonos. Mejora la audición a distancia y en entornos ruidosos.



### ReSound Phone Clip+

Brinda más libertad, comodidad y control mientras transmite llamadas telefónicas, música o sonidos desde su teléfono habilitado para Bluetooth.



### ReSound TV Streamer 2

Transmite sonido estéreo directamente en los audífonos para que pueda escuchar al volumen adecuado mientras las personas a su alrededor escuchan al suyo.

Vea todos los accesorios inalámbricos ReSound en [resound.es](https://www.resound.es)



# ReSound Smart Hearing, mundialmente reconocido

Los audífonos Smart Hearing han sido reconocidos en todo el mundo por ofrecer un futuro más brillante para las personas con pérdida auditiva.

ReSound LINX 3D es la última de una prestigiosa línea de audífonos Smart Hearing de ReSound. Están cambiando el concepto de conversación, desde las limitaciones que implica utilizar un audífono hasta los beneficios de utilizar uno de los dispositivos más inteligentes del mundo.

ReSound Smart Hearing es el orgulloso ganador de los siguientes premios:



**CES Innovation Award 2017**  
Best of innovation Honoree in Accessible Tech, otorgado por Consumer Electronic Show, EE.UU. (Mejor innovación para la tecnología accesible)



**Die Goldene Concha 2016**  
La mejor gama de audífonos, otorgada por audiólogos alemanes independientes



**Golden Lobe Award 2016**  
Mejor sistema auditivo y mejor aplicación móvil, otorgado por la Asociación Británica de Profesionales Independientes de la Salud Auditiva

## Prestaciones

Detallamos todas las prestaciones únicas y las tecnologías avanzadas de ReSound LINX 3D que ayudarán a escuchar más, hacer más y ser más de lo imaginable.

PRESTACIONES FUNCIONALES	ReSound LINX3D 9	ReSound LINX3D 7	ReSound LINX3D 5
Programas totalmente flexibles	4	4	4
Pulsador sincronizado*	■	■	■
Control de volumen sincronizado*	■	■	■
Inicio Inteligente	■	■	■
Llamar Ahora	■	■	■
Apto para teléfono	■	■	■
Comunicación oído-oído	■	■	■
Made for iPhone (transmisión directa de audio)	■	■	■
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV Streamer 2, Phone Clip+ y Remote Control 2	■	■	■
Aplicación ReSound Smart 3	■	■	■
Aplicación ReSound Smart 3D - Mejora de Sonido	■	■	■
Aplicación ReSound Smart 3D - ReSound Assist	■	■	■
Aplicación ReSound Control (requiere Phone Clip+)	■	■	■
PRESTACIONES AUDIOLÓGICAS			
Compresión WARP - número de canales	17	14	12
Direccionalidad Binaural III	■		
Sensación Espacial	■		
Direccionalidad Binaural		■	
Direccionalidad Natural II	■	■	■
Procesador Mix Direccional	■	■	■
Mix Direccional Ajustable	■		
Cambio suave sincronizado	■	■	
Cambio suave			■
Direccionalidad Adaptable Autofoco	■		
Direccionalidad Adaptable Multifoco		■	
Direccionalidad Adaptable			■
Controlador de Ambiente Binaural II	■		
Controlador de Ambiente		■	
Noise Tracker II	■	▣	□
Expansión	■	▣	□
Protección contra viento	■	▣	□
DFS Ultra II	■	■	■
Modo Música	■	■	■
Auto DFS	■	■	■
Adaptación Progresiva	■	■	■
Generador de Ruido para tinnitus con Sonidos de Naturaleza	■	■	■

■ Superior    ▣ Avanzado    □ Básico

\* Modelos seleccionados  
Ver hoja de datos para una lista completa de prestaciones



Las personas con pérdida auditiva están en el corazón de lo que hacemos. Nuestro galardonado audífono ReSound® Smart Hearing ayuda a que las personas se sientan más involucradas, conectadas y que tengan el control sobre su entorno. En un mundo cada vez más inteligente, pensamos a lo grande y desafiamos la norma para que podamos transformar vidas a través del poder del sonido. Disponible exclusivamente a través de audiólogos y profesionales de la audición.

ReSound forma parte del grupo GN - ofreciendo un gran sonido; desde los audífonos líderes mundiales ReSound hasta los auriculares de oficina Jabra y auriculares deportivos. Fundada en 1869, da empleo 5000 personas y cotiza en NASDAQ OMX Copenhagen. GN hace que la vida suene mejor.

Descubra más sobre cómo Resound LiNX 3D™ puede ayudarle a sacar todo el partido a la vida en [resound.es](https://resound.es)

 [facebook.com/ReSoundSpain](https://facebook.com/ReSoundSpain)

 [twitter.com/ReSoundSpain](https://twitter.com/ReSoundSpain)

**Fabricante:**

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Dinamarca  
Tel.: +45 4575 1111  
[resoundpro.com](https://resoundpro.com)

**GN ReSound Spain**

Parque Empresarial Prado Overa  
c/ Puerto de la Morcuera, 14-16  
28919 Leganés (Madrid)  
Tel.: +34 91 428 22 30  
[resound.com](https://resound.com)

© 2017 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch y Apple Watch son marcas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países. Android, Google Translate, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Dolby y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. La marca de la palabra Bluetooth y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

**ReSound GN**  
.....